









Teeth Whitening Accelerator

Home Edition

BY-GM224

-Instruction Manual-





English	3
Čeština	7
Deutsch	11
ελληνικά	16
Español	21
Français	26
Hrvatski	31
Italiano	36
Magyar	41
Nederlands	46
Norsk	51
Polski	55
Português	59
Romana	64
Русский	69
Slovenčina (Slovenský jazyk)	74
Svenska	79
Türkçe	84
简体中文	89
繁體中文	93
日本語	97
ภาษาไทย	102
한국의	106
ةيبرعلا	111

Check Your Package To Ensure That The Following Items Are All Included:

- 1 x Gemini™ LED light unit
- 5 x Gemini™ whitening gel syringes
- 1 x Gemini™ tray
- 1 x Gemini™ power unit with rechargeable lithium battery
- 1 x Gemini™ charge cord
- 1 x Gemini™ USB/electrical adaptor
- 1 x Bleaching Shade Guide

Before Use

Gemini™ light unit will require a full charge before initial use. For ease of use, the Gemini™ comes with a USB charging cord with adaptor. Via electrical outlet it will take approximately 3 hours to obtain a full charge, and can perform approximately twenty 20-minute cycles from a full charge. Charging via computer will be slightly longer, depending on system.

Light Indication	Status
Blue	Fully charged
Blue, pulsing slowly	In use
Orange	Charging
Orange, pulsing quickly	Needs recharging

Gemini™ Instructions For Use

1. Floss and brush teeth gently.
2. Determine original tooth shade using the Bleaching Shade Guide. (Fig. A) Mark shades for post-treatment comparison.
3. Using one of the included gel syringes, apply the whitening gel evenly along the margin of the tray between the inner ridge and the outer plastic lining, according to illustration. User should expend 50% of syringe gel to lower part of tray, then flip tray and expend remaining gel to upper part of tray. (Fig. B)
* Actual size dose
4. Insert tray inside mouth. Horizontal tab should be facing from the bottom of the tray. (Fig. C)

Bite gently. Teeth should fit over teeth outline on tray. Adjust the lips up and away from the tray and rest the lips in the lip guard portion of the tray for a comfortable fit. (Fig. D)

5. Place the Gemini™ light emitter in front of tray. Embedded magnets will automatically direct the light to the optimal position in front of the tray. (Fig. E)



Press and hold “” button for five seconds. Gemini™ light will activate for a full twenty minute cycle. At end of session, light will automatically deactivate.

If session needs to end prematurely, press and hold “” button for two seconds. Light will deactivate.

After twenty minute cycle, remove tray and rinse. Tray can be rinsed and patted dry with tissue or soft cloth.

Once dry repeat steps 3-5 two more times.

6. Evaluate color change against the marked shades from step 2. (Fig. F)

For Best Results

Minimize consumption of colored food and drinks while using the Gemini™. Try to limit use of tobacco products. Maintain good oral hygiene during the treatment.

In rare cases, whitening gel may come into contact with the gums during the treatment. In such a case the pink tissue may turn white post-treatment. This will fade in a few hours following the treatment and is not cause for concern.

Keep out of reach of children. Not suitable for pregnant or nursing women or children under 18 years of age.

If you have severe stains caused by tetracycline, fluoride, or another chemical, discuss your best options for whitening these stains with your dentist. The Gemini™ is effective on whitening these types of stains; however additional treatment cycles and adaptations may be necessary to achieve best results.

To help maintain your great new smile you may try the following products.



More information on our oral care line can be seen here: www.beyonddent.com

Cleaning The Gemini™

1. Wash the tray with soapy water, then rinse and dry with tissue or soft cloth.
2. Use a damp cloth to wipe off the Gemini™ LED cold-light unit. DO NOT rinse or submerge.

Storage And Maintenance

Store all items in a cool, dry place. Avoid exposure to direct sunlight. For best results, keep Gemini™ whitening gel refrigerated. After use, empty syringes may be recycled.



Note: Within the US, you may provide BEYOND® Dental & Health with your empty syringes for a \$5 coupon on your next order of Gemini™ refill syringe kit. Please contact BEYOND® Dental & Health for further details.

Contraindications

Gemini™ Whitening Gel is contraindicated for patients with known allergy or chemical sensitivity to peroxides or glycols.

Frequently Asked Questions

What results should I expect from the Gemini™ Teeth Whitening Accelerator?

Results will vary depending on tooth condition, but one should see on average a 6-8 shade improvement after one sitting of sixty minutes in total.

Can I expect tooth sensitivity?

No. Tooth sensitivity can occur from either high concentrations of hydrogen peroxide or dehydration from the gel or light. The Gemini™ uses a mild 6% concentration, coupled with a UV-free LED light accelerator.

Who can use the Gemini™ Teeth Whitening Accelerator?

The Gemini™ is user-friendly enough for anyone to use, but is generally suggested for those 18 or over. We also do not suggest either pregnant or nursing women to use.

Do I have to do all 3-20 minute procedures in a row?

No. This is recommended for best results, but the procedure can be broken down to a single 20 minute session per day. We do recommend the full three sessions of twenty minutes in one sitting for the fastest and longest-lasting results.

Do results vary per person?

Yes, the results will depend on your teeth condition and personal habits. Generally speaking, the Gemini™ will bring your teeth shade back to where it was originally before you stained it from tobacco use, coffee, red wine or staining food.

How long should I wait between procedures?

After a full teeth whitening, we generally suggest you wait 3-6 months before another session. It will generally take this long to re-stain your teeth from normal life habits.

What type of gel is being used?

We use a 6% hydrogen peroxide mix, which allows for a mild formula and yet provides strong results when combined with our specially designed Gemini™ accelerator.

How long does the gel last?

The gel should last through the expiry date (around 18 months), but be sure to refrigerate the gel once it's opened.

Will the Gemini™ work on porcelain veneers, bonded teeth and dental implants?

Veneers, bonding and dental implants all will collect surface stains over time. The Gemini™ treatment will whiten these stains, but the whitening will not be as deep as with live, natural teeth. The whitening will not go past the initial color that was created for the material.

If I experience sensitivity, what are the next steps?

Stop Treatment. You should get in contact with your local dental professional to ensure your teeth and gums are healthy. It is unusual to have sensitivity with the Gemini™ treatment, and this could mean you have a separate dental concern.

Can I use other gels with the Gemini™ system?

The Gemini™ gels were specifically formulated to safely react with the Gemini™ accelerator. Extensive testing was used to provide premium whitening results without sensitivity. We cannot offer an opinion on other gels regarding safety or effectiveness.

I followed the steps, and would like for my sister to try also. Can I buy trays separately?

Yes, we offer both the tray and refill gels separately. You can contact us via our website at www.beyonddent.com to reorder.

Is the Gemini™ FDA approved?

The Gemini™ is listed as a Class I medical device with the FDA.

Zkontrolujte balení a ujistěte se, že obsahuje všechny následující položky:

- 1 x Gemini™ světelná jednotka LED
- 5 x Gemini™ stříkačky s bělicím gelem
- 1 x Gemini™ formička
- 1 x Gemini™ napájecí jednotka s nabíjecí lithiovou baterií
- 1 x Gemini™ nabíjecí kabel
- 1 x Gemini™ USB/elektrický adaptér
- 1 x Pomůcka k určení odstínu bělení

PŘED POUŽITÍM

Gemini™ světelnou jednotku je před prvním použitím nutno plně nabít. Pro snadnější použití je přibaleno USB nabíjecí kabel s adaptérem. Plné nabití přes elektrickou přípojku trvá zhruba 3 hodiny. Plná baterka vystačí pro asi dvacet dvacetiminutových cyklů. Nabíjení přes počítač trvá o něco dále, v závislosti na počítačovém systému.

Světelný indikátor	Stav
Modrá	plně nabit
Modrá, pomalu pulsující	používá se
Oranžová	nabíjí se
Oranžová, rychle pulsující	nutno nabít

Gemini™ Návod k použití

1. Zuby si šetrně vyčistíte pomocí dentální nitě a zubního kartáčku.
2. Určete stávající odstín Vašich zubů pomocí Pomůcky k určení odstínu bělení (Obr. A)
Odstín si poznačte, abyste jej mohli po proceduře porovnat.

3. Jednou ze stříkaček aplikujte bělicí gel rovnoměrně podél vnitřního okraje formičky a vnějšího plastového obložení. Řídte se obrázkem (Obr. B) Polovinu gelu vstříkněte do spodní části formičky, pak formičku otočte a zbylý gel použijte v horní části formičky.
* Skutečná velikost dávky

4. Vložte formičku do úst. Horní ouško by mělo směřovat směrem od spodní části formičky. (Obr. C)

Opatrně skousněte. Zuby odpovídat linii formičky. Upravte rty tak, aby pohodlně spočívaly vně formičky. (Obr. D)

5. Umístěte Gemini™ světelnou jednotku před formičku. Vestavěné magnety budou automaticky směřovat světlo před formičku. (Obr. E)



Stiskněte a podržte tlačítko "👁️" po dobu pěti sekund. Gemini™ světelná jednotka se zapne na dobu dvacetiminutového cyklu. Po skončení cyklu se automaticky vypne. Pokud potřebujete cyklus předčasně ukončit, stiskněte tlačítko "👁️" a podržte je dvě sekundy.

Po skončení cyklu formičku vyndejte a opláchněte. Formičku je možno umýt a osušit ubrouskem nebo měkkou tkaninou. **Po uschnutí zopakujte krok dvakrát č. 3, 4 a 5.**

6. Porovnejte změnu zbarvení zubů s odstínem označeným ve vzorníku v Kroku 2 (Obr. F)

PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

Během používání Gemini™ omezte potraviny a nápoje obsahující barviva a pokuste se omezit kouření. Během procedury pečlivě dodržujte ústní hygienu.

Velmi zřídka se bělicí gel dostane do kontaktu s dásněmi a ty zbledají. Není důvod k obavám, několik málo hodin po ukončení procedury opět zrudou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není

vhodné pro těhotné nebo kojící ženy a pro děti mladší 18 let. Pokud máte těžké skvrny od tetracyklinu, fluoridu nebo jiné chemikálie, poraďte se o možnostech vybělení se svým zubním lékařem. Gemini bude účinkovat, ale pro dosažení nejlepších výsledků může být zapotřebí více cyklů a úprav.

Chcete-li si udržet svůj skvělý nový úsměv, vyzkoušejte tyto výrobky.



Více informací o řadě našich produktů ústní hygieny naleznete na: **www.beyonddent.com**

ŽAK ČISTIT Gemini™

1. Umyjte formičku v mýdlové vodě, opláchněte a osušte ji ubrouskem nebo měkkou tkaninou.
2. Gemini LED jednotku pouze otřete vlhkým hadříkem. **NEOPLACHUJTE** a nikdy ji neponořte do vody.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Všechny součásti balení uložte na suchém a chladném místě. Nevystavujte přímému světlu. Pokud možno skladujte Gemini™ bělicí gel v lednici.



Použité stříkačky recyklujte.

Kontraindikace

Gemini™ Whitening Gel je se nesmí používat u pacientů alergických nebo citlivých na peroxid nebo glykoly.

Časté dotazy

Jaké výsledky mohu čekat od Gemini™ Bělicího urychlovače?

Výsledky se liší v závislosti na stavu chrupu, po hodinové proceduře lze v průměru očekávat zlepšení o 6-8 stupňů.

Mám očekávat zvýšenou citlivost zubů?

Ne. Zvýšenou citlivost zubů způsobuje buď vysoká koncentrace peroxidu vodíku nebo odvodnění způsobené

gelem nebo světlem. Gemini™ obsahuje pouze šest procent peroxidu vodíku a náš LED světelným urychlovačem je zcela bez UV záření.

Musím provést všechny tři dvacetiminutové procedury najednou?

Ne, nemusíte. Je to sice doporučeno pro nejlepší výsledky, ale lze provést jen jednu dvacetiminutovou proceduru denně. Pro nejrychlejší a nejtrvalejší výsledek doporučujeme provést všechny tři dvacetiminutové procedury najednou.

Kdo může použít Gemini™ Bělicí urychlovač?

Obsluha Gemini™ je jednoduchá pro kohokoliv, ale bělicí urychlovač se obecně doporučuje od 18 let. Nedoporučuje se pro těhotné nebo kojící ženy.

Liší se výsledky případ od případu?

Ano, výsledky záleží na stavu Vašeho chrupu a osobních návycích. Obecně řečeno budou Vaše zuby díky Gemini™ o odstín bělejší než předtím, než na nich zanechalo stopy kouření, káva nebo červené víno.

Jaká je doporučená přestávka mezi procedurami?

Po kompletním bělení obvykle doporučujeme počkat 3-6 měsíců. Za tuto dobu se obvykle zuby opět ušpiní.

O jaký typ gelu se jedná?

Je to šesti procentní směs peroxidu vodíku, jedná se tedy o šetrný přípravek, který spolu s použitím našeho Gemini™ urychlovače zaručuje výborný výsledek.

Jak dlouho gel vydrží?

Gel vydrží až do datumu doby použitelnosti (asi 18 měsíců), ale po otevření je nutno jej uchovávat v lednici.

Bude Gemini™ fungovat na fazetách, lepených zubech nebo zubních implantátech?

Fazety, lepené zuby i zubní implantáty se časem ušpiní. Gemini™ systém tyto skvrny vybělí, ale nebude to tak výrazné jako u živých, přirozených zubů. Nikdy nebudou bělejší než původní barva materiálů.

Co dělat, pokud jsou po proceduře zuby citlivé?

Přerušit léčbu. Navštivte svého

zubaře a ujistěte se, že Vaše zuby a dásně jsou zdravé. Gemini™ obvykle nezpůsobuje zvýšenou citlivost zubů, citlivost by naznačovala problém se zuby.

Mohu použít Gemini™ systém i pro jiné gely?

Gemini™ gely byly vyvinuty speciálně pro bezpečné působení s Gemini™ urychlovačem. Proběhlo rozsáhlé testování pro dosažení mimořádného bělení bez zvýšení citlivosti. Nemůžeme posoudit bezpečnost či účinnost jiných gelů.

Řídila jsem se pokyny a chtěla bych, abych si bělení vyzkoušela i sestra. Mohu si formičky zakoupit zvlášť?

Ano, formičky i gely si můžete dokoupit zvlášť přes naši webovou stránku www.beyonddent.com.

Je Gemini™ schváleno americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léků (FDA) ?

Ano, FDA zařadil Gemini™ do 1. kategorie zdravotnických prostředků.

Kontrollieren Sie Ihre Packung um sicher zu gehen, dass alle Bestandteile enthalten sind:

- 1 x Gemini™ LED Licht Einheit
- 5 x Gemini™ Whitening Gel Spritze
- 1 x Gemini™ Schiene
- 1 x Gemini™ Netzteil mit aufladbaren Lithium Batterien
- 1 x Gemini™ Ladekabel
- 1 x Gemini™ USB/elektrischer Adapter
- 1 x Bleaching Farbskala

VOR DER VERWENDUNG

Gemini™ Licht Einheit vor der Verwendung aufladen. Für einfache Verwendung ist der Gemini™ mit USB Ladekabel mit Adapter ausgestattet. An der Steckdose dauert es bis zur vollständigen Aufladung in etwa 3 Stunden, mit einer vollen Ladung kann man etwa einen zwanzig 20-minütigen Zyklus durchführen. Eine Aufladung über den Computer dauert etwas länger, abhängig vom System.

Leuchtanzeige	Status
Blau	voll aufgeladen
Blau, pulsiert langsam	im Einsatz
Orange	laden
Orange, pulsiert schnell	muss aufgeladen werden

Gemini™ Gebrauchsanweisung

1. Reinigen Sie die Zähne sanft mit Zahnseide und Bürste.
2. Bestimmen Sie die Original Zahnfarbe mit der Farbskala. (Fig. A). Markieren sie diese für einen Vergleich nach der Behandlung.
3. Mit einer der mitgelieferten Gel Spritzen, tragen Sie das Bleaching-Gel gleichmäßig entlang des Randes der Schiene zwischen der inneren Kante und der äußeren Kunststoffverkleidung nach Abbildung. (Fig. B)

Man nimmt zuerst die Hälfte aus dem unteren Teil der Spritze, dreht dann diese um 180 Grad, um das restliche Gel aus dem oberen Teil zu verbrauchen.

***Effektive Dosis**

4. Legen Sie die Schiene in den Mund. Die horizontale Lasche sollte dem Boden zugewandt sein, die Licht Einheit wird dort angelehnt. (Fig. D)

Beissen Sie sanft zu. Ihre Zähne sollten in die Vorlage der Schiene passen. Lassen Sie die Lippen zum Schutz möglichst entfernt bei bequemer Passform von der Schiene ruhen. (Fig. D)

5. Platzieren Sie die Gemini™ Licht Einheit vor die Schiene. Eingebettete Magneten werden das Licht automatisch auf die optimale Position vor der Schiene lenken. (Fig. E)

Drücken und halten Sie die Taste "  " für 5 Sekunden. Gemini™ Licht wird für einen vollständigen 20 Minuten Zyklus aktiviert. Am Ende der Sitzung wird das Licht automatisch deaktiviert.

Soll die Sitzung vorzeitig abgebrochen werden, drücken und halten Sie die Taste "  " für 2 Sekunden, dann wird das Licht deaktiviert.

Nach dem 20 Minuten Zyklus, entfernen und spülen Sie die Schiene.

Schiene kann gespült und mit weichem Tuch trocken getupft werden.

Nach dem Trocknen wiederholen Sie die zweimal Schritte 3, 4 und 5.

6. Auswerten Farbwechsel gegen den gekennzeichneten Schattierungen aus Schritt 2. (Abb. F)

Für beste Ergebnisse

Minimieren Sie die Verwendung von farbigen Speisen und Getränken während der Verwendung von Gemini™. Versuchen Sie den Gebrauch von Tabakprodukten zu beschränken. Pflegen Sie gute Mundhygiene während der Behandlung.

In seltenen Fällen kann das Bleaching-Gel während der Behandlung mit dem Zahnfleisch in Berührung kommen. In einem solchem Fall kann das Gewebe nach der Behandlung weiß sein, was jedoch kein Grund zur Besorgnis sein muss, da diese Färbung bereits wenige Stunden nach der Behandlung wieder verschwindet. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht geeignet für Schwangere oder stillende Frauen oder Kinder unter 18 Jahren.

Wenn sie an schwerwiegenden Flecken, verursacht durch Tetracycline, Fluorid oder anderen Chemikalien leiden, besprechen Sie die besten Behandlungsmöglichkeiten zur Aufhellung dieser Flecken mit Ihrem Zahnarzt. Gemini™ ist effektiv und wirksam beim bleichen dieser Art von Flecken, es können jedoch zusätzliche Behandlungszyklen und Adaptionen notwendig sein, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Zur Erhaltung Ihres großartigen, neuen Lächelns können Sie die folgenden Produkte versuchen.



Weitere Information über unsere Mundpflege Linie finden Sie hier:
www.beyonddent.com

REINIGUNG VON Gemini™

1. Waschen Sie die Schiene mit Seifenwasser, dann spülen und trocknen Sie diese mit einem Papiertaschentuch oder einem weichen Tuch.

2. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum abwischen der GEMINI™ LED Kaltlichteinheit. NICHT ausspülen oder untertauchen.

LAGERUNG UND PFLEGE

Bewahren Sie alle Produkte an einem kühlen, trockenen Ort auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Für beste Ergebnisse bewahren Sie das Gemini™ Bleaching Gel gekühlt auf.



Nach dem Gebrauch können leere Spritzen wiederverwendet werden. Hinweis: In den USA wird Ihnen darüber hinaus bei Beyond Dental & Health ein 5,- € Gutschein für leere Spritzen bereitgestellt, den Sie bei Ihrer nächsten Bestellung von Gemini™ Nachfüllspritze Kit einlösen können. Bitte kontaktieren Sie Beyond Dental & Health für weitere Details.

Gegenanzeigen

Gemini™ Bleaching Gel ist für Patienten mit bekannter Allergie oder mpfindlichkeit gegenüber chemischer Peroxide oder Glykole kontraindiziert.

Fragen und Antworten

Welche Ergebnisse kann ich von Gemini™ Teeth Whitening Accelerator erwarten?

Die Ergebnisse variieren je nach Zahn Zustand, aber man sollte im Durchschnitt eine Verbesserung von 6-8 Nuancen nach einer Sitzung von 60 Minuten insgesamt sehen.

Kann ich mit höherer Empfindlichkeit der Zähne rechnen?

Zahнемpfindlichkeiten entstehen entweder durch hohe Konzentrationen von Wasserstoffperoxid oder Dehydrierung aus dem Gel oder Licht. Gemini™ verwendet eine milde Konzentration mit einem UV-freien LED Licht Accelerator gekoppelt.

Muss ich alle drei 20 Minuten Behandlungen nacheinander durchführen?

Nein, das ist für die besten Ergebnisse empfohlen, aber die Behandlung

kann auf 20 Minuten Sitzungen pro Tag aufgeteilt werden. Wir empfehlen jedoch die vollen drei Sitzungen zu je 20 Minuten in einer Sitzung um die schnellsten und am längsten anhaltende Ergebnisse zu erzielen.

Wer kann den Gemini™ Teeth Whitening Accelerator verwenden?

Gemini™ ist benutzerfreundlich für jedermann zu bedienen, aber es wird generell nur für Personen über 18 Jahren empfohlen. Wir empfehlen ebenfalls keine Verwendung für schwangere oder stillende Frauen.

Unterscheiden sich die Resultate pro Person?

Ja, die Resultate sind abhängig von Ihrer Zahnbeschaffenheit und persönlichen Gewohnheiten. Im Regelfall bekommen Sie durch Gemini™ Ihre Zahnfarbe zurück, wie sie ursprünglich war, bevor sie verfärbt wurden durch Tabakkonsum, Kaffee oder Rotwein usw.

Wie lange soll ich zwischen den Verfahren warten?

Nach einer vollständigen Zahnaufhellung empfehlen wir Ihnen 3-6 Monate zu warten vor einer neuen Sitzung. So lange wird es in der Regel dauern, bis Ihre Zähne wieder von normalen Lebensgewohnheiten verfärbt sind.

Welche Art von Gel wird

verwendet? Wir verwenden eine 6% Wasserstoffperoxid Mischung, die eine milde Formel ermöglicht und dennoch gute Ergebnisse liefert, wenn es mit unserem speziell entwickelten Gemini™ Beschleuniger kombiniert wird.

Wie lange hält das Gel?

Das Gel sollte bis zum Verfallsdatum (ca. 18 Monate) halten, um sicher zu gehen bewahren Sie das Gel sobald es geöffnet ist im Kühlschrank auf.

Wirkt Gemini™ bei Keramikschalen, festhaftenden Zähnen und Zahnimplantaten?

Verblendschalen, Verklebungen und Zahnimplantate werden alle im Laufe der Zeit Verfärbungen sammeln. Die Gemini™ Behandlung wird diese Flecken aufhellen, aber das Bleaching ist nicht so tief, wie bei lebenden, natürlichen Zähnen. Die Aufhellung wird nicht so stark sein, wie die ursprüngliche Farbe des Materials.

Wenn ich starke Empfindlichkeit spüre, was sind die nächsten Schritte?

Stoppen Sie die Behandlung. Sie sollten in Kontakt mit Ihrem Zahnarzt treten, um sicherzustellen, dass Ihre Zähne und Zahnfleisch

gesund sind. Es ist ungewöhnlich, dass Empfindlichkeiten nach Gemini™ Behandlung auftreten, es könnte bedeuten, dass sie andere zahnmedizinische Probleme haben.

Kann ich auch andere Gels mit dem Gemini™ System verwenden?

Gemini™ Gels wurden speziell entwickelt, um sicher auf den Gemini Accelerator (Beschleuniger) zu reagieren. Umfangreiche Tests wurden durchgeführt, um Premium Whitening Resultate ohne Empfindlichkeiten zu bieten. Wir können keine Stellungnahme über andere Gels hinsichtlich Sicherheit oder Wirksamkeit abgeben.

Ich habe die Schritte befolgt, nun möchte es meine Schwester auch versuchen. Kann ich die Schienen separat kaufen?

Ja, wir bieten sowohl die Schiene als auch die Nachfüll Gels getrennt an. Sie können uns auf unserer Webseite kontaktieren unter www.beyonddent.com und nachbestellen.

Ist die Gemini FDA zugelassen?

Gemini™ ist als Medizinprodukt der Klasse I bei der FDA gelistet.

Ελέγξτε τη συσκευασία σας ώστε να βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιέχονται:

- 1 x Gemini™ μονάδα φωτός LED
- 5 x Gemini™ σύριγγες με τζελ λεύκανσης
- 1 x Gemini™ θήκη
- 1 x Gemini™ ηλεκτρική μονάδα με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- 1 x Gemini™ καλώδιο φόρτισης
- 1 x Gemini™ USB/ηλεκτρικό αντάππορα
- 1 x Οδηγός Λεύκανσης Σκίασης

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Η Gemini™ δεσμίδα φωτός απαιτεί πλήρη φόρτιση πριν την πρώτη χρήση. Για περισσότερη ευκολία στη χρήση, το Gemini™ συνοδεύεται από καλώδιο USB με αντάππορα. Μέσω ηλεκτρικής φόρτισης θα χρειαστεί περίπου 3 ώρες για πλήρη φόρτιση και μπορεί να κρατήσει περίπου 20 λεπτά από μια πλήρη φόρτιση. Η φόρτιση μέσω υπολογιστή μπορεί να κρατήσει λίγο παραπάνω, αναλόγως το σύστημα.

Ενδεικτική λυχνία	Κατάσταση
Μπλε	Πλήρως φορτισμένο
Μπλε, παλλόμενο σιγά	Σε χρήση
Πορτοκαλί	Φορτίζεται
Πορτοκαλί, παλλόμενο γρήγορα	Χρειάζεται επαναφόρτισ

Gemini™ Οδηγίες Χρήσης

1. Καθαρίστε μεταξύ των δοντιών και βουρτσίστε απαλά.
2. Καθορίστε τη σκίαση του πραγματικού δοντιού χρησιμοποιώντας τον Οδηγό Λεύκανσης Σκίασης. (Εικ. Α).
Μαρκάρετε τις σκιάσεις για συγκρίσεις μετά την θεραπεία.
3. Χρησιμοποιώντας μία από τις σύριγγες τζελ, απλώστε το λευκαντικό τζελ ισομοιράζοντάς το κατά μήκος του περιθωρίου της θήκης, μεταξύ του εσωτερικού χείλους και της πλαστικής εξωτερικής επένδυσης, σύμφωνα με την εικόνα. (Εικ.Β) Ο χρήστης θα πρέπει να απλώσει το 50% του τζελ της σύριγγας στο χαμηλότερο μέρος της θήκης, έπειτα να αναστρέψει τη



θήκη και να απλώσει το υπόλοιπο τζελ στο πάνω μέρος της θήκης.

* Συγκεκριμένο μέγεθος δόσης

4. Τοποθετήστε τη θήκη μέσα στο στόμα. Η οριζόντιος καρτέλα θα πρέπει να είναι απέναντι από το κάτω μέρος της θήκης, ώστε το φως της μονάδας να είναι απέναντι. (Εικ. C)

Δαγκώστε απαλά. Τα δόντια πρέπει να ταιριάζουν πάνω από το περίγραμμα των δοντιών της θήκης. Ρυθμίστε τα χείλη, πάνω και με απόσταση από τη θήκη και ξεκουράστε τα χείλη μέσα στο προστατευτικό τμήμα των χειλιών για μία άνετη εφαρμογή. (Εικ. D)

5. Τοποθετήστε τον πομπό φωτός Gemini™ μπροστά στη θήκη. Οι ενσωματωμένοι μαγνήτες κατευθύνουν το φως αυτόματα στην βέλτιστη θέση στο μπροστινό μέρος της θήκης. (Εικ. E)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "  " για πέντε δευτερόλεπτα. Το Gemini™ φως θα ενεργοποιηθεί για ένα πλήρη κύκλο είκοσι λεπτών. Στο τέλος της διαδικασίας, το φως θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αν η διαδικασία πρέπει να τελειώσει

πρώρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "  " για δύο δευτερόλεπτα. Το φως θα απενεργοποιηθεί. Μετά τον κύκλο των είκοσι λεπτών,

αφαιρέστε τη θήκη και ξεπλύνετε. Η θήκη μπορεί να ξεπλυθεί και στεγνώσει με χαρτομάντηλο ή με μαλακό πανί. **Μόλις στεγνώσει επαναλάβετε δυο φορές τα βήματα 3, 4 και 5 .**

6. Συγκρίνετε την αλλαγή στο χρώμα έναντι της μαρκαρισμένης σκιάς από το βήμα 2 (Εικ. F)

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ελαχιστοποιήστε την κατανάλωση του χρωματιστών τροφίμων και ποτών, ενώ χρησιμοποιείται το Gemini™. Προσπαθήστε να περιορίσετε τη χρήση των προϊόντων καπνού. Διατηρήστε την καλή σας στοματική υγεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, λευκαντικό τζελ μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ούλα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σε μια τέτοια περίπτωση το ροζ χρώμα του ιστού μπορεί να ασπρίσει μετά τη θεραπεία. Αυτό θα εξασθενίσει

σε λίγες ώρες μετά την θεραπεία και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Δεν είναι κατάλληλο για τις έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες ή παιδιά κάτω των 18 ετών.

Εάν έχετε σοβαρές κηλίδες που προκαλούνται από την τετρακυκλίνη, φθόριο, ή άλλη χημική ουσία, συζητήστε τις βέλτιστες επιλογές σας για λεύκανση αυτών των λεκέδων με τον οδοντίατρό σας. Το Gemini™ είναι αποτελεσματικό στην λεύκανση αυτού του τύπου των λεκέδων, ωστόσο επιπλέον κύκλοι θεραπείας και προσαρμογές μπορούν να είναι αναγκαίοι για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Για να διατηρηθεί το νέο σας υπέροχο χαμόγελο, μπορείτε να δοκιμάσετε τα ακόλουθα προϊόντα.



Περαισότερες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα περιποίησης στόματος της σειράς μας μπορεί να δει κανείς στο: www.beyonddent.com

ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ Gemini™

1. Πλύνετε τη θήκη με νερό και σαπούνι, στη συνέχεια, ξεπλύνετε και στεγνώστε με χαρτομάντηλο ή μαλακό πανί.

2. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε τη Gemini™ LED μονάδα ψυχρού φωτός. Μην ξεπλύνετε ή να βυθίσετε σε νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποθηκεύστε όλα τα μέρη σε ένα δροσερό, ξηρό μέρος. Αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως.



Για καλύτερα αποτελέσματα, κρατήστε το Gemini λευκαντικό τζελ στο ψυγείο. Μετά τη χρήση, οι κενές σύριγγες μπορούν να ανακυκλωθούν. Σημείωση: Εντός των ΗΠΑ, παρέχεται η Beyond Dental & Health, με τις άδειες σύριγγες σας για κουπόνι των 5\$ στην επόμενη παραγγελία σας για το kit ξαναγεμίσματος συριγγών Gemini™. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Beyond Dental & Health για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Gemini™ Τζελ Λεύκανσης αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή αλλεργία ή χημική ευαισθησία σε υπεροξειδία ή γλυκόλες.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι αποτελέσματα θα πρέπει να περιμένω από το Επιταχυντή Λεύκανσης Δοντιών Gemini™;

Τα αποτελέσματα θα ποικίλουν ανάλογα με την κατάσταση των δοντιών, αλλά θα πρέπει κανείς να δει κατά μέσο όρο 6-8 βελτίωση απόχρωσης μετά από μία θεραπεία των εξήντα λεπτών συνολικά.

Μπορώ να περιμένω ευαισθησία των δοντιών;

Όχι. Ευαισθησία των δοντιών μπορεί να προκύψει είτε από υψηλές συγκεντρώσεις υπεροξειδίου του υδρογόνου ή από αφυδάτωση του τζελ ή φως. Το Gemini™ χρησιμοποιεί μία ήπια συγκέντρωση της τάξης του 6%, σε συνδυασμό με ένα LED UV-επιταχυντής φως.

Πρέπει να κάνω όλες τις τρεις διαδικασίες των 20 λεπτών διαδοχικά;

Όχι. Αυτό συνιστάται για καλύτερα αποτελέσματα, αλλά η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 20λεπτες θεραπείες ανά ημέρα.

Σας συνιστούμε τις πλήρεις τρεις θεραπείες των είκοσι λεπτά σε μία, για ταχύτερα και μεγαλύτερης διάρκειας αποτελέσματα.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Επιταχυντή Λεύκανσης Δοντιών Gemini™;

Το Gemini™ είναι αρκετά φιλικό προς χρήση για τον οποιονδήποτε, αλλά γενικά προτείνεται για τους άνω των 18 ετών. Επίσης, δεν συνιστούμε τη χρήση του, σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

Ποικίλουν τα αποτελέσματα ανά άτομο;

Ναι, τα αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από την κατάσταση των δοντιών σας και τις προσωπικές σας συνήθειες. Σε γενικές γραμμές, το Gemini™ θα φέρει την απόχρωση των δοντιών σας, πίσω σε αυτήν που ήταν αρχικά, πριν αλλοιωθεί από τη χρήση καπνού, καφέ ή κόκκινου κρασιού.

Πόσο καιρό πρέπει να περιμένω μεταξύ των διαδικασιών;

Μετά από μια πλήρη λεύκανση δοντιών, γενικά προτείνουμε να περιμένετε 3-6 μήνες πριν από μια άλλη θεραπεία. Λογικά, αυτό θα είναι το διάστημα μέχρι το χρώμα τους να αλλοιωθεί εκ νέου από τις καθημερινές σας συνήθειες.

Τι ειδους gel χρησιμοποιείται;
Χρησιμοποιούμε ένα 6% μίγμα υπεροξειδίου του υδρογόνου, το οποίο παρέχει μια ήπια φόρμουλα, όπως επίσης παρέχει ισχυρά αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με τον ειδικά σχεδιασμένο Gemini™ επιταχυντή μας.

Πόση είναι η διάρκεια ζωής του τζελ;

Το τζελ θα πρέπει να διαρκέσει μέχρι την ημερομηνία λήξης (περίπου 18 μήνες), αλλά βεβαιωθείτε ότι καταψύξετε το τζελ τη στιγμή που θα το ανοίξετε.

Είναι το Gemini™ κατάλληλο για δόντια πορσελάνης, γέφυρες και οδοντικά εμφυτεύματα;

Πορσελάνινα δόντια, γέφυρες και οδοντικά εμφυτεύματα, όλα θα συλλέγουν λεκέδες στην επιφάνειά τους με την πάροδο του χρόνου. Η θεραπεία Gemini™ θα λευκάνει αυτούς τους λεκέδες, αλλά η λεύκανση δεν θα είναι τόσο βαθιά και με ζωντάνια όπως για τα φυσικά δόντια. Η λεύκανση δεν θα πείρα από το αρχικό χρώμα που δημιουργήθηκε για το υλικό.

Αν βιώσω ευαισθησία, ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Διακοπή της θεραπείας. Θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το τοπικό

οδοντίατρο σας για να εξασφαλίσει ότι τα δόντια σας και τα ούλα σας είναι υγιή. Είναι ασυνήθιστο να έχουμε ευαισθησία με την θεραπεία Gemini™, και αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι έχετε μια ξεχωριστή οδοντιατρική ευαισθησία.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλους τύπους τζελ με το σύστημα Gemini™;

Τα Gemini™ τζελ είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ασφαλή αντίδραση με τον επιταχυντή Gemini™. Εκτεταμένες δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή ξεχωριστών αποτελεσμάτων λεύκανσης χωρίς ευαισθησία. Δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για άλλα τζελ, όσον αφορά την ασφάλειά ή την αποτελεσματικότητά τους.

Ακολούθησα τα βήματα, και θα ήθελα επίσης την αδερφή μου να το δοκιμάσει. Μπορώ να αγοράσω θήκες ξεχωριστά;

Ναι, προσφέρουμε τόσο τη θήκη όσο και το τζελ για ξαναγέμισμα, ξεχωριστά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας στο www.beyonddent.com για να παραγγείλετε ξανά.

Είναι το Gemini™ εγκεκριμένο από τον FDA;

Το Gemini™ είναι κατηγοριοποιημένο ως Τάξη I ιατρική συσκευή στην FDA.

Compruebe que los siguientes elementos están incluidos:

- 1 x Unidad de luz LED Gemini™
- 5 x Jeringuillas de gel blanqueador Gemini™
- 1 x Bandeja Gemini™
- 1 x Unidad de alimentación con batería de litio recargable
- 1 x Cargador (cable y adaptador eléctrico/USB)
- 1 x Guía de colores para blanqueamiento

Antes de usar

La unidad de alimentación del Gemini™ requiere de una carga completa previa a su primer uso. Para su comodidad, incluye un cargador con adaptador USB. La carga mediante una toma de corriente eléctrica se completa aproximadamente en 3 horas y puede realizar cerca de veinte ciclos de 20 minutos. La carga mediante la computadora puede ser ligeramente más larga, dependiendo de su sistema.

Indicación luminosa	Estado
Azul	Carga completa
Azul, pulsación lenta	En uso
Naranja	Cargando
Naranja, pulsación rápida	Necesita recargar

Gemini™ Instrucciones de uso

1. Cepíllese los dientes y utilice hilo dental.
2. Determine su color de dientes usando la guía de colores para blanqueamiento (Fig. A) y márkelo para compararlo después de superar el tratamiento.
3. Aplique de modo uniforme el gel blanqueador alrededor del margen del revestimiento de plástico siguiendo la ilustración (Fig. B)

* Dosis a tamaño real

Aplique la mitad del gel incluido en una jeringuilla en la parte superior de la bandeja/cubeta y la mitad restante en la parte inferior de esta.

4. Colóquese la bandeja en la boca. La lengüeta horizontal debe estar orientada en la parte inferior de la bandeja. (Fig. C)

Muerda gentilmente. Los dientes tienen que encajar en el contorno de plástico. Los labios deben quedar fuera de la bandeja, reposando encima del protector labial para su comodidad (Fig. D)



5. Coloque el emisor de luz Gemini™ delante de la bandeja, los imanes aseguran la posición óptima. (Fig. E) Mantenga pulsado el botón “” durante cinco segundos. El emisor de luz Gemini™ se activará por un ciclo de 20 minutos. Al finalizar, se apagará automáticamente. Si desea finalizar la sesión antes de tiempo mantenga pulsado el botón “” durante dos segundos. Al finalizar los 20 minutos, remueva la bandeja y enjuaguese. La bandeja puede ser enjuagada y secar con un pañuelo de algodón. **Una vez seco repita los pasos 3, 4 y 5 dos veces.**

6. Compare su nuevo tono de dientes con las marcas de la guía de color para blanqueamiento del paso número 2 (Fig. F)

Para mejores resultados

Minimice el consumo de comida y bebidas de colores oscuros mientras utilice el Gemini™, y el uso de productos de tabaco.

En el poco probable caso, de que el gel entre en contacto con las encías durante el tratamiento, estas

pueden adquirir un tono blanquecino reversible que en ningún modo debe ser causa de preocupación.

Manténgalo alejado de los niños. No es recomendable para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ni para menores de 18 años de edad.

Si tiene manchas severas causadas por tetraciclina, fluoruro o algún otro químico, consulte con su odontólogo la mejor opción para blanquear sus dientes. El Gemini™ es efectivo en este tipo de manchas, sin embargo es posible que se requieran sesiones adicionales para lograr un mejor resultado.

Para ayudar a mantener su nueva sonrisa puede probar los siguientes productos.



Visite nuestra web para más información sobre nuestra línea de cuidado bucal:
www.beyonddent.com

Limpiar el Gemini™

1. Limpie la bandeja con agua y jabón enjuagué con agua y límpielo con un paño suave.
2. Utilice un paño húmedo para limpiar la unidad LED de luz fría. NO lo enjuagué o sumerja en ningún líquido.

Almacenamiento y Mantenimiento

Guarde todos los elementos en lugar fresco y seco.

Evite la exposición directa a la luz solar. Para obtener unos mejores resultados, tenga el gel de blanqueamiento Gemini™ refrigerado.



Nota: En los EE.UU., puede devolver a BEYOND® Dental & Health sus jeringuillas vacías para un cupón de

descuento de \$5 para su próxima compra de kit de repuesto Gemini™. Póngase en contacto con BEYOND® Dental & Health para obtener más detalles.

Contraindicaciones

El gel blanqueador Gemini™ está contraindicado en pacientes con alergia o sensibilidad química de peróxidos o glicoles.

Preguntas más frecuentes

¿Qué resultados puedo esperar del acelerador de blanqueamiento de dientes Gemini™?

Los resultados pueden variar dependiendo de la condición de sus dientes, aunque se puede esperar una mejora de 6 a 8 tonos de promedio, después de una sola sesión de sesenta minutos en total.

¿Tendré sensibilidad dental con el uso?

No. La sensibilidad dental suele ser dada por altas concentraciones de peróxido de hidrógeno o por la deshidratación de los dientes al ser aplicado el gel o la luz. El Gemini™ utiliza una concentración leve al 6% junto con un acelerador de luz LED que no emite de rayos ultravioleta.

¿Quién puede utilizar el acelerador de blanqueamiento dental Gemini™?

El Gemini™ es lo suficientemente fácil de utilizar por cualquiera, aunque no es recomendable para personas menores de 18 años. Tampoco se recomienda su uso para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

¿Es necesario realizar los 3 ciclos de 20 minutos de una sentada?

No, se puede dividir en sesiones de 20 minutos al día. Sin embargo, se recomienda completar las tres sesiones de 20 minutos en un día para obtener unos mejores resultados y de mayor duración.

¿Los resultados varían por persona?

Sí, los resultados dependerán del estado de sus dientes y sus hábitos personales. En términos generales, puede esperar restablecer su tono de dientes original antes de que estos fueran machados por el uso de tabaco, vino tinto o café.

¿Cuánto tiempo debería esperar para un segundo tratamiento?

Cuando haya completado un tratamiento completo, se sugiera esperar de 3 a 6 meses, antes de iniciar un segundo tratamiento. Normalmente, ese es el tiempo estimado que puede tardar sus dientes en mancharse de nuevo con sus hábitos diarios.

¿Qué gel se utiliza?

Es usado una mezcla al 6% de peróxido de hidrógeno, el cual permite unos buenos resultados para una fórmula leve diseñada especialmente

para nuestro acelerador.

¿Cuál es la vida útil del gel?

18 meses desde la fecha de fabricación, aunque debe ser refrigerado una vez abierto.

¿Funcionará Gemini™ en carillas de porcelana, adhesivos dentales y/o en implantes dentales?

Las carillas, adhesivos y/o implantes dentales también adquieren manchas superficiales con el tiempo. El tratamiento Gemini™ puede blanquear estas manchas, aunque el blanqueamiento no será tan profundo como con los dientes naturales. Además, el blanqueamiento no irá más allá del color inicial con el que se creó el material.

Si experimento sensibilidad dental, ¿Qué debería hacer?

Interrumpa el tratamiento. Debe ponerse en contacto con su odontólogo para asegurarse de que sus dientes y encías estén sanos. Es raro tener sensibilidad con el tratamiento Gemini™, y esto podría significar que usted tiene un problema dental no relacionado con su uso.

¿Puedo utilizar otros geles con el sistema de Gemini™?

Los geles de Gemini™ se formularon específicamente para reaccionar de forma segura con el acelerador Gemini™. Se realizaron numerosas pruebas para proporcionar resultados de blanqueamiento excelentes sin sensibilidad. Por consiguiente, no podemos ofrecer una opinión sobre otros geles y su seguridad o eficacia.

He seguido los pasos, y me gustaría que mi hermana también siguiera el tratamiento. ¿Puedo comprar bandejas por separado?

Sí, ofrecemos tanto la bandeja como kits de repuesto con geles por separado. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web en www.beyonddent.com para ordenar de nuevo.

¿Está el Gemini™ aprobado por el FDA?

El Gemini™ está catalogado como un dispositivo médico Clase I con el FDA.*

* Departamento de Control de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU.

Vérifiez que votre kit dispose bien des ustensiles suivants:

- 1 x Unité de Lumière à diode électroluminescente Gemini™
- 5 x Seringues de gel de blanchiment Gemini™
- 1 x Porte-empreinte Gemini™
- 1 x Unité de puissance avec batterie rechargeable au lithium Gemini™
- 1 x Cordon de charge Gemini™
- 1 x USB / adaptateur électrique Gemini™
- 1 x Guide de teinte de blanchements

Avant Usage

L'unité de lumière Gemini™ nécessitera une charge complète avant la première utilisation. Pour faciliter l'utilisation, le Gemini™ est livré avec un câble de rechargement USB. Par l'utilisation de la prise électrique, le chargement complet comprendra environ une durée de 3 heures, et peut performer 20 cycles de 20 minutes pour une charge complète. Un chargement USB par ordinateur sera légèrement plus lent, cela dépendra du système de ce dernier.

Voyant lumineux	Statut
Blue	Charge complète
Blue, clignote lentement	En cours d'utilisation
Orange	En cours de chargement
Orange, clignote rapidement	Chargement requis

Mode d'emploi Gemini™

1. Nettoyez et brossez vos dents en douceur.
2. Déterminez la teinte originale de vos dents à l'aide du guide de teinte de blanchements. (Fig. A) Notez les teintes afin de comparer les différences de couleurs avant et après le traitement.
3. En utilisant une des seringues de gel de blanchiment Gemini™, appliquez le gel blanchissant uniformément le long du bord du porte-empreinte entre l'arête intérieure et extérieure et la doublure en plastique, selon l'illustration. (Fig. B)
Appliquez la moitié du gel comprise dans une seringue sur le dessus du porte-empreinte et la moitié restante au bas.
4. Insérez le porte-empreinte dans votre bouche. La partie horizontale

doit se trouver face à la partie inférieure du porte-empreinte. (Fig. C) Refermez doucement votre mâchoire afin que vos dents suivent la forme du porte-empreinte. Prenez garde à ce que vos lèvres ne touchent pas le porte-empreinte, laissez-les simplement sur le repose-lèvre afin d'obtenir une position confortable. (Fig. D)

5. Placez l'unité de lumière devant le porte empreinte se trouvant dans votre bouche. Les aimants se trouvant à l'intérieur conduiront automatiquement la lumière

dans la position la plus adéquate.

(Fig. E) Appuyez et maintenez le bouton "🔵" pendant cinq secondes. L'unité de lumière s'activera durant un cycle de 20 minutes. A la fin du cycle l'unité de lumière se désactivera automatiquement. Si vous désirez terminer la session avant que le cycle ne prenne fin, appuyez et maintenez le bouton "🔵" pendant 2 secondes afin que l'unité se désactive. Après la fin de ce cycle de 20 minutes, enlevez de votre bouche le porte-empreinte et rincez votre bouche ainsi que le porte-empreinte que vous pouvez nettoyer avec un mouchoir ou avec l'aide d'un tissu doux. **Une fois**

que ce dernier est sec, répétez les étapes 3, 4 et 5 deux fois.

6. Constatez la différence de teinte de vos dents: comparez-la à celle notée lors de la seconde étape. (Fig. F)

Pour de meilleurs résultats

Afin d'optimiser le blanchiment de vos dents évitez de manger ou de boire des aliments ou liquides trop colorés (café), évitez également de trop fumer. Il est important d'entretenir une hygiène dentaire optimale lors du traitement.

Il se peut que dans certaines situations le gel de blanchiment ait touché les gencives lors du traitement. Si cela est le cas la couleur rose de vos gencives peut devenir blanche mais reprendra sa couleur naturelle quelques heures après le traitement fini. Ce scénario n'est en aucun cas nuisible à votre santé.

Tenir hors de portée des enfants. N'est pas recommandable aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi qu'aux enfants de moins de 18 ans d'âge. Si vous avez plusieurs taches dentaires dues à la tétracycline, au fluorure ou autres agents chimiques, consultez votre dentiste afin d'obtenir plus de renseignements liés aux possibilités de blanchiment. Les produits Gemini™ fournissent de bons résultats face à ce type de tache dentaire, par contre il se peut qu'un plus long traitement soit nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats.

Afin de garder votre magnifique sourire plus longtemps vous pouvez essayer cette gamme de nouveaux produits.



Pour plus d'information consultez notre boutique en ligne à cette adresse : www.beyonddent.com

Nettoyage des produits Gemini™

1. Lavez le porte-empreinte avec de l'eau savonneuse, puis rincez et séchez-le à l'aide d'un mouchoir ou d'un tissu doux.

2. Utilisez un tissu humide pour nettoyer l'Unité de Lumière à diode électroluminescente Gemini™. EVITER de trop le mouiller.

Entretien et sécurité

Entretenez tous les produits à l'intérieur d'une surface isolée d'une trop grande chaleur ainsi que d'une trop grande humidité. Evitez l'exposition trop fréquente de ces produits à la lumière du soleil. Pour de meilleurs résultats, placez les seringues de gel de blanchiment dans un réfrigérateur. Les seringues

de gel de blanchiment peuvent être recyclées.



Note: Aux Etats-Unis vous pouvez renvoyer les seringues vides à la compagnie Beyond Dental & Health afin d'obtenir

un coupon de 5 dollars sur la prochaine commande de kit de seringue Gemini™. Contactez Beyond Dental & Health pour de plus amples informations.

Contre indications

Le Gel de Blanchiment Gemini™ est contre-indiqué aux patients souffrant d'allergies ou de sensibilités aux peroxydes ou aux glycols.

Questions fréquentes

Quels résultats puis-je espérer de l'Accélérateur de Blanchiment de Dents Gemini™ ?

Les résultats varient selon l'état de vos dents, mais en général nous retrouverons chez l'utilisateur une moyenne de 6 à 8 en rapport au guide de teintes de blanchiment après une session de 60 minutes.

Vais-je ressentir une sensibilité dentaire ?

Non. La sensibilité dentaire peut

se faire ressentir lors de trop grosses concentrations de peroxyde d'hydrogène ou de déshydratation due au gel ou à la lumière. Les instruments Gemini™ utilisent seulement une concentration de 6%, accompagné d'une unité de lumière à diode électroluminescente sans UV.

Dois-je effectuer les trois procédures de 20 minutes à la suite ?

Non. Cela reste recommandable afin d'obtenir les meilleurs résultats, cependant une procédure peut être arrêtée à chaque fin de session de 20 minutes. Nous conseillons que les trois sessions restent suivies pour une plus rapide et longue durée.

Qui peut utiliser l'Accélérateur de Blanchiment Dentaire Gemini™ ?

N'importe qui âgé de 18 ans ou plus peut s'essayer à l'utilisation de ces produits Gemini™. Nous conseillons également aux femmes enceintes ou allaitantes de ne pas les utiliser.

Les résultats varient-ils selon l'utilisateur

Oui, les résultats peuvent varier en fonction de l'état de vos dents.

D'une manière générale les produits Gemini™ redonneront l'éclat et la couleur naturelle de vos dents avant qu'elles n'aient été trop en contact avec des produits tels que le tabac, le café, le vin rouge ou aliments trop colorés.

Combien de temps dois-je attendre entre chaque procédure ?

Après un blanchiment dentaire complet, nous recommandons généralement de patienter 3 à 6 mois avant une nouvelle session. En général il faudra cette période de temps afin que vos dents se réhabituent à leur climat habituel.

Quel type de gel est utilisé ?

Nous utilisons un mélange de 6% de peroxyde d'hydrogène permettant d'obtenir de grands résultats spécialement créé pour l'Accélérateur de Blanchiment Dentaire Gemini™.

Pendant combien de temps le gel reste efficace ?

Le gel durera jusqu'à sa date d'expiration (environ 18 mois) mais assurez-vous de placer le gel dans un réfrigérateur après son ouverture.

Peut-on utiliser les produit Gemini™ sur des fausses dents comme en porcelaine ou en résine ?

Tous les implants dentaires peuvent accumuler certaines taches au fur et à mesure du temps. Les traitements Gemini™ blanchiront ces taches, mais que dans une période de temps restreinte puisque les matériaux utilisés dans la création de ces implants n'est pas précisément similaire à la nature d'une dent naturelle. Le gel de blanchiment ne pourra en aucun cas changer la couleur naturelle du matériel de l'implant à long terme.

Si je ressens des sensibilités dentaires, que dois-je faire?

Arrêter le traitement. Vous devez contacter votre dentiste afin de vous assurer de la santé de vos dents et gencives. Il n'est pas fréquent de ressentir des sensibilités suite à l'utilisation des produits Gemini™ et cela peut entendre à un problème dentaire différent de ce que les produits Gemini™ apportent à votre environnement dentaire.

Puis-je utiliser d'autres gels que celui fourni par Gemini™?

Les gels Gemini™ ont été créés spécialement pour compatir avec l'Accélérateur de Blanchiment Gemini™. Les tests approfondis des gels Gemini™ ont été conçus pour l'obtention d'un blanchiment pur tout en évitant l'expérience inconfortable de sensibilité dentaire. Nous ne pouvons donner de conseil quant à l'utilisation d'autres produits sortant de la gamme de produits Gemini.

Après avoir essayé l'Accélérateur de Blanchiment Gemini™ je pensais à en parler à ma sœur afin de voir si elle serait tentée de l'essayer. Puis-je acheter les porte-empreintes séparément ?

Bien sûr, nous vendons nos expansions de porte-empreinte et de seringues de gel de blanchiment séparément. Vous pouvez nous contacter sur notre site web à l'adresse suivante : www.beyonddent.com afin de poursuivre vos achats.

Est-ce que les produits Gemini™ ont été approuvés par la FDA américaine ?

En effet, les produits Gemini™ font parti de la Classe I des produits médicaux de la FDA.

Provjerite svoj paket kako biste se uvjerali da sadržava sljedeće stavke:

- 1 x Gemini™ sa svjetlećom diodom
- 5 x Gemini™ štrcaljki s gelom za izbjeljivanje
- 1 x Gemini™ posudica
- 1 x Gemini™ nadopunjiva Li-baterija
- 1 x Gemini™ kabel za napajanje
- 1 x Gemini™ USB / električni adapter
- 1 x uputstvo za izbjeljivanje zubnih nijansi

PRIJE UPOTREBE

Gemini™ svjetleću diodu je prije prve upotrebe potrebno u potpunosti napuniti električnom energijom. Za jednostavniju upotrebu Gemini™ koristite USB kabel za napajanje s pripadajućim adapterom. Nakon što uređaj spojite preko električne utičnice, potrebno je oko 3 sata kako bi se u potpunosti napunio električnom energijom. U potpunosti napunjeni uređaj može izvršiti oko 20 dvadesetominutnih radnih ciklusa. Punjenje preko računala može malo duže potrajati, ovisno o operativnom sustavu.

Svjetlosni pokazatelj	Status
Plavo	u potpunosti napunjen
Plavo, sporije pulsirajući	u upotrebi
Narančasto	punjenje
Narančasto, ubrzano pulsirajući	nužno punjenje

Gemini™ Upute za korištenje

1. Pažljivo isperite zube zubnom četkicom i očistite ih zubnim koncem.

2. Odredite izvornu zubnu nijansu koristeći uputstvo za izbjeljivanje zubnih nijansi (sl. A) Označite zubne nijanse kako biste ih mogli usporediti nakon tretmana.

3. Koristeći jednu od navedenih štrcaljki s gelom, nanesite gel za izbjeljivanje ravnomjerno duž ruba posudice, između unutarnjeg hrpta i vanjske plastične obloge, prema slici. (sl. B) Korisnik treba nanijeti 50% gela na donji dio posudice, zatim je preokrenuti i nanijeti preostali sadržaj na gornji dio posudice.

4. Stavite posudicu u usta. Vodoravni umetak mora biti okrenut od dna posudice, a svjetleća dioda treba biti naslonjena na nju. (sl. C)

Pažljivo zagrizite. Zubi bi trebali stati preko skice zubiju na posudici. Podignite i odmaknite usne od posudice i postavite ih u zaštitni odjeljak za usne u posudici kako bi vam posudica bila ugodna za nošenje. (sl. D)

5. Ispred posudice stavite Gemini™ odašiljač svjetlosti. Ugrađeni magneti će automatski usmjeravati svjetlo na optimalnu poziciju ispred posudice. (sl. E) Pritisnite i držite tipku "👁️" pet sekundi. Gemini™ svjetlo će se uključiti za puni ciklus od dvadeset minuta. Na kraju ciklusa, svjetlo će se automatski isključiti. Ako želite prijevremeno završiti ciklus, pritisnite i držite tipku "👁️" dvije sekunde i svjetlo će se isključiti. Nakon dvadesetominutnoga ciklusa, izvadite i isperite posudicu. Posudica se može isprati i očistiti sa suhim i mekanim komadom tkanine. **Kada se osuši, možete ponoviti dva puta korake 3, 4 i 5.**

6. Usporedite boju zubne nijanse s označenom nijansom iz 2. koraka. (sl. F)

ZA NAJBOLJE REZULTATE

Smanjite konzumaciju obojene hrane i pića za vrijeme upotrebe Gemini™ preparata. Smanjite konzumaciju duhanskih proizvoda. Tijekom liječenja održavajte oralnu higijenu.

U rijetkim slučajevima, gel za

izbjeljivanje za vrijeme tretmana može doći u dodir s desni. U takvom slučaju ružičasto tkivo desni može pobijeliti nakon tretmana. To će nestati nekoliko sati nakon tretmana i nije razlog za zabrinutost.

Manténgalo alejado de los niños.

Držati van dohvata djece. Nije prikladno za trudnice, dojilje ili djecu ispod 18 godina starosti.

Ukoliko imate mrlje uzrokovane tetraciklinom, fluorom, ili nekim drugim kemijskim spojem, za njihovo najuspješnije izbjeljivanje posavjetujte se s vašim stomatologom. Gemini™ preparat je učinkovit za izbjeljivanje ovih vrsta mrlja, za postizanje najboljih rezultata u izbjeljivanju tretman se može nastaviti kroz dodatne cikluse i prilagodbe zubima.

Kako biste održali svoj novi osmijeh možete isprobati sljedeće proizvode.



Više informacija o našim proizvodima za oralnu higijenu možete pronaći na: www.beyonddent.com

ČIŠĆENJE PREPARATA

1. Posudicu operite s vodom, a zatim je isperite i osušite sa suhom i mekom tkaninom.
2. Gemini™ svjetleću diodu obrišite vlažnom krpom. Ne ispirati ili uranjati u tekućinu!

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Sve dijelove čuvati na hladnom i suhom mjestu. Izbjegavajte izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti. Za najbolje rezultate Gemini™ gel za izbjeljivanje možete čuvati u hladnjaku. Upotrebene štrcaljke se nakon korištenja mogu reciklirati.



Napomena: U SAD-u, uz prazne štrcaljke s predodjenjem Beyond

Dental & Health dobivate kupon u iznosu od 5USD za vašu sljedeću narudžbu Gemini™ alata za nadopunu štrcaljki. Za detalje se obratite na: Beyond Dental & Health.

Kontraindikacije

Gemini™ gel za izbjeljivanje je kontraindiciran kod bolesnika s alergijom ili osjetljivošću na peroksid i glikole.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Kakve rezultate mogu očekivati od Gemini™ preparata za ubrzano izbjeljivanje zubi?

Rezultati variraju ovisno o stanju zuba. Nakon jednog tretmana od ukupno šezdeset minuta prosječno je poboljšanje za 6-8 zubnih nijansi.

Jeli moguća pojava osjetljivosti zubi?

Ne. Osjetljivost zubi se može javiti kod visoke koncentracije vodikova peroksida ili dehidracije koju uzrokuje gel preparat ili svjetleća dioda. Gemini™ sadrži blagu koncentraciju od 6%, te je u kombinaciji sa svjetlećom diodom bez ultraljubičastih zraka.

Trebam li sva tri dvadesetominutna postupka napraviti u nizu?

Ne, to se preporuča za postizanje najboljih rezultata. Uobičajno, postupak se može podijeliti na jedan dvadesetominutni tretman dnevno. Za najbrže i najdugotrajnije rezultate se preporučuje tri cjelokupna dvadesetominutna tretmana u nizu.

Tko može koristiti Gemini™ preparat za ubrzano izbjeljivanje zubi?

Gemini™ je pogodan za sve uzraste, ali se općenito preporučuje za one od 18 ili više godina. Ne preporučavamo korištenje trudnicama i dojiljama.

Variraju li rezultati prema osobi koja koristi preparat?

Da, rezultati će ovisiti o vašem stanju zubi i osobnim navikama. Općenito govoreći, Gemini™ će vam vratiti zubnu nijansu koju ste imali prije nego što ste razvili naviku redovite konzumacije duhana, kave, crnog vina ili bojenja namirnica.

Koliko dugo treba čekati između dva postupka?

Nakon potpunog izbjeljivanja zubi, općenito preporučujemo pričekati 3-6 mjeseci prije sljedećeg tretmana. Toliko dugo je uglavnom potrebno kako bi vaši zubi dobili boju koju imaju pod normalnim životnim navikama.

Koja vrsta gela se koristi?

Mi koristimo 6% mješavine vodikovog peroksida, što omogućuje blagu formulu, a daje i dobre rezultate u kombinaciji s našim specijalno

dizajniranim Gemini™ akceleratorom.

Koliki je rok trajanja gela?

Gel bi trebao trajati do isteka roka (oko 18 mjeseci), nakon otvaranja gel čuvajte u hladnjaku.

Jeli Gemini uspješan kod porculanskih presvlaka, zubnih plombi i implantata?

Presvlake, plombe i zubni implantati s vremenom zadobijaju površinske mrlje. Gemini™ tretman će izbijeliti ove mrlje, ali izbjeljivanje neće biti toliko duboko kao sa živim, prirodnim zubima. Izbjeljivanje neće prekoračiti originalnu boju materijala.

Ako imam zubnu osjetljivost, što trebam učiniti?

Zaustaviti tretman. Trebali biste se obratiti vašem stomatologu kako biste provjerili zdravlje zubi i desni. Korištenjem Gemini™ preparata nije uobičajna pojava zubne osjetljivosti, već osjetljivost može biti znak nekog drugog zubnog problema.

Mogu li uz Gemini™ koristiti i neke druge gel preparate?

Gemini™ gelovi su posebno formulirani za Gemini™ preparat

za ubrzano izbjeljivanje. Opsežna istraživanja su provedena kako bi se osiguralo pružanje vrhunskih rezultata izbjeljivanja bez zubne osjetljivosti. Ne možemo dati mišljenje o učinkovitosti i sigurnosti drugih gel preparata.

Slijedim upute o koracima tretmana, želio/la bih da to isto pokuša učiniti i moja sestra. Jeli moguće kupiti posudice odvojeno?

Da, posudice i gelove za ponovno punjenje nudimo odvojeno. Za ponovnu narudžbu možete nas kontaktirati putem naše web stranice, na www.beyonddent.com.

Ima li Gemini™ odobrenje od agencije FDA?

Gemini™ se na FDA listi nalazi u prvom razredu (Class I) medicinskih preparata.

Controlla che la confezione includa tutti gli articoli seguenti:

- 1 x lampada a LED Gemini™
- 5 x siringhe di gel sbiancante Gemini™
- 1 x mascherina Gemini™
- 1 x unità elettrica con batteria al litio ricaricabile Gemini™
- 1 x cavo di ricarica Gemini™
- 1 x USB /adattatore elettrico Gemini™
- 1 x scala cromatica

PRIMA DELL'USO

La lampada Gemini™ necessita di una ricarica completa prima dell'utilizzo. Per facilitarne l'uso, Gemini™ viene fornita con un cavo di ricarica USB con adattatore. Una ricarica completa attraverso presa elettrica richiede circa tre ore, al termine la lampada è in grado di eseguire cicli di circa 20 minuti. Una ricarica tramite computer necessita di un tempo leggermente superiore, a seconda del sistema in uso.

Indicatore di luce	Stato
Blu	Carica completa
Blu, con lunghe intermittenze	In uso
Arancione	In ricarica
Arancione, con brevi intermittenze	Scarica

Gemini™ Istruzioni per l'Uso

1. Spazzolare delicatamente i denti e passare il filo interdentale.
2. Determinare il colore originale dei denti utilizzando la scala cromatica inclusa nella confezione. (Fig. A). Marcare la tonalità per il confronto al termine del trattamento.
3. Utilizzando una delle siringhe incluse nella confezione, applicare il gel sbiancante in modo uniforme lungo il margine della mascherina tra il crinale interno ed il rivestimento di plastica esterno, come mostrato in figura. (Fig. B)
- * Dosi efficaci
- Applicare la metà del gel incluso nella siringa nella parte superiore della mascherina e l'altra metà nella parte inferiore.
4. Inserire la mascherina all'interno della bocca. La linguetta orizzontale deve sporgere dalla parte inferiore della mascherina. (Fig. C)

Mordere delicatamente. I denti devono adattarsi ai profili sulla mascherina. Regolare le labbra sopra e lontano dalla mascherina, poggiarle nella parte apposta per un'acalzata confortevole. (Fig. D)

5. Posizionare l'emettitore di luce Gemini™ di fronte alla mascherina. I magneti incorporati nella lampada orienteranno automaticamente la luce verso la posizione più ottimale di fronte alla mascherina. (Fig. E) Tenere premuto il tasto "🔍" per cinque secondi. La lampada Gemini™ si attiverà per un ciclo completo di 20 minuti. Al termine della sessione, la luce si spegnerà automaticamente. Qualora si necessiti di terminare la sessione anticipatamente, tenere premuto il tasto "🔍" per due secondi per spegnere la lampada. Al termine del ciclo di 20 minuti, rimuovere la mascherina e risciacquare. La mascherina può essere risciacquata e asciugata con un fazzoletto o un panno morbido. **Una volta asciutta, ripetere due volte i punti 3, 4 e 5.**

6. Valutare il cambiamento di colore confrontandolo con la tonalità marcata sulla scala cromatica all'inizio del trattamento. (Fig. F)

PER RISULTATI OTTIMALI

Durante l'utilizzo di Gemini™, ridurre al minimo il consumo di cibo e bevande contenenti sostanze coloranti. Cercare di limitare l'uso dei prodotti del tabacco. Mantenere una buona igiene orale durante tutto il trattamento.

In rari casi, è possibile che il gel sbiancante venga a contatto con le gengive durante il trattamento. In tali casi, il rosa del tessuto gengivale potrebbe assumere una colorazione biancastra dopo il trattamento. Questa svanirà entro poche ore per cui non deve essere motivo di preoccupazione.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non adatto a donne in stato di gravidanza o allattamento o a giovani di età inferiore ai 18 anni.

Se si hanno gravi macchie causate da tetraciclina, fluoruro o altre sostanze chimiche, valutare col proprio dentista le opzioni più adatte per lo sbiancamento di tali macchie. Gemini™ è efficace per lo sbiancamento di questi tipi di macchie, tuttavia cicli di trattamento aggiuntivi o adattamenti potrebbero essere necessari per raggiungere risultati migliori.

Per conservare il tuo nuovo meraviglioso sorriso, prova i seguenti prodotti.



Per maggiori informazioni sulla nostra linea per l'igiene orale, visita www.beyonddent.com

PULIZIA E LAVAGGIO DI GEMINI

1. Lavare la mascherina con acqua e sapone, poi sciacquare e asciugare con un fazzoletto o un panno morbido.
2. Usare un panno umido per pulire la lampada a LED Gemini™. Non sciacquare o immergere in acqua.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Conservare tutti gli articoli in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole. Per ottenere risultati ottimali, conservare il gel sbiancante Gemini™ in frigorifero. Dopo l'uso, svuotare le siringhe per il riutilizzo.



Nota: negli Stati Uniti, restituendo a Beyond Dental & Health le siringhe vuote, potrete ricevere un coupon da \$5 sul vostro prossimo ordine di kit ricarica di siringhe Gemini™. Si prega di contattare Beyond Dental & Health per maggiori dettagli.

Controindicazioni

Il Gel Sbiancante Gemini™ è controindicato per i pazienti con allergie note o sensibilità chimica a perossidi o glicoli.

FAQ

Che risultati posso aspettarmi dall'Acceleratore Sbiancante per Denti Gemini™?

I risultati variano a seconda della condizione dei denti, ma in media si dovrebbe vedere un miglioramento di circa 6-8 tonalità dopo una sola seduta da 60 minuti in totale.

Devo aspettarmi sensibilità ai denti?

No. La sensibilità ai denti può essere causata da alte concentrazioni di perossido di idrogeno, da disidratazione da gel o dalla luce. Gemini™ utilizza una concentrazione di appena il 6%, abbinata ad un'acceleratore a luce LED senza raggi UV.

Devo eseguire i tre cicli da 20 minuti uno dopo l'altro?

No. Questo procedimento è consigliato per ottenere risultati ancora più ottimali, ma il trattamento può essere suddiviso in sessioni da 20 minuti al giorno. Per risultati più veloci e a lunga durata, si raccomanda di completare le tre sessioni da 20 minuti in una sola seduta.

Chi può utilizzare l'Acceleratore Sbiancante per Denti Gemini?

Gemini™ è di facile utilizzo per cui può essere usato da tutti, ma generalmente se ne consiglia l'utilizzo a partire dai 18 anni in su. Si sconsiglia inoltre l'utilizzo a donne in stato di gravidanza o allattamento.

I risultati variano da persona a persona?

Sì, i risultati dipenderanno dalla condizione dei vostri denti e abitudini personali. In generale, Gemini™ riporterà i vostri denti alla loro tonalità originaria eliminando le macchie generate dal consumo di tabacco, caffè, vino rosso o cibo contenenti sostanze coloranti.

Quanto tempo devo aspettare tra un trattamento e l'altro?

Dopo uno sbiancamento dentale completo, in genere si consiglia di attendere 3-6 mesi prima di effettuare un altro trattamento. È di solito entro questo lasso di tempo che i denti si rimacchiano a causa delle normali abitudini di vita.

Che tipo di gel viene utilizzato?

Usiamo una miscela al 6% di perossido di idrogeno che permette di ottenere una formula delicata e di fornire ottimi risultati in combinazione col nostro acceleratore appositamente progettato per Gemini™.

Quanto dura il gel?

Il gel dura generalmente fino alla sua data di scadenza (circa 18 mesi), ma assicuratevi che venga conservato in frigorifero dopo l'apertura.

Gemini™ funziona su faccette in ceramica, denti incollati e impianti dentali?

Col passare del tempo, sia faccette che denti incollati e impianti dentali si macchiano in superficie. Il trattamento Gemini™ sbianca queste macchie, ma lo sbiancamento non sarà profondo come sui denti naturali. Lo sbiancamento non andrà oltre il colore iniziale che è stato creato per il materiale.

Cosa bisogna fare se si avverte sensibilità ai denti?

Interrompere il trattamento. Bisogna contattare il proprio dentista per assicurarsi che i denti e le gengive siano sani. È comunque raro avvertire sensibilità con il trattamento Gemini™. Nel caso in cui accada ciò potrebbe significare che è presente un altro tipo di problema dentale.

Posso usare altri gel col sistema Gemini?

I gel Gemini™ sono stati formulati specificamente per reagire in modo sicuro con l'acceleratore Gemini™. Sono stati condotti test approfonditi per ottenere risultati eccellenti che sbiancano senza provocare sensibilità dentale. Non siamo in grado di dare un parere su altri gel in materia di sicurezza o di efficacia.

Ho seguito tutti i passi e vorrei che anche mia sorella provasse. Posso comprare le mascherine separatamente?

Sì, sia le mascherine che il gel possono essere comprati separatamente. Per i vostri nuovi

ordini, potete contattarci attraverso il nostro sito web all'indirizzo www.beyonddent.com.

Gemini™ è approvato dal FDA?

Gemini™ è stato elencato dal FDA tra i dispositivi medici di Classe I.

Ellenőrizze a csomagolást, hogy az tartalmazza-e az alábbiakat:

- 1 x Gemini™ LED-lámpás egység
- 5 x Gemini™ fecskendő fogfehérítő géllal
- 1 x Gemini™ fogbetét
- 1 x Gemini™ tápegység, tölthető lítium akkumulátorral
- 1 x Gemini™ töltővezeték
- 1 x Gemini™ USB/elektromos adapter
- 1 x Útmutató a fehérítés árnyalataihoz

HASZNÁLAT ELŐTT

A Gemini™ lámpaegységet első használat előtt teljes mértékben fel kell tölteni. Az egyszerű használathoz a Gemini™ készülékhez USB töltőkábelt és adaptert is mellékelünk. Konnektoron keresztül a teljes feltöltés körülbelül 3 órát vesz igénybe, mely után feltöltött állapotban a készülék akár húsz 20 perces időtartamra is képes működni. A számítógépen keresztül történő töltés valamivel több időt vesz igénybe, ez az adott rendszertől is függ.

Fényjelzés	Állapot
Kék	Feltöltött állapot
Kék, lassú villogás	Használatban
Narancssárga	Töltés
Narancssárga, gyors villogás	Feltöltés szükséges

Gemini™ Használati útmutató

1. Tisztítsa meg a fogait lágyan, fogselyem és fogkefe segítségével.

2. A mellékelt, árnyalatokat részletező útmutató segítségével állapítsa meg foga aktuális színárnyalatát (A ábra). Jelölje be az árnyalatokat a későbbi összehasonlításhoz.

3. Fogjon meg egy géllal teli fecskendőt, és vigyen fel a fehérítőgélből a fogbetétre, ossza azt el egyenesen a szélen végig, a belső perem és a külső műanyag szigetelés között, ahogy ez az ábrán is látható (B ábra) Ossza el a fecskendő tartalmának 50%-át a szájbetét alsó részén, majd fordítsa meg a szájbetétet és ossza el a maradék gél annak a felső részén.

*Valós méretű adag



4. Helyezze be a fogbetétet a szájába. A vízszintes címke kerüljön alulra, a lámpaegység erre fog kerülni (C ábra). Harapjon rá lágyan. A fogak a fogbetét illesztékébe kell, hogy kerüljenek. Kissé emelje feljebb az ajkait a fogbetéttől távolabb, és fektesse rá azokat a fogbetét ajakvédő elemére, hogy a tartás kényelmesebb legyen (D ábra).

5. Illessze hozzá a Gemini™ lámpaegységet a fogbetét elejéhez. A beépített mágnesek a fényt automatikusan az optimális irányba terelik, a fogbetét eleje felé (E ábra). Tartsa lenyomva a "👁️" gombot 5 másodpercre. A Gemini™ fénykibocsátó egység ekkor működésbe lép egy 20 perces időtartamra. A működési ciklus végén a lámpa automatikusan kikapcsol.

Ha idő előtt le kívánja állítani az adott fehéritési ciklust, tartsa lenyomva a "👁️" gombot 2 másodpercre. A lámpa ekkor kialszik.

A 20 perces ciklus végén vegye ki a fogbetétet és öblítse el. A fogbetétet öblítse el vízzel, majd törölgesse szárazra papírzsebkendő vagy egy puha ruha segítségével. **Miután a**

készülék megszáradt, ismételje kétszer meg a 3, 4 és a 5 lépéseket.

6. Értékelje ki a színváltozást a bejelölt árnyalatok alapján az 2. lépés szerint (F ábra).

A LEGJOBB EREDMÉNYHEZ

Csökkentse a túl színes ételek és italok fogyasztását a Gemini™ alkalmazása során. Csökkentse a dohánytartalmú termékek használatát is, ha lehetséges. A kezelés alatt különösen ügyeljen a szája higiéniájára.

Egyes esetekben a fehéritőgél a kezelés alatt a fogínyre kerülhet. Ilyen esetekben a kezelést követően a rózsaszín szövet kifehéredhet. Ez azonban a kezelést követő néhány órán belül visszaváltozik normálisra, tehát nem kell törődni vele. Tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen. Ne használják terhes és szoptatós anyák, valamint 18 éven aluli gyermekek.

Ha a tetraciklin, a fluorid, vagy egyéb vegyi anyag egyes helyeken elszíneződéseket okozott, azok fehéritésével kapcsolatban kérdezze meg fogorvosát. A Gemini™ hatásosan fehériti ki ezeket a fajta elszíneződéseket, azonban a legjobb eredményekhez kiegészítő kezelésekre, a kezelések összehangolására lehet szükség.

A ragyogó fehér fogainak fehéren tartásához próbálja ki az alábbi termékeket.



Fogai ápolásához további információkat az alábbi webhelyen találhat: www.beyonddent.com

A GEMINI TISZTÍTÁSA

1. Mossa el a fogbetétet mosószeres vízzel, öblítse el, majd törölje szárazra papírzsebkendő vagy egy száraz ruha segítségével.
2. A Gemini™ lámpaegységet törölje át egy enyhén nedves ruhával. NE öblítse el víz alatt, és ne merítse vízbe.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

A tartozékokat tárolja hűvös, száraz helyen. Ne tegye ki a tartozékokat közvetlen napfénynek. A legjobb eredményekhez tárolja a fehéritőgél hűtőszekrényben. Használat után gondoskodjon az üres fecskendő újrahazsnosításáról.



Megjegyzés: Az USA területén belül a Beyond Dental & Health az üres fecskendőért

egy kupont ajándékoz 5 USD értékben, melyet a következő Gemini™ fecskendőkészlet vásárlásánál felhasználhat. További információkhoz érkeklödjön a Beyond Dental & Health-nél.

Ellenjavallatok

Ne használják az fogfehéritő gélt olyan betegek, akik peroxidokra vagy glükolra vegyi anyag-allergiáról tudnak.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Milyen eredményeket várhatok a Gemini fogfehéredés-gyorsítótól?

Az eredmények függenek a fog

aktuális állapotától, de átlagosan 6-8 színárnyalatnyi fehéredés tapasztalható egy 60 perces kezelést követően

A kezeléstől érzékenyek lehetnek a fogaim?

Nem, a fogak érzékenységét csak nagy koncentrációjú hidrogén-peroxid vagy a gél illetve a fény következtében fellépő szárazság okozhatja. A Gemini™ koncentrációja mindössze 6%, ehhez társul az UV-mentes fehéritőfény.

Mindenképp végig kell csinálnom a háromszor húsz perces kezelést?

Nem. Ezt csupán a legjobb eredményhez ajánljuk, de a kezelés lerövidíthető két 20 perces ciklusra. A háromszor 20 perces kezelést azért ajánljuk, mert így érhető el a leggyorsabb és legtartósabb eredmények.

Ki használhatja a Gemini™ fogfehéredés-gyorsítót?

A Gemini™ használata alkalmas bárki számára, de leginkább 18 éven felülieknek ajánljuk. Nem ajánljuk a használatot terhes és szoptató anyáknak sem.

Az eredmények személyenként is eltérőek lehetnek?

Igen, az eredmény függ a fogai állapotától és a személy egyes szokásaitól is. Általában elmondható, hogy a Gemini™ segítségével a fogai visszaváltozhatnak arra a színre, amilyen a dohányzás, kávézás vagy a vörösbőr fogasztása előtti időkből volt.

Az egyes teljes kezeléseik között mennyit kell várni?

Egy teljes fogfehérítő kezelés után általában 3-6 hónapot érdemes várni, mielőtt újabb kezelésbe kezdene. Normál életkörülmények között általában ennyi idő alatt színeződnek el a fogak újra.

Milyen gél tartalmaznak a fecskendők?

Maga a gél 6% hidrogén-peroxid keveréket tartalmaz, e lágy formula hatását a különleges kialakítású Gemini fogfehéredés-gyorsító egészíti ki. normalnim životnim navikama.

Koja Meddig használható fel a gél?

A gél a lejárati időn (kb. 18 hónap) belül felhasználható, de felnyitás után hűtőszekrényben kell tárolni.

***Hatásos a Gemini™
porcelánbevonaton, ragasztott
fogakon vagy fogászati
implantátumokon is?***

Porcelánbevonaton, ragasztott fogakon vagy fogászati implantátumokon is egy idő múlva megjelenhetnek elszíneződések. A Gemini™ segítségével a kezelések során ezek az elszíneződések is kifehéreíthetők, azonban ez nem fog olyan mélyen hatni, mint az élő, természetes fogak esetében. A fehérités során csupán ezen anyagok eredeti színe nyerhető vissza.

Mit tegyek, ha a fogaim érzékennyé váltak?

Abba a kezelést. Keresse fel fogorvosát, és vizsgálta ki, hogy a fogai vagy az ínye egészségesek-e. A Geminivel történő kezelések során nem megszokott az érzékenység, ennek oka valami más fogászati probléma lehet.

A Gemini™ rendszer használatához alkalmazható más gél is?

A Gemini™ gél úgy tervezték, hogy az biztonságosan illeszkedjen a fogfehéredés-gyorsító hatásmechanizmusához. Az

optimális, érzékenységet nem okozó fehéritő hatás kifejlesztését hosszas kutatómunka előzte meg. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb olyan gélről, mely ezt a biztonságot és hatást biztosítani tudná.

Kipróbáltam a rendszert és a nővéremnek is ajánlanám a használatát. Beszerezetek fogbetéteket külön is?

Igen, mind fogbetéteket, mind gél vásárolhat külön. Rendeléshez keresse fel weboldalunkat a www.beyonddent.com címen.

Rendelkezik a Gemini™ FDA tanúsítvánnyal?

A Gemini™ I. osztályú orvosi eszköz, FDA tanúsítvánnyal.

Controleer uw verpakking om er zeker van te zijn dat de volgende items niet ontbreken:

- 1 x Gemini™ LED lamp
- 5 x Gemini™ whitening gel spuiten
- 1 x Gemini™ bakje
- 1 x Gemini™ voedingseenheid met oplaadbare lithium batterij
- 1 x Gemini™ oplaadsnoer
- 1 x Gemini™ USB/electrische adapter
- 1 x Bleek Shade begeleiding

Alvorens gebruik

Gemini™ light unit moet volledig opgeladen worden voor het eerste gebruik. Voor gemak van gebruik komt de Gemini™ met een USB oplaadsnoer met adapter. Via een elektrisch stopcontact duurt de gehele oplading circa 3 uur, en kan het circa twintig 20 minuten serie's uitvoeren als het geheel opgeladen is. Opladen via computer duurt iets langer, dit hangt af van het systeem.

Licht indicatie	Status
Blauw	Geheel opgeladen
Blauw, knippert langzaam	In gebruik
Oranje	Opladen
Oranje, snel knipperend	Moet opgeladen worden

Gemini™ Instructies voor gebruik

1. Flos en poets tanden voorzichtig.
2. Bepaal de originele tandkleur met de bleken shade handleiding. (Fig. A) Markeer kleuren voor vroegtijdige behandeling vergelijkend.
3. Een van de inbegrepen gel spuiten gebruikend, voeg een beetje whitening gel gelijkmatig aan op de rand van het bakje tussen de binnenrichel en de buiten plastic lijnen, zoals op de illustratie (Fig. B) De gebruiker moet 50% van de spuit gel op de onderzijde van het bakje aanbrengen, het bakje dan omdraaien en de resterende gel aanbrengen op de bovenzijde.

* Actuele afmeting dosis

4. Plaats het bakje in de mond. De horizontale tab moet op de bodem van bakje gericht zijn, om de lamp op te laten rusten. (Fig. C)

Bijt zachtjes. De tanden moeten over de tand buitenlijn op het bakje passen. Zet de lippen dan weg van het bakje en laat ze rusten in de lipbeschermingsdeel van het bakje voor een gemakkelijke fit. (Fig. D)

5. Plaats de Gemini™ lamp voor het bakje. Ingebedde magneten zullen de lamp automatisch op de optimale positie voor het bakje richten. (Fig.E) Druk en houd de

"👁️" knop vijf seconden ingedrukt.

Gemini light zal voor een gehele twintig minuten cyclus geactiveerd worden. De lamp schakelt vanzelf uit aan het eind van de sessie.

Indien de sessie vroegtijdig gestopt moet worden, druk en houd de "👁️" knop twee seconden ingedrukt. De lamp schakelt uit. Verwijder bakje en spoel na de twintig minuten cyclus. Het bakje kan gespoeld worden en droog gepat met een tissue of zachte doek.

Eenmaal droog, herhaal tweemaal stappen 3, 4 en 5.

6. Evalueer kleurverandering tegen de gemarkeerde kleuren van stap 2. (Fig.F)

VOOR BESTE RESULTATEN

Minimaliseer consumptie van gekleurd voedsel en dranken tijdens het gebruik van de Gemini™. Beperk gebruik van tabak producten. Handhaaf goede orale hygiëne tijdens de behandeling.

In zeldzame gevallen, kan de whitening gel in contact komen met

tandvlees tijdens de behandeling. In dat geval kan de roze tissue wit worden tijdens de voorbehandeling. Dit vervaagt binnen een paar tijdens de behandeling en is geen reden voor zorg.

Buiten bereik van kinderen houden. Niet geschikt voor zwangere of onstabiele vrouwen of kinderen jonger dan 18 jaar.

Als u zware vlekken heeft, veroorzaakt door tetracycline, fluoride of andere chemicaliën, bespreek uw beste opties voor het witten van deze vlekken dan met uw tandarts. De Gemini™ is effectief voor het witten van deze soorten vlekken; maar extra behandelingscycli en adaptaties zijn misschien voor betere resultaten noodzakelijk.

Om uw geweldige nieuwe glimlach te handhaven kunt u de volgende producten proberen.



Meer informatie over onze orale zorglijn is hier te zien: www.beyonddent.com

DE GEMINI™ SCHOONMAKEN

1. Was het bakje met sopwater, dan spoelen en drogen met tissue of zacht doekje.
2. Gebruik een vochtige doek om de Gemini™ LED koude lamp schoon te wrijven. NIET spoelen of onderdompelen.

Opslag en onderhoud

Sla alle items op in een koele, droge plaats. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht.

Voor beste resultaten moet de Gemini™ whitening gel in een vriezer worden bewaard. Lege spuiten kunnen na gebruik worden hergebruikt.



Opmerking: In de US kan je Beyond Dental & Health je lege spuiten geven voor een \$5 coupon voor je volgende bestelling van de Gemini™ hervul spuit kit. Neem contact op met Beyond Dental & Health voor meer details.

Contra-indicaties

Gemini™ Whitening gel is niet geschikt voor patiënten met bekende

allergie of chemische gevoeligheid voor peroxides of glycols.

Vaak gestelde vragen

Wat voor resultaten mag ik verwachten van de Gemini™ Teeth Whitening Accelerator?

Resultaten hangen af van de tand condities, maar een gemiddelde van 6-8 kleurverbetering na een zitting van totaal 60 minuten zou te zien moeten zijn.

Kan ik tandgevoeligheid verwachten?

Nee. Tandgevoeligheid kan optreden bij of hoge concentraties van waterstofperoxide of dehydratie van de gel of lamp. De Gemini™ gebruikt een milde 6% concentratie, gekoppeld aan een UV-vrije LED lamp accelerator.

Moet ik alle 3-20 minuten procedures achter elkaar doen?

Nee. Dit wordt voor de beste resultaten aanbevolen, maar de procedure kan verkort worden tot 20 minuten sessies

per dag. Wij bevelen een de volledige drie sessies van opeenvolgend 20 minuten in een zitting aan voor de snelste en langstdurende resultaten.

Wie kan de Gemini™ Teeth Whitening Accelerator gebruiken?

De Gemini™ is gebruiksvriendelijk genoeg voor iedereen, maar in het algemeen wordt het aangeraden voor diegene die 18 of ouder is. We raden ook niet dat zwangere of onstabiele vrouwen het gebruiken.

Zijn resultaten bij ieder persoon anders?

Ja, de resultaten hangen van uw tandcondities en persoonlijke gewoontes af. Over het algemeen brengt de Gemini™ uw tandkleur terug naar de oorspronkelijke staat voordat het bevlekt werd door tabakgebruik, koffie, rode wijn of gekleurd voedsel.

Hoe lang moet ik tussen de procedures wachten?

Na een gehele tand whitening,

raden wij in het algemeen aan dat u 3-6 maanden wacht voordat u aan een nieuwe sessie begint. Het duurt meestal zo lang voordat uw tanden door normale levensgewoontes weer bevlekt zijn.

Wat voor soort gel wordt gebruikt?

We gebruiken een 6% hydrogeen peroxide mix, wat een milde formule is en toch goede resultaten levert wanneer het gecombineerd wordt met onze speciaal ontworpen Gemini™ accelerator.

Hoe lang gaat de gel mee?

De gel kan tot de vervaldatum gebruikt worden (ongeveer 18 maanden), maar de gel moet in de vriezer gelegd worden als het eenmaal is geopend.

Werkt de Gemini™ op finer van porcelijn, gelamelleerde tanden en implantaten?

Fineer, gelamelleerde tanden en implantaten verzamelen allemaal vlekken op de oppervlakte na enige tijd. De Gemini™ behandeling zal deze

vlekken witten, maar de whitening zal niet zo diep zijn als bij natuurlijke tanden. Het witten gaat niet voorbij de oorspronkelijke kleur die voor het materiaal was gemaakt.

Als ik gevoeligheid ervaar, wat zijn dan de volgende stappen?

Stop de behandeling. U moet dan contact opnemen met uw plaatselijke tandspecialist om er zeker van te zijn dat uw tanden en tandvlees gezond zijn. Het is ongewoon om gevoeligheid te ervaren bij de Gemini™ behandeling en dit kan betekenen dat u een apart tandbehandeling nodig heeft.

Kan ik andere gels met het Gemini™ systeem gebruiken?

De Gemini™ gels zijn speciaal geformuleerd om veilig op de Gemini™ accelerator te reageren. Er is extensief getest om de beste whitening resultaten zonder gevoeligheid te verkrijgen. Wij kunnen geen opinie geven over de veiligheid of effect van andere gels.

Ik heb de stappen opgevolgd en nu wil ik het zus laten proberen. Kan ik bakjes apart aanschaffen?

Ja, we bieden bakje en hervul gels gescheiden aan. Je kan contact met ons opnemen via onze webs

Sørg for å se over innholdet i pakken for å være sikker på at den inneholder følgende:

- 1 x Gemini™ LED lys
- 5 x Gemini™ hvitningsgeleplate
- 1 x Gemini™ brett
- 1 x Gemini™ lader med oppladbart litiumbatteri
- 1 x Gemini™ ladeledning
- 1 x Gemini™ USB/elektrisk adapter
- 1 x Fargeguide

Før bruk

Gemini™ lyset må lades helt opp før det taes i bruk første gang. For at det skal være enklere å bruke kommer Gemini™ med en USB-lader med adapter. Via stikkontakt vil det ta omkring 3 timer å lade batteriet helt opp. Et oppladet batteri vil kunne brukes til omkring tyve 20 minutters behandlinger. Lades det via datamaskin kan det ta litt lengre tid, avhengig av systemet.

Lysindikator	Status
Blå	Fulloppladet
Blå, svak pulsering	I bruk
Oransje	Lader
Oransje, rask pulsering	Må lades

Gemini™ Bruksanvisning

1. Bruk tanntråd og børst tennene forsiktig.
2. Bruk veiledningen i tannblekingsguiden (Fig. A) til å bestemme din opprinnelige farge for sammenligning etter behandlingen.
3. Bruk gelesprøyteene som følger med i pakken til å fordele blekningsgelen jevnt mellom den indre og ytre kanten av plastikkplaten, som i illustrasjonen (Fig. B). Brukeren bør fordele halvparten av geleen i sprøyten i den nedre delen av plastikkplaten, og deretter resten i den øvre delen av platen.
4. Innfør platen i munnen. Den horisontale fliken skal vende fra bunnen av platen (fig. C). Bit svakt. Tennene skal kunne passe i tannomriset i platen. Flytt leppene bort fra platen til leppedelen for større komfort (fig. D).

*Doseringsstørrelse

5. Plasser Gemini™ lyssenderen foran platen. Innebygde magneter til automatisk rette lyset i optimal posisjon foran platen (fig. E). Trykk og hold nede "👁️" knappen i fem sekunder. Gemini™ lyset vil aktiveres for en full 20 minutters behandling. Når behandlingen er over vil lyset slukke automatisk.

Om behandlingen må avsluttes tidligere, trykk og hold nede "👁️" knappen i to sekunder og lyset vil slukke. Etter en 20 minutters behandling fjernes platen og skylles. Platen kan skylles og tørkes med et mykt håndkle eller stoff. **Når den er tørr repeter dobbelt steg 3, 4 og 5.**

6. Sammenlign fargeforskjellen med fargenyansen fra steg 2. (fig. F)

For det beste resultatet

Minimaliser bruker av farget mat og drikke når du bruker Gemini™. Prøv å begrense bruken av tobakkprodukter. Oppretthold god munnhygiene under behandlingen.

I spesielle tilfeller kan hvitningsgeelen komme i kontakt med tannkjøttet under

bruk. Om dette skjer kan tannkjøttet bli hvitere etter behandlingen. Dette vil forsvinne noen timer etter handling og er ingen grunn til bekymring.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Passer ikke for gravide/ammende kvinner eller barn under 18 år. Om du har mørke flekker grunnet tetracycline, fluorid eller andre kjemiske stoffer, forhør deg med din tannlege om de mest passende hvitningsbehandlingene for disse flekkene.

Gemini™ er effektiv for hvitning av disse typer flekker, men andre behandlinger og metoder kan være nødvendig for best mulig resultat.

For å hjelpe deg å opprettholde ditt flotte nye smil vil du kanskje prøve følgende produkter.



For mer informasjon om vår: www.beyonddent.com

Vask og rens av Gemini™

1. Vask beholderen med såpe før du renser og tørker med tørkepapir eller et mykt tørkle.
2. Bruk et fuktig tørkle til å vaske av Gemini™ LED-skjermer. IKKE vask eller senk under vann.

Oppbevaring og vedlikehold

Oppbevar alle items på et kaldt og tørt sted. Unngå kontakt med direkte sollys. For beste resultater, oppbevar Gemini™ geleen i kjøleskap. Etter bruk kan sprøytene resirkuleres.



Husk: Innenfor USA kan du gi sprøytene til Beyond Dental & Health og motta en \$5

kupong til din neste bestilling av sprøyter. Vennligst kontakt Beyond Dental & Health for videre detaljer.

Kontraindikasjoner

Gemini™ Whitening Gel er kontraindisert hos pasienter med allergier eller kjemisk følsomhet for peroksider eller glykoler.

Spørsmål og svar

Hvilke resultater kan jeg forvente av Gemini™ Tannblekingsakseleratoren?

Resultatene vil variere på bakgrunn dine tenners tilstand, men man kan gjennomsnittlig forvente en 6-8 graders forbedring etter en 60 minutter behandling.

Burde jeg forvente følsomhet i tennene?

Nei. Følsomhet i tennene kan enten være grunnet høy konsentrasjon av hydrogenperoksid eller dehydrasjon på grunn av geleen eller lyset. Gemini™ bruker en mild 6% konsentrasjon, sammen med en UV-løs LED lysakselerator.

Må jeg utføre alle tre 20 minuttersbehandlingene på rad?

Nei. Dette er anbefalt for best resultat, men fremgangsmåten kan kortes ned til 20 minutter om dagen. For best mulig resultat anbefaler vi tre komplette 20 minutters behandlinger på rad.

Varierer resultatet fra person til person?

Ja, resultatet avhenger av dine tenner og dine vaner. Gemini™ kunne hjelpe deg å få tilbake fargen på dine tenner før de ble flekket av tobakkbruk, kaffe eller rødvin.

Hvor lenge burde jeg vente mellom behandling?

Etter en full tannbleking anbefaler vi å vente mellom 3 og 6 måneder før neste behandling. Dette er tiden det vanligvis tar for dine tidligere vaner å flekke tennene igjen.

Hvilken type gele blir brukt?

Vi bruker en 6% hydrogen peroksid-blanding. Den er mild, men gir gode resultater i kombinasjon med vår spesialdesignede Gemini™ akselerator.

Hvor lenge varer geleen?

Geleen varer ut holdbarhetsdatoen, men pass på å lagre den kaldt etter åpning.

Vil Gemini™ virke med fasetter, limte tenner og tannimplantater?

Skallfasetter, liming og tannimplantater vil alle få flekker over tid. Gemini™ behandling vil gjøre disse flekkene hvitere, men blekingen vil ikke være like sterk som på levende, naturlige

tenner. De vil ikke kunne bli hvitere enn materialets opprinnelige farge.

Hvis jeg opplever følsomhet eller ubehag, hvordan skal jeg gå frem?

Stoppe behandlingen. Du burde ta kontakt med din lokale tannlege for å forsikre deg om at dine tenner og ditt tannkjøtt er sunt. Det er svært uvanlig å oppleve følsomhet eller ubehag med Gemini-behandlingen, og dette kan bety at du har andre tannproblemer.

Kan jeg bruke andre geleer med Gemini™-systemet?

Gemini™ geleer er laget spesielt med fokus på å reagere trygt sammen med Gemini™-akseleratoren. Omfattende tester ble utført for å oppnå best mulig resultat uten følsomhet. Vi kan ikke uttale oss om andre geleer når det gjelder sikkerhet eller effektivitet.

Jeg har fulgt instruksjonene, og vil gjerne at min søster også skal få prøve. Kan jeg kjøpe separate kit?

Ja, vi tilbyr både brett og refill-gele separat. Du kan kontakte oss via vår nettside www.beyonddent.com for å legge inn en bestilling.

Er Gemini™ produktet FDA-godkjent?

A Gemini™ er oppført som klasse I medisinsk utstyr hos FDA.

Upewnij się czy wszystkie elementy znajdują się w pudełku:

- 1 x Jednostka naświetlająca LED
- 5 x strzykawki z reparaem wybielającym
- 1 x nakładka na zęby
- 1 x jednostka zasilająca
- 1 x kabel do ładowania
- 1 x adapter USB/elektryczny
- 1 x kolornik

Przed użyciem

Gemini™ musi zostać całkowicie naładowane przez pierwszym użyciem. Ładowanie można przeprowadzić za pomocą kabla USB z przejściówką. Pełne ładowanie przez gniazdko sieciowe trwa ok. 3 godzin i pozwala na przeprowadzenie ok. 20 dwudziestominutowych cykli. Ładowanie przez gniazdko będzie nieco wydłużone i uzależnione jest od wydajności systemu.

Wskaźnik światła	Stan
Niebieski	W pełni naładowane
Niebieskie, powoli pulsujący	W użyciu
Pomarańczowy	Ładuje
Pomarańczowy, powoli pulsujący	Wymaga ładowania

Gemini™ instrukcja użytkowania

1. Użyć nici stomatologicznej oraz szczoteczki do zębów w celu dokładnego wyczyszczenia zębów
2. Ustalić wyjściowy odcień zębów używając załączonego kolornika (Rys. A).
3. Używając jednej z załączonych strzykawek, rozprowadzić równomiernie preparat wzdłuż brzegu nakładki (Rys. B) Połowę zawartości strzykawki rozprowadzić najpierw w dolnej części nakładki a następnie odwrócić ją i rozprowadzić pozostałą część żelu w górnej części.
- * Rzeczywista proporcja dawkowania
4. Włożyć nakładkę do wewnątrz ust. Poziomy znacznik powinien być skierowany ku dołowi nakładki, tak aby jednostka naświetlająca mogła się o nią opierać (Rys. C)

Zagryźć delikatnie. Zęby powinny wpasować się do wewnątrz nakładki. Ułożyć wargi tak, aby odsłaniały nakładkę (Rys D)

5. Przytwierdź jednostkę naświetlającą do nakładki. Magnesy sprawiają, że nakładka automatycznie dopasuje się do optymalnej pozycji (Rys E). Nacisnąć i przytrzymać przycisk "👁️" przez 5 sekund.

Gemini™ uaktywni się na 20 minut, a po upływie tego czasu automatycznie się wyłączy.

Jeżeli zajdzie potrzeba wcześniejszego zakończenia cyklu należy przytrzymać przycisk "👁️" przez 2 sekundy. Po 20 minutach, wyciągnąć nakładkę i wypłukać. Nakładka może być spłukana wodą i wysuszona za pomocą chusteczki lub miękkiej tkaniny. **Po wysuszeniu powtórzyć dwa razy kroki 3, 4 i 5.**

6. Oceń zmianę koloru w porównaniu do odcienia zaznaczonego w kroku 2. (Rys. F)

Dla najlepszych rezultatów

W tym czasie nie należy spożywać napojów i pokarmów zawierających barwniki. Nie należy również palić. Utrzymaj prawidłową higienę jamy ustnej w trakcie zabiegu.

Niekiedy może się zdarzyć, że preparat wybielający znajdzie się na powierzchni dziąseł. Dziąsło może stać się białe po zabiegu. Po kilku godzinach wróci jednak do normalnego wyglądu. Przeciwwskazania: Przechowywać z dala od dzieci. Nie może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące oraz poniżej 18 roku życia. W przypadku przebarwień spowodowanych antybiotykami, aby uzyskać najlepsze efekty najlepiej skonsultować się z dentystą. Gemini™ jest skuteczny także w przypadku takich przebarwień jednak dodatkowe cykle mogą być konieczne.

Jeżeli chcesz utrzymać swój nowy biały odcień na długo wypróbuj następujące produkty.



Więcej informacji o naszych produktach do higieny jamy ustnej znajdziesz na stronie www.beyonddent.com

Czyszczenie Gemini™

1. Umyj nakładkę wodą z mydłem, następnie splucz i wysusz chusteczką lub miękką tkaniną.
2. Użyj lekko wlgotnej tkaniny, aby przetrzeć jednostkę naświetlającą. **NIE SPŁUKIWAĆ ANI NIE ZANUŻAĆ POD WODĄ**

Przechowywanie

Przechowuj wszystkie produkty w chłodnym i suchym miejscu. Unikaj wystawiania bezpośrednio na światło słoneczne.

Dla najlepszych rezultatów preparat wybielający należy przechowywać w lodówce

Przeciwwskazania

Preparat nie powinien być stosowany przez osoby, które mają alergie na glikole lub nadtlenki

Pytania i odpowiedzi

Jakich rezultatów możemy spodziewać się po zastosowaniu Gemini?

Rezultaty zależne są od stanu zębów, jednak zwykle po 60 minutach wynoszą one ok. 6-8 odcieni

Czy moje zęby będą wrażliwe?

Nie. Wrażliwość zębów może pojawić się na skutek zastosowania wysokiego stężenia nadtlenu wodoru lub odwodnia zębów. Preparaty Gemini™ są łagodne i posiadają zaledwie 6% nadtlenu wodoru, a źródło światła nie emituje promieni UV.

Czy wszystkie 3 cykle muszę wykonać jeden po drugim?

Nie. Dla najlepszych rezultatów powinno się wykonać 3 cykle. Jednak można również zastosować 1 cykl 20 minutowy dziennie.

Kto może używać Gemini™?

Gemini może być używany przez wszystkich z wyjątkiem osób poniżej 18 roku życia oraz kobiet w ciąży i karmiących.

Czy u każdego rezultaty są inne?

Tak. Rezultaty zależne są od stanu zębów oraz osobistych nawyków danej osoby.

Jak długo mam odczekać pomiędzy zabiegami?

Sugerujemy, aby odczekać 3-6 miesięcy przed kolejną sesją.

Co to jest za preparat?

Używamy 6% nadtlenu wodoru, który dzięki zastosowaniu łagodnej formuły preparatu w połączeniu ze źródłem światła Gemini daje niesamowite rezultaty.

Jak długo zdalny do użycia jest preparat?

Prosimy zwrócić uwagę na datę znajdującą się na pudełku - zwykle jest to ok. miesięcy. Należy pamiętać o przechowywaniu preparatu w lodówce po otwarciu.

Czy Gemini™ zadziała przy licówkach, protezycie czy implantach?

Każdy z tych materiałów z czasem się zabarwia. Zabieg Gemini™ w takim przypadku przywróci kolor do takiego w jakim protetyka została wykonana.

Co zrobić kiedy pojawi się wrażliwość zębów?

Przerywać leczenia. Należy

skontaktować się z dentystą, który upewni się, że działania i zęby są zdrowe. Nadwrażliwość nie jest powręcznym efektem ubocznym przy zabiegu Gemini™ i może to oznaczać, że zęby mogą wymagać uwagi z innych powodów.

Czy mogę używać innych preparatów z Gemini™?

Preparaty Gemini™ są zaprojektowane tak, aby były efektywne i bezpieczne w połączeniu z jednostką naświetlającą. Przy innych preparat nie jesteśmy w stanie wydać żadnych opinii.

Wykonałem wszystkie kroki i chciałbym, aby moja siostra również wypróbowała Gemini™.

Czy istnieje możliwość kupna nakładek osobno?

Tak, w sprzedaży dostępne są osobno zarówno nakładki jak i preparaty

Verifique a sua embalagem de forma a garantir que os seguintes itens estão incluídos:

- 1 x Gemini™ lâmpada LED
- 5 x Gemini™ seringas de gel branqueador
- 1 x Gemini™ molde
- 1 x Gemini™ fonte de alimentação com uma bateria recarregável de lítio
- 1 x Gemini™ cabo de ligação
- 1 x Gemini™ adaptador eléctrico/USB
- 1 x Guia de Tons de Branqueamento

Antes do uso

É necessário fazer um carregamento por completo da lâmpada Gemini™ antes da sua primeira utilização. Para facilidade de utilização, o Gemini™ vem com um cabo de alimentação USB com adaptador. Carregando através da tomada eléctrica demora aproximadamente três horas para obter um carregamento completo, e tem um aproveitamento de cerca de vinte ciclos de 20-minutos partindo de uma bateria cheia. Carregando através do computador terá uma duração ligeiramente maior, dependendo do sistema.

Indicação da Lâmpada	Estado
Azul	Totalmente carregado
Azul a pulsar lentamente	Em uso
Laranja	A carregar
Laranja a pulsar rapidamente	Necessita de carga

Instruções de Uso Gemini™

1. Use o fio dental e escove os dentes suavemente.

2. Determine qual a cor original do esmalte dos seus dentes consultando o Guia de Tons de Branqueamento. (Fig.A) Assinale o seu tom para comparar após o tratamento.

3. Utilizando uma das seringas de gel inclusas, aplique uniformemente o gel branqueador ao longo da margem do molde entre a aresta interior e revestimento plástico exterior, como demonstrado pela ilustração. (Fig.B) Aplicar a metade do gel incluído numa seringa no topo do molde e a metade restante na parte inferior deste.

* Tamanho efetivo da dose

4. Coloque o molde dentro da boca. A aba horizontal deverá estar situada na parte inferior do molde. (Fig. C)



Morda suavemente. Os dentes deverão ficar acomodados sobre a linha assinalada no molde. Ajuste os lábios para fora e para cima afastando-os do molde e coloque-os no local indicado no molde para o descanso dos lábios para um encaixe confortável. (Fig. D)

5. Coloque o emissor da lâmpada em frente ao molde. Os ímãs embutidos irão ajustar a lâmpada para o melhor posicionamento diretamente em frente ao molde (Fig. E).

Pressione e segura o botão "👁️" durante cinco segundos. A lâmpada Gemini™ irá ativar para um ciclo completo de vinte minutos. No final da sessão a lâmpada desligará automaticamente. Caso necessite interromper a sessão, pressione e segure durante dois segundos o botão "👁️". A lâmpada irá desligar-se. Após o ciclo de vinte minutos, remova o molde e passe por água. O molde pode ser enxaguado e seco com um lenço de papel ou com um tecido suave. **Após seco repita os passos 3, 4 e 5 duas vezes.**

6. Avalie a mudança de cor contra os tons marcados a partir do passo 2. (Fig. F)

Para melhores resultados

Minimize o consumo de comidas e bebidas coloridas durante o uso do Gemini. Tente limitar o uso de tabaco. Mantenha uma boa higiene oral durante o tratamento

Em casos raros, o gel branqueador pode entrar em contato com as gengivas durante o tratamento. Neste caso particular o tecido rosado poderá ficar branco após o tratamento. Este efeito irá desaparecer nas horas seguintes após o tratamento não sendo motivo para alarme.

Mantenha afastado do alcance das crianças. Contraindicado para grávidas ou lactantes ou crianças até aos 18 anos.

Se tem manchas agravadas provocadas por tetracycline, fluoreto, ou outro químico, fale com o seu dentista sobre quais as melhores soluções para branquear estes tipos de manchas. O Gemini é eficaz contra este tipo de manchas, no entanto para obter melhores resultados poderá ser necessário fazer uma adaptação de ciclos extra de tratamento.

Para ajudar a manter o seu novo sorriso radiante, experimente os seguintes produtos.



Informação extra sobre a nossa linha de produtos de cuidado oral pode ser vistos aqui: www.beyonddent.com

Limpiar o Gemini™

1. Lave o molde com água e sabão, depois passe por água e enxugue com um lenço de papel ou um tecido suave.
2. Use um tecido úmido para limpar a unidade Gemini Lâmpada-fria LED. NÃO passe por água nem submirja.

ARRUMAÇÃO E MANUTENÇÃO

Reserve todos os itens num espaço fresco e seco. Evite a exposição direta à luz solar.

Para melhores resultados, mantenha o gel branqueador Gemini refrigerado. Após o uso, as seringas vazias podem ser recicladas.



Nota: Dentro dos EUA, pode entregar as suas seringas vazias ao Beyond Dental & Health por um cupão de \$5 para utilizar na sua próxima encomenda de kit de recarga de seringas Gemini™. Para mais detalhes por favor contacte Beyond Dental & Health.

Contra-indicações

É Gel Branqueador Gemini™ é contra-indicado para pacientes com alergia ou sensibilidade conhecida a química peróxidos ou glicóis.

FAQ

Quais resultados devo esperar do Acelerador de Branqueamento de Dentes Gemini™?

Os resultados variam conforme as condições da denteição, mas prevê-se um melhoramento de 6-8 tons após um tratamento de sessenta minutos no total.

Pode ocorrer sensibilidade dentária?

Não. A sensibilidade dentária pode ocorrer como resultado de grandes concentrações de peróxido de

hidrogénio ou desidratação provocada pelo gel ou a lâmpada. O Gemini™ usa uma ligeira concentração de 6%, conjugado com um acelerador lâmpada LED, UV-livre.

Tenho que fazer todos os 3-20 minutos ciclos de seguida?

Não. É recomendado para otimizar resultados, mas o tratamento pode ser dividido em sessões de 20 minutos por dia. Nós recomendamos a totalidade dos três ciclos de vinte minutos seguidos para resultados mais rápidos e duradouros.

Quem pode utilizar o Acelerador de Branqueamento dos Dentes Gemini™?

O Gemini™ é intuitivo e de fácil utilização para o uso de qualquer pessoa, mas é sugerido uso em maiores de 18 anos. Não aconselhamos também o uso por grávidas ou lactantes.

Os resultados variam conforme a pessoa?

Sim, os resultados vão depender do estado da sua dentição e dos seus hábitos pessoais. De uma forma geral, o Gemini™ vai fazer voltar a cor

do seu esmalte à cor original antes do uso de tabaco, café, vinho tinto ou comidas coloridas.

Quanto tempo devo esperar entre os tratamentos?

Após um tratamento branqueador na sua totalidade, de uma forma geral sugerimos uma espera de 3-6 meses antes de fazer outro ciclo. Por norma demora todo este tempo a re-manchar os seus dentes devido aos hábitos de vidas normais.

Que tipo de gel é usado?

Nós usamos uma mistura de 6% de peróxido de hidrogénio, que permite uma fórmula ligeira mas que ainda assim permite fortes resultados quando combinada com o nosso especialmente desenvolvido acelerador Gemini™.

Quanto tempo dura o gel?

O gel deverá durar até a data de expiração (cerca de 18 meses), mas certifique-se que o mantém refrigerado depois de aberto.

O Gemini™ funciona em próteses de porcelana, dentes ligados e implantes dentários?

As próteses de porcelana, os dentes ligados e os implantes dentários todos ganham manchas na superfície com o tempo. O tratamento Gemini™ irá branquear estas manchas, mas o branqueamento não será tão profundo como nos dentes vivos e naturais. O branqueamento não irá além da cor definida inicialmente para o material.

Se eu experienciar sensibilidade dentária, qual é o próximo passo?

Interromper o tratamento. Deverá entrar em contacto com o seu dentista para garantir que os seus dentes e gengivas estão saudáveis. É fora do comum ter sensibilidade dentária com o tratamento Gemini™, o que poderá indicar ter um problema dentário independente.

Posso utilizar outro gel com o sistema Gemini™?

O gel Gemini™ foi desenvolvido especificamente para reagir de forma segura ao acelerador Gemini™. Foram feitos testes extensivos para garantir resultados de branqueamento premium sem sensibilidade dentária. Não podemos em boa consciência determinar a segurança e resultado do uso de outro gel.

Eu segui os passos, e gostaria que a minha irmã experimentasse também. Posso comprar moldes em separado?

Sim, nós temos tanto os moldes como as recargas de gel em separado. Pode contactar-nos através do nosso site www.beyonddent.com para fazer a encomenda.

O Gemini™ é aprovado pela FDA?

O Gemini™ é listado pela FDA como aparelho médico Classe I.

Verificati-va pachetul, pentru a va asigura ca sunt incluse toate aceste articole:

- 1 x unitate de lumina LED Gemini™
- 5 x seringi cu gel de albire Gemini™
- 1 x gutiera Gemini™
- 1 x unitate de alimentare, cu o baterie cu litiu reincarcabila LED Gemini™
- 1 x incarcator LED Gemini™
- 1 x USB/ adaptor electric LED Gemini™
- 1 x Cheie de culori dentare

Inainte de utilizare

Acceleratorul pentru acasa Gemini™ necesita o incarcare completa inainte de utilizare. Pentru usurinta in utilizare, produsul Gemini™ vine cu un incarcator USB si adaptor. incarcarea prin priza electrica dureaza aproximativ 3 ore (pentru a obtine o incarcare completa), si se pot efectua douazeci de cicluri de 20 de minute dintr-o incarcare completa. incarcat la calculator dureaza putin mai mult, in functie de sistem.

Indicatorii de lumina	Statut
Albastru	Incarcat complet
Albastru, clipind	In uz
Portocaliu	Se incarca
Portocaliu, clipind rapid	Necesita incarcare

Gemini™ Instructiuni de utilizare

1. Curatati dintii si spalati-i usor.

2. Determinati culoarea originala a dintelui folosind Cheia de culori dentare (Fig. A). Marcati culoarea pentru comparatie dupa tratament.

3. Folosind una din seringile incluse pentru gel, aplicati gel de albire uniform, de-a lungul marginii gutierei, intre gulerul din interior si captuseala din plastic din exterior, conform ilustratiei (Fig. B) Utilizatorul trebuie sa puna 50% din gelul aflat in seringă in partea inferioara a gutierei, apoi sa o intoarca si sa consume gelul ramas in partea superioara.

* Marimea dozei



4. Introduceți gutiera în gura. Fila orizontală trebuie să fie îndreptată dinspre fundul țavii, pentru a primi suficientă lumină. (Fig. C)

Muscați ușor. Dinții dumneavoastră ar trebui să se potrivească schitei de pe gutiera. Reglați buzele în sus și departe de țava și odihniți-le pe suportul de buze de pe gutiera pentru o amprentă detaliată. (Fig. D).

5. Așezați emitorul de lumină Gemini™ în fața gutierei. Magnetii încorporați vor transmite automat lumina spre poziția optimă din fața gutierei. (Fig. E) Apasați și mențineți apăsat butonul "👁️" pentru cinci secunde. Lumina Gemini™ se va activa pentru un ciclu complet de douăzeci de minute. La sfârșitul sesiunii, lumina se va deactiva automat. Dacă e necesară încetarea prematură a sesiunii, apăsați lung butonul "👁️" pentru două secunde. Lumina se va dezactiva. La sfârșitul ciclului de douăzeci de minute, îndepărtați gutiera și clătiți. Gutiera poate fi clătită și stearsă ușor cu un servetel sau o carpa moale. **De îndată ce este uscată**

repeți pașii 3, 4 și 5 două ori.

6. Analizați schimbarea de culoare față de culoarea marcată la pasul 2. (Fig F)

PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE

Ferțiți-vă de consumul de mâncăruri și băuturi colorate în timpul folosirii produsului Gemini™. Încercați să reduceți consumul de produse ce conțin tutun. Pastrați o bună igienă a cavității orale în timpul tratamentului.

În cazuri rare, gelul de albire poate intra în contact cu gingiile în timpul tratamentului. În astfel de situații, partea roz e posibil să își schimbe culoarea în alb. Efectul va dispărea în câteva ore și nu reprezintă motiv de îngrijorare.

Țineți ferit de copii. Nu este recomandat femeilor însărcinate, femeilor care alăptează sau copiilor cu vârsta sub 18 ani.

În cazul petelor severe cauzate de peroxid de hidrogen, fluorura, sau alte chimicale, discutați cele mai

bune modalitati de albire a dintilor cu dentistul dumneavoastra.

Produsul Gemini™ este eficient impotriva acestor tipuri de pete; cu toate acestea, este posibil ca un tratament aditional sa fie necesar pentru a obtine cele mai bune rezultate.

Pentru a va pastra un zambet superb mai mult timp ati putea incerca de asemenea si urmatoarele produse.



Mai multe informatii despre linia noastra de ingrijire orala pot fi vizualizate aici: www.beyonddent.com

CURATAREA PRODUSULUI GEMINI™

1. Spalati gutiera cu apa cu detergent, apoi clatiti si uscati-o cu un servetel sau o carpa moale.
2. Folositi o carpa moale pentru a sterge unitatea cu lumina rece LED

Gemini™. NU clatiti sau inserati in apa.

DEPOZITARE SI INGRIJIRE

Depozitati toate articolele intr-un loc uscat, rece. Evitati expunerea la soare.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate, tineti produsul de albire Gemini™ in frigider. Dupa folosire, seringile goale pot fi reciclate.

Contraindicatii

Pen-ul de albire Gemini™ este contraindicat pacientilor cu alergii sau sensibilitate chimica la apa oxigenata sau glucoza.

Intrebari si raspunsuri

La ce rezultate ar trebui sa ma astept dupa folosirea Acceleratorului de Albire a Dintilor Gemini™?

Rezultatele pot varia in functie de conditia dintilor, dar , in general, o imbunatatire de 6-8 culori ar trebui sa fie vizibila dupa un tratament de 60 de minute.

Ar trebui sa ma astept sa am sensibilitate a dintilor?

Nu. Sensibilitatea dintilor poate aparea ca urmare a folosirii intense a peroxidului de hidrogen sau dehidratare ca urmare a folosirii gelului sau a luminii. Gemini™ foloseste o concentratie moderata de 6%, impreuna cu o lumina LED acceleratoare care nu contine raze UV.

Trebuie sa fac parcurg toate etapele de 3-20 de minute una dupa cealalta?

Nu. Se recomanda asta pentru a obtine cele mai bune rezultate, insa procedura poate fi impartita in 20 de minute zilnice. Recomandam efectuarea celor trei sesiuni de douazeci de minute in lant pentru obtinerea de rezultate mai rapide si mai de durata.

Cine poate folosi Acceleratorul de Albire a Dintilor Gemini™?

Produsul Gemini™ poate fi folosit de oricine, insa este recomandata folosirea lui de cei care au peste 18 ani. De asemenea, nu recomandam folosirea lui de catre femei insarcinate sau care alapteaza.

Variaza rezultatele in functie de persoana?

Da, rezultatele depind de conditia dintelui si de obiceiurile fiecaruia. In general, produsul Gemini™ iti va readuce culoarea dintelui la cum a fost inainte de a fi patata de tutun, cafea, vin rosu sau mancaruri colorate.

Cat timp trebuie sa astept intre proceduri?

Dupa un tratament complet de albire, recomandam sa asteptati intre 3 si 6 luni inainte de urmatoarea sesiune. In mod normal minim atat dureaza pentru ca dantura sa revina la forma initiala, sub influenta obiceiurilor zilnice.

Ce tip de gel este folosit?

Noi folosim un gel care are un amestec de 6% peroxid de hidrogen, care permite obtinerea unei formule usoare, dar cu efecte puternice atunci cand este combinata cu acceleratorul de albire Gemini™.

Ce valabilitate are gelul?

Gelul este valabil pana la data de expirare inscrisa pe ambalaj (aproximativ 18 luni), insa nu uitati sa tineti gelul in frigider de indata ce l-ati deschis.

Produsul Gemini™ functioneaza si pe fatete dentare, coronite sau implanturi?

Fatetele, coronitele si implanturile capata si ele pete de-a lungul timpului. Tratamentul Gemini™ va albi aceste pete, dar albirea nu va fi la fel de puternica precum pe dintii reali. Albirea nu va trece de culoarea initiala avuta de materialul din care au fost creati.

Daca experimentez sensibilitate, care este urmatorul pas?

Interupeti tratamentul. Luati legatura imediata cu medicul dentist pentru a va asigura ca dintii si gingiile sunt sanatoase. Este neobisnuit sa experimentati sensibilitate ca urmare a tratamentului Gemini™, lucru ce arata ca este posibil sa aveti alte probleme dentare.

Pot sa folosesc alte geluri cu sistemul Gemini™?

Gelurile Gemini™ au fost formulate special pentru a functiona in conformitate cu acceleratorul Gemini™. Teste elaborate au fost facute pentru a oferi un rezultat de albire bun fara a cauza sensibilitate. Nu putem sa garantam pentru

siguranta sau eficienta altor geluri.

Urmez pasii, si as dori ca o alta persoana apropiata sa incerce de asemenea, se poate?

Da, oferim atat gutiere cat si geluri refill pentru alte persoane care doresc sa foloseasca aparatul. Ne puteti contacta pe website-ul nostru la www.shop-one.ro pentru a face comanda.

Este produsul Gemini™ conform cu normele FDA, CE?

Produsul Gemini™ este aprobat in clasa medicala coform FDA, CE.

Проверьте комплектность устройства и убедитесь в наличии следующих элементов:

- Светодиодный блок Gemini™-1
- Шприцы с отбеливающим гелем Gemini™-5
- Лоток Gemini™-1
- Блок питания с литиевой батареей Gemini™-1
- Зарядный шнур Gemini™-1
- USB/электрический адаптор Gemini™-1
- Шкала Замера Оттенка Зубов-1

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием светового устройства Gemini™ потребуется полная зарядка батареи. Для удобства в использовании, Gemini™ поставляется с зарядным USB-шнуром с адаптером. Для полной зарядки устройства от электросети необходимо приблизительно 3 часа, через компьютер это займет немного больше времени. Полный заряд батареи обеспечивает выполнение устройством около двадцати 20-минутных циклов.

Световая индикация	Статус
Синий	Полностью заряжен
Голубой, медленно пульсирующий	Используется
Оранжевый	Заряжается
Оранжевый, быстро пульсирующий	необходимо зарядить

Gemini™ Инструкция по Применению

1. Аккуратно почистите зубы, используя зубной нитью.
 2. Определите исходный оттенок зубов, используя Шкалу оттенков, (рис. А). Сравните исходный и полученный оттенок.
 3. Используя один из прилагаемых шприцов с гелем, нанесите отбеливающий гель равномерно по краю каппы между внутренним выступом и внешней пластиковой прокладкой, как показано на рисунке, (рис. В). Пользователь должен израсходовать 50% геля из шприца для заполнения нижней части ложки, затем перевернув ложку использовать остатки геля для заполнения ее верхней части.
- * Фактический размер дозы



4. Вставьте лоток в рот. Горизонтальная вкладка должна находиться у основания каппы, чтобы световое устройство было установлено плотно, (рис. С).

Мягко прикусите. Положение зубов должно соответствовать контуру зубов на капле. Раскройте губы и оставьте их расположенными в защитной части лотка для комфортной посадки, (рис. D).

5. Поместите излучатель света Gemini™ перед каппой. Встроенные магниты автоматически направят свет в оптимальное положение в передней части лотка, (рис. E). Нажмите и удерживайте кнопку "👁️" в течение пяти секунд. Излучатель света Gemini™ активизируется на полный двадцатиминутный цикл. В конце сеанса свет автоматически отключится. Если сеанс необходимо закончить раньше, нажмите и удерживайте кнопку "👁️" в течение двух секунд. Свет отключится. После двадцатиминутного цикла снимите каплу и ополосните ее. После высушите куском ткани или мягкой материи. **После высыхания, повторите дважды шаги 3, 4 и 5.**

6. Оцените изменение цвета по сравнению с отмеченными оттенками, начиная с шага 2. (Рис. F)

ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В период проведения процедуры отбеливания не рекомендуется употреблять пищу и напитки, содержащие яркие пищевые красители. Желательно также ограничить курение. Поддерживайте хорошую гигиену полости рта в течение всего периода лечения. В редких случаях, отбеливающий гель может вступить в контакт с деснами во время процедуры. При этом десна могут побелеть. Это пройдет через несколько часов после проведения процедуры и не должно быть причиной для беспокойств.

Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать детям в возрасте до 18 лет, а также беременным и кормящим женщинам.

Если у Вас окрашенные пятна, тетрациклином, фторидом или другим химическим веществом,

обсудите лучший вариант отбеливания этих пятен с Вашим стоматологом. Gemini™ эффективен в отбеливании таких типов пятен; однако для достижения лучших результатов могут быть необходимы дополнительные процедуры.

Для сохранения своей новой великолепной улыбки Вы можете попробовать следующие продукты.



Более подробную информацию о нашей линии по уходу за полостью рта можно посмотреть здесь: www.beyonddent.com

ОЧИСТКА GEMINI™

1. Промойте каппу мыльной водой, затем ополосните и протрите куском ткани или мягкой материи.
2. Чтобы протереть светодиодный люминесцентный блок Gemini™, используйте влажную ткань, НЕ полоскать и НЕ погружать в воду.

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Храните все элементы в прохладном, сухом месте. Избегайте попадания на них прямых солнечных лучей.

Отбеливающий гель Gemini™ хранить в охлажденном состоянии. После использования пустые шприцы могут быть переработаны.

Противопоказания

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ GEMINI™ ПРОТИВОПОКАЗАН ПАЦИЕНТАМ, У КОТОРЫХ НАБЛЮДАЕТСЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ИЛИ ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПЕРОКСИДАМ ИЛИ ГЛИКОЛЯМ.

Часто Задаваемые Вопросы

Какие результаты можно прогнозировать, используя отбеливающую систему Gemini™?

Результаты могут быть разными в зависимости от состояния зубов, максимально можно наблюдать улучшение на 6-8 оттенков после единовременного

шестидесятиминутного сеанса в целом.

Могу ли я ожидать появление чувствительности зубов?

Нет. Чувствительность зубов может появиться либо от воздействия геля H₂O₂ высокой концентрации или в следствии пересушивание зубов. Gemini™ использует мягкую 6% концентрацию, в сочетании со светодиодным акселератором без ультрафиолетовых лучей.

Должен ли я делать все 3-х-20-ти-минутные процедуры подряд?

Нет. Этот режим рекомендуется для лучших результатов, но процедура может быть разбита на 20-тиминутные сеансы в день. Мы рекомендуем три полных двадцатиминутных сеанса за один раз для достижения максимальных результатов.

Кто может использовать Акселератор Для Отбеливания зубов Gemini™?

Gemini достаточно прост в применении, может использоваться лицами с 18 лет и старше. Не рекомендуется использовать

его беременным или кормящим женщинам.

Результаты варьируются индивидуально?

Да, результаты будут зависеть от состояния ваших зубов и личных привычек. В общем, Gemini™ вернет вашим зубам первоначальный оттенок, который был изначально.

Как часто можно проводить отбеливание?

После полного цикла отбеливания зубов мы, как правило, предлагаем Вам подождать 3-6 месяцев до следующего сеанса. Это обычно занимает такой период времени, чтобы очистить ваши зубы от пятен, вызванных обычными жизненными привычками.

Какой вид геля используется?

Мы используем 6% смесь перекиси водорода, которая обеспечивает мягкое отбеливание и позволяет достичь хороших результатов, в сочетании с нашим специально разработанным акселератором Gemini™.

Какой срок годности у геля?

Срок годности геля-18 месяцев. Но необходима, убедиться в том, чтобы гель был охлажден.

Будет ли гель работать на фарфоровых винирах, зубных протезах, пломбах и зубных имплантатах?

С поверхности керамики или пломбировочных материалах не возможно изменения цвета.

Если я испытываю чувствительность, каковы следующие шаги?

Прекратить лечение. Вы должны связаться с вашим лечащим стоматологом, чтобы убедиться в том, что ваши зубы и десны здоровы. Появление чувствительности маловероятно. Это может означать, что у Вас есть другие проблемы, требующие посещения врача стоматолога.

Могу ли я использовать другие гели с системой Gemini™?

Гели Gemini™ были специально разработаны для безопасного взаимодействия с акселератором Gemini™. Проводилось

всестороннее тестирование, чтобы иметь возможность получать превосходные результаты отбеливания без чувствительности. Мы не можем высказать мнение о безопасности или эффективности других гелей.

Я следовал шагам инструкции и хотел бы, чтобы моя сестра тоже попробовала. Могу ли я купить каппы отдельно?

Да, мы предлагаем как каппы, так и гель для наполнения отдельно. Чтобы снова сделать заказ Вы можете связаться с нами через наш веб-сайт www.beyonddent.com

Одобен ли Gemini™ Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов?

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов определило Gemini™ как медицинское устройство I Класса.

Skontrolujte obsah balenia, aby ste sa uistili, že obsahuje nasledovné položky:

- 1 x Gemini™ LED svetelná jednotka
- 5 x Gemini™ striekačka s bieliacim gélom
- 1 x Gemini™ náustok
- 1 x Gemini™ nabíjačka s nabíjateľnou lítiovou batériou
- 1 x Gemini™ nabíjací kábel
- 1 x Gemini™ USB/elektrický adaptér
- 1 x Bieliaci vzorkovník

Pred použitím

Gemini™ svetelná jednotka musí byť naplno nabitá pred prvým použitím. Pre jednoduchšie použitie, Gemini™ sa dodáva s USB káblom s adaptérom. Plné nabitie cez elektrickú zásuvku potrvá približne 3 hodiny, na plné nabitie uskutočnite približne dvadsať 20 minútových cyklov. Nabitie cez počítač potrvá dlhší čas, v závislosti od systému.

Svetelná indikácia	Stav
Modrá	Plne nabitá batéria
Modrá, pomalé blikanie	V prevádzke
Oranžová	Nabíjanie
Oranžová, rýchle blikanie	Potreba dobiť batériu

Gemini™ Návod na použitie

1. Jemne umyte zuby, použite zubnú niť.
2. Podľa vzorkovníka určte pôvodný odtieň zubov (obr.A). Označte odtiene kvôli po – liečebnému porovnaniu.
3. Použite jednu z priložených striekačiek s gélom, bieliaci gél rovnomerne aplikujte pozdĺž okraja náustku medzi jeho vnútornou časťou a vonkajším plastovým okrajom, podľa obrázka (obr.B). Ouzite 50% gélu zo striekačky na vyplnenie spodného dielu náustku, potom otočte náustok a zvyšným gélom vyplňte vrchný diel.
- * Skutočná veľkosť dávky
4. Náustok vložte do úst. Horizontálny výstup-držadlo by mal byť na spodnej časti náustku. (obr. C).

Jemne zakúsnuť. Zuby by mali vhodne zasadnúť do vymedzeného priestoru na náustku. Prispôsobte pery tak, aby boli mimo náustku a komfortne položené na ochrannej časti (obr. D)

5. Priložte Gemini™ vysielateľ svetla k prednej časti náustku. Vnútorne magnety automaticky nasmerujú svetlo do optimálnej pozície v prednej časti náustku (obr. E).

Stlačte a podržte "👁️" tlačidlo 5 sekúnd. Gemini svetlo sa aktivuje na plný dvadsať minútový cyklus. Na konci cyklu sa svetlo automaticky deaktivuje. Ak je potrebné prerušiť cyklus, stlačte a podržte "👁️" tlačidlo na 2 sekundy, svetlo sa deaktivuje. Po dvadsať minútovom cykle, odstráňte náustok a vypláchnite ústa.

Náustok možno opláchnuť a jemne utrieť s jemnou látkou. **So suchým náustkom zopakujte dvakrát 3. krok, 4. krok. a 5. krok.**

6. Posúďte zmenu farby s označenými odtieňmi z kroku 2. (obr. F)

Pre najlepšie výsledky

Minimalizujte konzumáciu farbených jedál a nápojov počas používania Gemini. Snažte sa obmedziť používanie tabakových výrobkov. Počas liečby udržujte pravidelnú ústnu hygienu.

V ojedinelých prípadoch, bieliaci gél počas liečby môže prísť do kontaktu s ďasnami. V takomto prípade po liečbe môže zblednúť ružové tkanivo.

Po niekoľkých hodinách po liečbe sa farba vytráfi, ale nieje to príčina na obavy. Držte mimo dosahu detí. Nevhodné pre tehotné, dojčiace ženy alebo deti do 18 rokov.

Ak máte vážne škvrny spôsobené tetracyklínom, fluoridom, alebo inou chemickou látkou, konzultujte so svojim zubárom ako najvhodnejšie vybieliť tieto škvrny. Gemini™ je efektívny pri odstránení takýchto škvŕn, avšak ďalšia liečba a prispôbenie môžu byť potrebné na dosiahnutie najlepších výsledkov.

Na udržanie vášho nového úsmevu môžete ďalej vyskúšať nasledovné produkty.



Ďalšie informácie o starostlivosti o ústnu hygienu na: www.beyonddent.com

Starostlivosť o Gemini™

1. Umyte náustok s mydlovou vodou, opláchnite a osušte tkaninou alebo jemnou látkou.
2. Použite vlhkú látku na utretie Gemini™ LED studenej svetelnej jednotky. NEOPLACHOVAŤ a NEPONÁRAŤ.

Skladovanie a údržba

Skladovať všetky časti na chladnom, suchom mieste. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Pre najlepšie výsledky, uschovajte Gemini™ bieliaci gél chladený. Po použití, prázdne striekačky môžu byť recyklované.



Poznámka: Na území Spojených štátov Amerických, môžete prázdne striekačky poskytnúť Beyond Dental & Health za kupón v hodnote \$5 pre ďalší nákup Gemini™ náplne do striekačiek. Kontaktujte Beyond Dental & Health pre ďalšie informácie.

Kontraindikácie

Gemini™ Bieliaci gél je kontraindikovaný u pacientov so známou alergiou alebo chemickou citlivosťou na peroxidy a glykoly.

Časté otázky

Aký výsledok môžem očakávať od Gemini Urýchľovača bielenia zubov?

Výsledky závisia od stavu zubov, avšak výsledky by mali byť viditeľné v priemere o 6-8 odtieňov po jednom 60 minútovom cykle.

Môžem očakávať citlivosť zubov?

Nie. Citlivosť zubov vzniká pri vysokej koncentrácii peroxidu vodíka alebo dehydratácie spôsobenej gélom alebo svetelnou jednotkou. Gemini™ používa jemnú 6% koncentráciu, spojenú s LED svetelnou jednotkou bez UV žiarenia.

Je potrebné vykonať 3-20 minútové cykly za radom?

Nie. To je odporúčané pre najlepšie výsledky, ale celá liečba môže byť rozdelená do 20 minútového cyklu

každý deň. Odporúčame plne vykonať tri 20 minútové cykly na jedno sedenie pre najrýchlejšie a trvácnejšie výsledky.

Kto môže používať Gemini™ Urýchľovač bielenia zubov?

Gemini je vhodný pre každého, avšak je z pravidla odporúčaný pre vek nad 18 rokov. Neodporúča sa pre tehotné alebo dojčiace ženy.

Rozlišujú sa výsledky v závislosti od používateľa?

Áno, výsledky závisia od stavu zubov a osobných návykov. Zvyčajne, Gemini™ vybieli zubný odtieň spať do stavu v akom boli zuby predtým, ako boli znečistené tabakom, kávou, červeným vínom alebo farbených jedál.

Ako dlho čakať medzi liečebnými procedúrami?

Po celkovej liečbe bielenia zubov, odporúčame počkať 3-6 mesiacov predtým ako začnete novú liečebnú procedúru. Potrvá to približne takýto čas aby boli zuby znova znečistené od bežných návykov.

Aký typ gélu je použitý?

Používame 6% mix peroxidu vodíka, ktorý umožňuje miernu koncentráciu avšak poskytuje silné výsledky pri kombinácii so špeciálnym Gemini™ urýchľovačom.

Ako dlho vydrží gél?

Gél by mal vydržať do uvedeného dátumu spotreby (okolo 18 mesiacov), uistite sa, že už otvorený gél uschováte v chlade.

Bude Gemini™ fungovať pri porcelánových fazetách a zubných implantátoch?

Porcelánové fazety a zubné implantáty si po čase na povrchu zhromaždia škrvy. Liečba Gemini™ vybieli tieto škrvy, avšak bielenie nebude také hĺbkové ako pri živých, prírodných zuboch. Vybielenie bude len do pôvodného odtieňa materiálu.

Pri pocite zubnej citlivosti, ako pokračovať ďalej?

Prerušenie liečby. Kontaktujte svojho zubného lekára pre uistenie, že zuby a ďasná sú zdravé. Je nezvyčajné pociťovať citlivosť pri liečbe s

Gemini™, a mohlo by to znamenať iný dentálny problém.

Môžem používať iné gély so systémom Gemini™?

Gemini™ gél bol špeciálne vyvinutý pre bezpečnú liečbu s Gemini™ urýchľovačom. Extenzívna štúdia ukázala lepšie bieliace výsledky bez zubnej citlivosti. Nemôžeme ponúknuť názor o iných géloch ohľadom ich bezpečnosti a efektivity.

Dodrži(a) som všetky kroky, môj rodinný príslušník by to tiež rád vyskúšal. Je možné zakúpiť ďalšie osobitné náustky?

Áno, ponúkame možnosť osobitne zakúpiť náustky aj náhradnú gélovú náplň. Kontaktujte nás cez webovú stránku www.beyonddent.com.

Je Gemini™ schválené Úradom pre kontrolu potravín a liečiv?

Gemini™ je uvedený ako Trieda I medzi zdravotníckymi prostriedkami Úradu kontroly potravín a liečiv. Pozn. Úrad kontroly potravín a liečiv je vládna agentúra v Spojených Štátoch Amerických.

Kontrollera förpackningen för att försäkra dig om att den innehåller följande produkter:

- 1 x Gemini™ LED ljusenhet
- 5 x Gemini™ blekningsgel-sprutor
- 1 x Gemini™ bricka
- 1 x Gemini™ laddningsenhet med laddningsbart litiumbatteri
- 1 x Gemini™ laddningssladd
- 1 x Gemini™ USB/elektrisk adapter
- 1 x Blekningsnyans-guide

FÖRE ANVÄNDNING

Gemini™ light enhet kommer att behöva full laddning innan den kan användas för första gången. För att underlätta användning kommer Gemini™ med en USB-laddningssladd med adapter. Via eluttag tar det cirka 3 timmar för att uppnå full laddning, vilket kan användas till cirka tjugo stycken 20-minuters omgångar. Laddning via dator kan ta längre tid beroende på system.

Ljusindikator	Status
Blå	Fullt laddad
Blå, sakta pulserande	I användning
Orange	Laddar
Orange, snabbt pulserande	Behöver laddas

Gemini™ Instruktion för användning

1. Rengör med tandtråd och borsta tänderna skonsamt.
2. Avgör nyans med hjälp av Blekningsnyans-guiden. (Fig. A) Markera nyanser för jämförelse efter avslutad behandling.
3. Applicera blekningsgelen med en av de inkluderade gel-sprutorna jämt mellan den inre och den yttre kanten av plastbågen, precis enligt illustrationen. (Fig.B) Användare av produkten bör applicera 50% av gelen på den nedre delen av brickan, därefter vända på den och applicera resterande gel på den övre delen av brickan.
- * Dos i verklig storlek
4. För in brickan i munnen. Den horisontella fliken ska vara vänd bort från botten av brickan. (Fig. C)

Bit lätt. Tänderna bör få plats över tandavtrycken på brickan. För bort läpparna från brickan och vila dem mot läppskydds-delen för större komfort. (Fig. D)



5. Placera Gemini™ ljusenhet framför brickan. De inbyggda magneterna kommer automatiskt att föra ljuset till en optimal position framför brickan. (Fig. E) Tryck och håll "👁️" knappen i fem sekunder. Gemini™-ljus kommer att aktiveras under en hel 20-minuters-cykel. Mot slutet av kommer ljuset automatiskt att deaktiveras. Om sessionen måste avslutas i förtid tryck och håll "👁️" knappen för två sekunder. Ljuset kommer att avaktivera. Efter 20-minuters-cykeln, avlägsna brickan och skölj. Brickan kan sköljas och torkas med enpappersduk eller en mjuk trasa. **När den torkat repetera dubbelt steg 3, 4 och 5.**

6. Utvärdera färgförändring mot de markerade nyanserna från steg 2. (Fig. F)

FÖR BÄSTA RESULTAT

Minimera förbrukningen av färgad mat och dryck när du använder Gemini™, försök även minimera användande av tobaksprodukter. Upprätthåll en bra munhygien under behandlingen.

Under ovanliga tillfällen kan det hända

att blekningsgelen kommer i kontakt med tandköttet under behandling. Vid sådana tillfällen kan det rosa köttet bli vitt. Den vita färgen försvinner inom ett par timmar och är inget man behöver oroa sig för. Håll utom räckhåll för barn. Rekommenderas inte till gravida eller ammande kvinnor och barn under 18 år.

Om du har allvarliga fläckar orsakade av tetracyklin, fluorid eller andra kemikalier bör du först rådgöra med din tandläkare för bästa alternativ. Gemini™ bleker effektivt sådana typer av fläckar; däremot kan andra behandlingsomgångar och anpassningar vara nödvändiga för optimala resultat.

För att upprätthålla ditt nya fantastiska leende



Mer information om vår munvårdslinje hittar du här:
www.beyonddent.com

RENGÖRING AV GEMINI™

1. Tvätta brickan med tvål och vatten, skölj sedan och torka därefter med papper eller en mjuk trasa.
2. Använd en fuktig trasa för att torka av Gemini™ LED ljusenhet. FÅR INTE sköljas eller blötläggas.

FÖRVARING OCH UNDERHÅLLNING

Förvara alla artiklar på ett svalt, torrt ställe. Undvik kontakt med direkt solljus. För bästa resultat, förvara Gemini™ blekningsgel i kylskåp. Efter användande kan tomma sprutor återvinnas.



OBS: Inom USA kan du mot tomma sprutor få en kupong värd \$5 för din nästa order av ett Gemini™ refill-kit. Var god kontakta Beyond Dental & Health för detaljer.

Kontraindikationer

Gemini™ Blekningsgel är kontraindicerat för patienter med känd allergi eller kemisk känslighet mot peroxider eller glykoler.

VANLIGA FRÅGOR

Vilka resultat kan jag förvänta mig från Gemini™ Tandbleknings Accelerator?

Resultaten kommer att variera beroende på tändernas tillstånd, men överlag bör man se en skillnad på 6-8 nyanser efter en sittning på totalt 60 minuter.

Bör jag förvänta mig tandkänslighet?

Nej. Känslighet i tänderna kan uppstå från antingen en hög koncentration av väteperoxid eller uttorkning från gelen eller ljuset. Gemini använder en mild koncentration på 6% tillsammans med en UV-fri LED ljusaccelerator.

Måste jag göra alla 3-20 minutersprocedurer på en gång?

Nej. Det är rekommenderat för bästa resultat, men proceduren kan till 20-minuters per dag.

Vem kan använda Gemini™ Tandbleknings Accelerator?

Gemini™ är tillräckligt användarvänlig för alla att använda, men är generellt rekommenderad för de 18 år och uppåt. Gravida och ammande kvinnor rekommenderas inte att använda produkten.

Varierar resultaten på person?

Ja, resultaten kommer att variera beroende på dina tänders tillstånd och dina personliga vanor. Generellt så kommer Gemini™ att få dina tänder att återgå till den vita nyans de hade innan de fläckades av tobak, kaffe eller rött vin.

Hur länge ska jag vänta mellan behandlingar?

Efter en full tandblekning rekommenderar vi generellt att man väntar minst 3-6 månader före ännu en behandling. Det tar generellt så lång tid för dina tänder att missfärgas igen av normala livsvanor.

Vilken typ av gel är det som används?

Vi använder en 6% väteperoxid-mix, vilket ger en mild formula samtidigt som den ger starka resultat när den

kombineras med vår specialdesignade Gemini™-accelerator.

Hur länge håller sig gelen?

Gelen bör hålla sig fram tills utgångsdatum (runt 18 månader), men var noga med att förvara den i kylskåp när den väl har öppnats.

Kommer Gemini™ att fungera på porslinsfasader, bundna tänder och tandimplantat?

Fasader, bundna tänder och tandimplantat kommer alla att få fläckar över tiden. Gemini™-behandlingen kommer att bleka dessa fläckar, men blekningen kommer inte att vara lika djup som hos levande naturliga tänder. Blekningen kommer inte att gå förbi den ursprungliga färgen som skapats för materialet.

Om jag upplever känslighet, hur ska jag då gå vidare?

Stoppa behandlingen. Du bör ta kontakt med din lokala tandläkare för att försäkra dig om att dina tänder och att ditt tandkött är friskt. Det är ovanligt att känna av känslighet med Gemini™-behandlingen, och det kan betyda att du har andra separata tandbesvär.

Kan jag använda andra geler med Gemini™-systemet?

Gemini™-gelerna är speciellt framtagna för att reagera säkert med Gemini™-acceleratorn. Omfattande tester har gjorts för att få fram optimala blekningsresultat utan känslighet. Vi kan inte uttala oss vad gäller andra gelers säkerhet och effektivitet.

Jag har följt stegen, och vill gärna att min syster ska prova. Kan jag köpa separata munbrickor?

Ja, vi erbjuder båda separata brickor och refill-geler. Du kan kontakta oss via vår hemsida på www.beyonddent.com och förbeställa.

Är Gemini™ godkänt av FDA?

Gemini™ är klassad som en Klass 1 medicinsk apparat av FDA.

Aşağıdaki malzemelerin ürün paketinde olduğundan emin olmak için kontrol ediniz:

- 1 x Gemini™ LED ışık ünitesi
- 5 x Gemini™ beyazlatıcı jel enjektörü
- 1 x Gemini™ tabla
- 1 x Gemini™ şarj edilebilir lityum pilli güç ünitesi
- 1 x Gemini™ şarj kablosu
- 1 x Gemini™ USB/elektrikli adaptör
- 1 x Beyazlatıcı Skalası

KULLANMADAN ÖNCE

Gemini™ ışık ünitesi ilk kullanımdan önce tam olarak şarj edilmelidir. Kolay kullanım için, Gemini™ adaptörlü USB şarj kablosu ile sunulmaktadır. Priz aracılığıyla tam olarak şarj olması yaklaşık 3 saattir ve tam şarj ile yaklaşık yirmi, 20 dakikalık işlem gerçekleştirilebilir. Bilgisayar aracılığı ile şarj etmek, sisteme bağlı olmak koşuluyla biraz daha uzun sürebilir.

İşık göstergesi	Cihaz göstergeleri
Mavi	Tam şarj
Sinyalli Mavi	Kullanımda
Turuncu	Şarj oluyor
Sinyalli Turuncu	Şarj edilmeli

Gemini™ Kullanım Kılavuzu

1. Dişlerinizi nazıkçe fırçalayın ve diş ipiyle temizleyin.
2. Beyazlatıcı Skalası yardımıyla dişlerinizin doğal beyazlığını belirleyin. (Şekil A) Tedavi sonrası kıyaslama yapmak için dişlerinizin beyazlık tonunu belirleyin.
3. Pakete ilave edilen jel enjektörlerinden birini kullanarak, beyazlatıcı jeli, iç kısım ve dış plastik çizginin arasındaki tablanın uçlarına eşitçe örnekte gösterildiği gibi uygulayın. (Şekil B) Kullanıcı jel enjektörünün yarısını tablanın alt kısmına ve geriye kalan kısmı tablanın üst kısmına yaymalıdır.

* Gerçek doz miktarı

4. Tablayı ağızınıza yerleştirin. Yatay sekme tablanın altından ışık ünitesi gelecek şekilde yaslanmalıdır. (Şekil C) Nazıkçe ısırın. Dişler, tabla üzerindeki diş kalıbına oturmalıdır. Dudakları yukarı doğru ve tabakadan uzak duracak şekilde ayarlayın ve tabakanın rahatça oturması için dudakları



tabakanın dudak koruma kısmına yerleştirin. (Şekil D)

5. Gemini™ ışık emitörünü tablanın önüne yerleştirin. Gömülü manyetikler ışığı otomatik olarak tabakanın önündeki en iyi noktaya yönlendirecek. (Fig. E)

"" tuşuna basın ve beş saniye boyunca basılı tutun. Gemini ışık tam yirmi saniyelik döngü için etkinleşecektir. İşlem sonunda, ışık otomatik olarak devre dışı kalacaktır. Eğer işlemin erken sonlandırılması gerekiyorsa, "" tuşuna basın ve iki saniye boyunca basılı tutun . Işık devre dışı kalacaktır. İşlemden yirmi dakika sonra, tablayı çıkartın ve ağzınızı çalkalayın. Tabla durulanabilir ve kağıt bir mendil veya yumuşak bir bez ile kurulabilir. **Tabla**

kurduğunda, 3. 4. ve 5. adımı tekrar edin iki kere.

6. Dişlerinizdeki değişimi adım 2'de işaretlediğiniz diş beyazlığınız ile kıyaslayın. (Şekil F)

EN İYİ SONUÇ İÇİN

Gemini'yi kullanırken, boyalı gıda ve içecek tüketiminizi en aza indirin. Tütün mamulü kullanımını sınırlayın. Tedavi sırasında ağız hijyeninize önem verin.

Tedavi sırasında, nadir durumlarda beyazlatıcı jel diş etine temas edebilir. Bu gibi durumlarda, pembe doku tedavi sonrası beyazlaşabilir. Tedavi sonrası beyazlık bir kaç saat içinde kaybolacaktır ve endişelenecek bir durum değildir.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. 18 yaşından küçük çocuklar, hamile ve emziren kadınlar için kullanımı uygun değildir.

Eğer antibiyotik, florür ve başka kimyasal madde kullanımından kaynaklanan diş lekeleriniz varsa, bu lekeleri beyazlatmak için en iyi seçeneğe diş hekiminize danışarak karar verin. Gemini™ bu tür lekeleri beyazlatmada etkindir; ancak en iyi sonuca ulaşmak için ek tedavi veya tedavide yapılacak bazı uyarlamalar gerekebilir.

Yeni muhteşem gülümsemenizi korumanıza yardımcı olmak için aşağıdaki ürünleri deneyebilirsiniz.



Ağız bakımı hakkında daha fazla bilgi için:
www.beyonddent.com

GEMİNİ'NİN TEMİZLENMESİ

1. Tablayı sabunlu suyla yıkayın, sonra durulayın ve kağıt bir mendil veya yumuşak bir bez ile kurulayın.
2. Gemini™ LED soğuk ışık ünitesini nemli bir bez kullanarak temizleyin. KESİNLİKLE suyla durulamayın veya suya batırmayın.

SAKLAMA VE BAKIM

Bütün parçaları serin ve kuru bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmamasına özen gösterin. En iyi sonuç için Gemini™ beyazlatma jelini soğukta muhafaza edin. Kullanıldıktan sonra, boş enjektörler geri dönüştürülebilir.



Not: Birleşik Devletler sınırları içinde, bir sonraki Gemini™ tekrar doldurma seti siparişinizde kullanmak için Beyond Dental & Health'e boş enjektörlerinizi 5 Amerikan Doları değerli kupon karşılığı verebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Beyond Dental & Health ile iletişime geçin.

Kontrendikasyon (Uyarı)

Peroksit (oksijenli su) ya da glikola karşı bilinen alerjisi veya kimyasal hassasiyeti olanların Gemini™ Beyazlatma Jelini kullanmaları önerilmez.

SSS

Gemini™ Dış Beyazlatıcı Akseleratör'ünden nasıl bir sonuç beklemeliyim?

Sonuç, dişlerin durumuna bağlı olmak üzere farklılık gösterebilir; ama kişi, bir seferde toplamda altmış dakikalık bir tedaviden sonra, skalada ortalama 6 ile 8 oranında gelişme gözlemlenmelidir.

Tedavi sonrası diş hassasiyeti oluyor mu ?

Hayır. Diş hassasiyeti, yüksek oranda hidrojen peroksit (oksijenli su) yoğunluğundan veya jel ya da ışıktan kaynaklanabilecek dehidratasyondan (su kaybı) dolayı olabilir. Gemini™, morötesi ışın içermeyen LED ışık akseleratörü ile desteklenmiş, %6'lık yumuşak yoğunluk kullanır.

20 dakikalık 3 seansın hepsini art arda yapmak zorunda mıyım?

Hayır. Bu en iyi sonuç için önerilendir, ama işlem günde 20 dakikalık seanslara bölünerek de gerçekleştirilebilir. En hızlı ve en kalıcı sonuç için bir seferde 20 dakikalık 3 tam seans halinde kullanılmasını öneriyoruz.

Gemini™ Diş Beyazlatma Akseleratör'ünü kimler kullanabilir?

Gemini™, kullanan herkes için kullanıcı dostu bir üründür, ama genellikle 18 yaş ve üzeri için önerilir. Hamile veya emziren kadınların kullanması önerilmez.

Sonuç kişiden kişiye göre değişir mi?

Evet, sonuç , diş durumuna ve kişisel alışkanlıklara göre farklılık gösterir. Genel olarak, Gemini™ dişlerinizi tütün, kahve veya kırmızı şarap kullanımından önceki doğal beyazlığına kavuşturur.

İşlemler arası ne kadar beklemeliyim?

Tam diş beyazlatma işleminden sonra, bir sonraki seans için 3 ile 6 ay beklemenizi öneririz. Normal alışkanlıklar göz önüne alındığında, dişlerinizde tekrar lekelerin oluşması genellikle bu kadar sürüyor.

Ne tür jel kullanılıyor?

Yumuşak formüllü ama özel tasarıma sahip Gemini™ akseleratör ile kullanıldığında en iyi sonucu veren 6% hidrojen peroksit (oksijenli su) karışımını kullanıyoruz .

Jel ne kadar dayanıyor?

Jel kapağı bir kez açıldığında soğuk bir yerde saklamak koşuluyla, son kullanma tarihinin sonuna (18 ay kadar) kadar dayanmalı.

Gemini™ porselen dişlerde ve dental implantlarda kullanılabilir mi?

Porselen dişler ve dental implantların hepsinin yüzeyi zaman için lekelenecik. Gemini™ tedavisi. bu gibi lekeleri beyazlatır, ama beyazlatma, canlı ve doğal dişlerde olduğu gibi derin olmaz. Beyazlatma kullanılan materyalin doğal renginden daha fazlasını sağlayamaz.

Eğer hassasiyet hissedersen, ne yapmalıyım?

Tedavi durdurmak. Dişlerinizin ve diş etlerinizin sağlıklı olduğundan emin olmak için diş hekiminize başvurmalsınız. Gemini™ tedavisi sonucu dişlerinizde hassasiyet meydana gelmesi olası bir durum değildir ve bu başka bir dental probleminizin olabileceğine işaretir.

Gemini™ sistemi ile başka jeller kullanabilir miyim?

Gemini™ jelleri, özellik Gemini™ akseleratör ile güvenli bir şekilde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Hassasiyete neden olmaksızın, birinci sınıf beyazlık sağlamak üzerine

geniş çaplı testler yapılmıştır. Başka jellerin güvenliği ve etkinliği hakkında herhangi bir fikir beyan edemeyiz.

Dodržal(a) som všetky kroky, môj rodinný príslušník by to tiež rád vyskúšal. Je možné zakúpiť ďalšie osobitné náustky?

Áno, ponúkame možnosť osobitné zakúpiť náustky aj náhradnú gélovú náplň. Kontaktujte nás cez webovú stránku www.beyonddent.com.

Gemini™ Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylı mı?

Gemini™, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından 1. Sınıf medikal bir cihaz olarak onaylıdır.

请检查并确保包装内含有以下内容物：

- 1 个 Gemini™ 发光源
- 5 支 Gemini™ 美白胶
- 1 个 Gemini™ 牙托
- 1 个 Gemini™ 锂电池电源
- 1 根 Gemini™ 充电连接线
- 1 个 Gemini™ USB 线 / 电源适配器
- 1 个 Gemini™ 比色卡

使用前

Gemini™ 在首次使用前需要充满电。为方便操作，Gemini™ 采用了 USB 连接线与适配器组合的充电方式。用普通电源充电，充满大约需要 3 小时。充满电后可支持大约 20 次 20 分钟疗程的治疗。用电脑充电时间会略长，取决于不同系统。

灯光指示	状态
蓝色	满电
蓝色伴随缓慢指示灯	使用中
橙色	充电中
橙色伴随急促指示灯	需要充电

Gemini™ 使用说明

- 1、用牙刷及牙线将牙齿清理干净。
- 2、用比色卡对美白前的牙齿进行比色并标记在比色卡上，用于美白后比对。（参见图 A）

- 3、根据图示，取一支美白胶，将 50% 计量的美白凝胶沿边缘均匀推入于牙托凹槽中。（参见图 B）

翻转牙托，将剩余美白胶沿边缘全部推入凹槽，使牙托上、下两面个凹槽都均匀覆盖美白凝胶。

- 4、把牙托放入口中。牙托的水平标志需在下方。（参见图 C）

轻咬牙托，使牙齿外表面与美白胶充分接触。将嘴唇上下撑开，调整嘴唇至舒适位置，并置于凹槽外。（参见图 D）

- 5、将 Gemini™ 发光源置于牙托前，嵌入式磁体会自动将发光源引导并吸附至最佳治疗位置。（参见图 E）

长按 “” 键 5 秒钟，Gemini™ 会开始时长为 20 分钟的疗程。在疗程



结束后，发光源会自动停止工作。如果需要提前结束光照，请按住“👁️”键 2 秒钟，治疗将会提前结束。20 分钟的疗程结束后，摘下牙托并清洗。牙托可用水冲洗，用纸巾或柔软的布擦干。**当牙托完全干燥后，重复步骤 3、4、5 两次。**

6、进行美白后比色，与步骤 2 的比色结果进行比较。（参见图 F）

如何获得最佳效果

在使用 Gemini™ 进行治疗期间，应最大限度地减低对有色食物或饮料的摄入，减少接触烟草产品，并保持口腔卫生。

如果由于美白胶挤入位置不当，造成胶体接触到牙龈。在个别情况下，粉红色牙龈会在治疗后变白。这种情况在几个小时内会慢慢消失，不会造成任何损伤。

请远离儿童，同时不适用于孕期及哺乳期妇女及未满 18 岁的人群。如果您的牙齿染色是由四环素、氟化物或其它化学药品引起的，为达到最佳效果，我们建议您与牙医讨论治疗方案，Gemini™ 对治疗此类型的牙齿染色非

常有效，增加或调整治疗周期即可达到最佳效果。

为了保持您的亮白笑容，建议配合使用下列产品：



更多口腔护理信息，请登录：

www.beyonddent.com.cn

如何清理 Gemini™

- 1、用肥皂水冲洗牙托，然后用纸巾或柔软的布擦拭干净。
- 2、用湿布擦拭 Gemini™ LED 冷光发光源。不要用水冲洗或浸泡。

如何存放及维护

存放于干燥、阴凉的地方。避免日光直射。为了保证最好的治疗结果，请将 Gemini™ 美白凝胶冷藏保存。

常见问题

使用 Gemini™ 家用牙齿美白仪可以达到什么效果？

美白效果取决于牙齿本身的条件，正常情况下，通过 60 分钟完整疗程的美白，牙齿颜色会有 6-8 个色阶的提升。

牙齿会不会敏感？

不会。牙齿敏感只会过氧化氢浓度高时，或由含紫外线光源高温照射引起的牙齿脱水时产生。Gemini™ 采用 6% 浓度温和配方的美白胶，配合无紫外线的 LED 光照，不会有敏感的情况产生。

是否需要一次性做满 3 次 20 分钟的疗程？

不需要。3 次 20 分钟是推荐的最佳治疗周期。整个疗程可分解成每天 20 分钟进行。连续 3 次 20 分钟的推荐治疗周期是最快且有效的治疗方案。

什么类型的人群可以使用 Gemini™ 牙齿美白仪？

Gemini™ 牙齿美白仪适合于所有年满 18 岁人士使用。注意，我们不建

议孕期及哺乳期妇女使用。

美白效果是因人而异吗？

是的。美白效果取决于患者本人牙齿的本质及个人健康情况。通常情况下，Gemini™ 可以还原患者牙齿在未经烟草、咖啡或深色饮食染色前的自然色泽。

间隔多久进行一次牙齿美白？

通常情况下，建议 3-6 个月可以进行一次牙齿美白疗程。因为正常饮食习惯下牙齿的重新染色需要 3-6 个月的时间。

美白胶是哪种类型？

我们使用的是混合 6% 过氧化氢含量的美白胶，温和无刺激配方。配合 Gemini™ 使用，可以获得非常理想的效果。

美白胶可以保存多久？

美白胶的保质期为 18 个月。开封后请确保冷藏保存以保证其最佳疗效。

瓷贴面、粘接及种植修复可以使用 Gemini™ 吗？

贴面、粘结及种植修复随时间推移也会被染色。Gemini™ 可以使这些染色变淡，但该种美白不会像正常的活体牙那样深入。

如果个别患者治疗时有敏感，应该怎么做？

首先，停止治疗，您需要联系您所在当地的专业口腔诊所以确保您的牙齿及牙龈没有受到损害。通常情况下，Gemini™ 不会引起敏感。如有敏感，可能由于您的牙齿有其他方面的病患，建议及早治疗。

Gemini™ 可以配合其他美白胶使用吗？

Gemini™ 美白胶是针对 Gemini™ 牙齿美白仪特别开发的配套耗材，经过大量实验测试以确保得到没有敏感的美白效果。我们不能保证在使用其他美白胶治疗的情况下也没有敏感产生或达到预期美白效果。

我完成了治疗程序，想推荐我的朋友也试一试，可以只单独购买牙托吗？

可以，我们有单独的牙托和美白胶出售。请通过网站联系我们订购，www.beyonddent.com.cn

Gemini™ 通过 FDA 认证了吗？

Gemini™ 已经被列入了 FDA 一类医疗器械的列表。

請檢查并確保包裝內含有以下內容物：

- 1 個 Gemini™ 發光源
- 5 支 Gemini™ 美白膠
- 1 個 Gemini™ 牙托
- 1 個 Gemini™ 鋰電池電源
- 1 根 Gemini™ 充電連接線
- 1 個 Gemini™ USB/ 電源適配器
- 1 個 Gemini™ 比色卡

使用前

Gemini™ 在首次使用前需要充滿電量。爲方便操作，Gemini™ 採用了 USB 連接線與適配器組合的充電方式。用普通電源充電，充滿大約需要 3 小時。充滿電後可支持大約 20 個 20 分鐘療程的治療。用電腦充電時間會略長，取決于不同操作系統。

燈光指示	狀態
藍色	滿電
藍色伴隨慢提示灯	使用中
橙色	充電中
橙色伴隨急促提示灯	需要充電

Gemini™ 使用說明

- 1、用牙刷及牙綫將牙齒清理幹淨。
- 2、用比色卡對美白前的牙齒進行比色并標記在比色卡上，用于美白後比對。
(參見圖 A)
- 3、根據圖示，取一支美白膠，將 50% 計量的美白凝膠沿邊緣均勻推入于牙托凹槽中。
(參見圖 B)
- 翻轉牙托，將剩餘美白膠沿邊緣全部推入凹槽，使牙托上、下兩面個凹槽都均勻覆蓋美白凝膠。
- 4、把牙托放入口中。牙托的水平標志要在下方。
(參見圖 C)
- 輕咬牙托，使牙齒外表面與美白膠充分接觸。將嘴唇上下撐開，調整嘴唇至舒適位置，搭于儲藥槽外。
(參見圖 D)
- 5、將 Gemini™ 發光源置于牙托前，嵌入式磁體會自動將發光源引導并吸附至最佳治療位置。(參見圖 E)



長按“”鍵 5 秒鐘，Gemini™ 會開始用時 20 分鐘的療程。在療程結束後，發光源會自動停止工作。如果需要提前結束光照，請按住“”鍵 2 秒鐘，治療將會提前結束。20 分鐘的療程結束後，摘下牙托并清洗。牙托可用水衝洗，用紙巾或柔軟的布擦幹。

當牙托完全乾燥後，重複步驟 3、4、5 兩次。

6、進行美白後比色，與步驟 2 的比色結果進行比較。（參見圖 F）

如何獲得最佳效果

在使用 Gemini™ 進行治療期間，應最大限度地減低對有色食物或飲料的攝入，減少接觸烟草產品，並保持口腔衛生。

如果由于美白膠擠入位置不當，造成膠體接觸到牙齦。在個別情況下，粉紅色牙齦會在治療後變白。這種情況在幾個小時內會慢慢消失，不用造成任何損傷。

請放置於遠離兒童的區域。同時不適用於孕期及哺乳期婦女及未滿 18 歲的人群。如果您的牙齒染色是由四環素、氟化物或其它化學藥品引起的，為達到最佳效果，我們建議您與牙醫討論治療方案。Gemini™ 對治療此類型的牙齒染

色非常有效，增加或調整治療周期即可達到最佳效果。

為了保持您的亮白笑容，建議配合使用以下產品：



更多口腔護理信息，請登錄：
www.beyonddent.com.cn

如何清理 Gemini™

- 1、用肥皂水衝洗牙托，然後用紙巾或柔軟的布擦拭幹淨。
- 2、用濕布擦拭 Gemini™ LED 冷光發光源。不要用水衝洗或浸泡。

如何存放及維護

存放於乾燥、陰涼的地方。避免日光直射。為了保證最好的治療結果，請將 Gemini™ 美白凝膠冷藏保存。

常見問題

使用 Gemini™ 牙齒美白儀可以達到什麼效果？

美白效果取決於牙齒本身的條件，正常情況下，通過 60 分鐘完整療程的美白，牙齒顏色會有 6-8 個色階的提升。

牙齒會不會敏感？

不會。牙齒敏感祇會在過氧化氫濃度高時，或由含紫外綫光源高溫照射引起的牙齒脫水時產生。Gemini™ 採用 6% 濃度溫和配方的美白膠，配合無紫外綫的 LED 光照，不會有敏感的情況產生。

是否需要一次性做滿 3 個 20 分鐘的療程？

不需要。3 個 20 分鐘是推薦的最佳治療周期。整個療程可分解成每天 20 分鐘進行。連續 3 個 20 分鐘的推薦治療周期是最快且有效的治療方案。

什麼類型的人群可以使用 Gemini™ 牙齒美白儀？

Gemini™ 牙齒美白儀適合於所有年滿 18 歲人士使用。注意，我們不建議孕期及哺乳期婦女使用。

美白效果是因人而異嗎？

是的。美白效果取決於患者本人牙齒的本質及個人健康情況。通常情況下，Gemini™ 可以還原患者牙齒在未經煙草、咖啡或深色飲食染色前的自然色澤。

間隔多久進行一次牙齒美白？

通常情況下，建議 3-6 個月可以進行一次牙齒美白療程。因為正常飲食習慣下牙齒的重新染色需要 3-6 個月的時間。

美白膠是哪種類型？

我們使用的是混合 6% 過氧化氫含量的美白膠，溫和無刺激配方。配合 Gemini™ 使用，可以獲得非常理想的效果。

美白膠可以保存多久？

美白膠的保質期為 18 個月。開封後請確保冷藏保存以保證其最佳療效。

瓷貼面、粘接及種植修復可以使用 Gemini™ 嗎？

貼面、粘結及種植修復隨時間推移也會被染色。Gemini™ 可以使這些染色變淡，但該種美白不會像正常的活體牙那樣深入。

如果個別患者治療時有敏感，應該怎麼做？

首先，停止治療，您需要聯系您所在當地的專業口腔診所以確保您的牙齒及牙齦沒有受到損害。通常情況下，Gemini™ 不會引起敏感。如有敏感，可能由于您的牙齒有其他方面的病患，建議及早治療。

Gemini™ 可以配合其他美白膠使用嗎？

Gemini™ 美白膠是針對 Gemini™ 牙齒美白儀特別開發的安全有效的成分，通過大量實驗測試，得到沒有敏感的美白效果。我們不能保證在使用其他美白膠治療的情況下也沒有敏感產生或達到預期美白效果。

我完成了治療程序，想推薦我的朋友也試一試，可以祇單獨購買牙托嗎？

可以，我們有單獨的牙托和美白膠出售。請通過網站聯系我們訂購，www.beyonddent.com.cn

Gemini™ 通過 FDA 認證了嗎？

Gemini™ 已經被列入了 FDA 一類醫療器械的列表。

以下のアイテムが全て揃っているかご確認ください。

- ・ Gemini LED ライト装置... 1 個
- ・ Gemini ホワイトニングジェル注射器... 5 個
- ・ Gemini トレイ... 1 個
- ・ Gemini 充電式リチウム電池付き電源装置... 1 個
- ・ Gemini 充電コード... 1 個
- ・ Gemini USB/ 電気アダプター... 1 個
- ・ ブリーチガイド... 1 個

ご使用の前に

初めてのご使用前に、Gemini ライト装置をフル充電して下さい。ご使用頂きやすくするため、Gemini はアダプターに USB 充電コードが付属しています。コンセントでのフル充電には約 3 時間掛かり、20 分サイクルを約 20 回行う事が出来ます。コンピュータで充電される場合、コンセントでの充電より多少時間が掛かります。

ライト表示	状態
青色	充電完了
青色・ゆっくり点滅	使用中
オレンジ色	充電中
オレンジ色・速い点滅	充電が必要です

Gemini 使用説明書

1. フロスと歯ブラシで、歯をやさしく磨いて下さい。
2. ブリーチガイドを使用し、歯の色合いを決めます。（図 A 参照）治療後に比較するため、色合いにマークを付けて下さい。
3. ホワイトニングジェル注射器を使用し、内側の突起部と外側のプラスチック裏の間のトレイの縁取りに沿い、均等にホワイトニングジェルをのせて下さい。（図 B 参照）ユーザーは、トレイ下部に注射器のジェルの 50% を使用し、そしてトレイをひっくり返し、トレイの上部に残りのジェルを使用する様にして下さい。

* 実際の分量

4. 口の中にトレイを入れます。ライト装置を支えるために、水平タブがトレイの底から直面されるようにして下さい。（図 C 参照）トレイをやさしく噛みます。歯をトレイの輪郭にフィットさせて下さい。唇をトレイから離しながら調整し、違和感無くフィ



ットするよう、唇をリップガードに入れます。

(図D参照)

5. Gemini ライトをトレイの正面に装着します。埋め込み式マグネットが自動的に、トレイ前面の適切な位置に光を当てます。(図E参照)

" " ボタンを5秒間押して下さい。Gemini ライトが20分サイクルで稼働します。セッション終了時にライトは自動的に消えます。セッションを途中で終了したい場合、" " ボタンを2秒間押すとライトが消えます。

20分サイクル後、トレイを取ってすぎ、ティッシュか柔らかい布で拭いて乾燥させて下さい。**トレイが乾燥したら、**

3番4番と5番を繰り返します2回。

6. ステップ2で印をつけた色合いに對する色の変化を確認します。

最善の結果を得るために

Gemini 使用期間中は、色のついた食品や飲み物の摂取を最小限にして下さい。喫煙を制限する様にして下さい。治療中は良好な口腔衛生を保つようにして下さい。

まれに、治療中にホワイトニングジェルが歯茎に染みる場合があります。

Iこのような場合、処置後に歯茎の色が白色になりますが、処置後数時間で消えますので、ご安心ください。

小児の手の届かない所に保管して下さい。18歳以下の子供、妊婦又は授乳中の人は使用しないで下さい。

抗生物質、フッ化物、その他化学物質による深刻なステインがある場合、最良のホワイトニング治療を担当の歯科医に相談ください。Geminiはこれらのタイプのステインにホワイトニング効果がありますが、最善の結果を得るために、追加の治療サイクルや治療法の修正を必要とする場合があります。

あなたの素敵な新しい笑顔を維持するため、以下の製品をおすすめします。



その他の口腔ケア製品情報は、こちらでご覧になれます。

www.beyonddent.com

Gemini クリーニング方法

1. トレイは石鹼水で洗った後すすぎ、ティッシュあるいは柔らかい布で拭いて下さい。
2. Gemini LED cold-lightユニットは、湿らせた柔らかい布を使用し拭いて下さい。すすいだり水に浸けたりしないでください。

保管・メンテナンス方法

直射日光を避け、湿気の無い涼しい所で保管してください。

Gemini ホワイトニングジェルは、冷

蔵保管が最適です。ご使用後、空のホワイトニングジェル注射器はリサイクル可能です。



備考：米国内にお住まいの場合、空の注射器を Beyond 歯科衛生研究所に送ると、次回

Gemini 詰め替え注射器キットをご注文の際に \$5 クーポンが付いてきます。詳細は、Beyond 歯科衛生研究所にお問い合わせください。

禁忌

Gemini ホワイトニングゲルは、既知のアレルギーあるいは過酸化物質又はグリコール類の化学物質過敏症がある人には、絶対に使用しないで下さい。

FAQ

Gemini ティースホワイトニングアクセラレータを使用すると、どんな結果を得られますか？

歯の状態によりますが、合計60分の治療後、平均で6～8の色合いの改善を得られるでしょう。

知覚過敏になる事がありますか？

いいえ。知覚過敏は、高濃度の過酸化水素もしくはゲル又は光からの脱水症状から生じる事があります。Geminiは、UVフリーLEDライトアクセラレータと共にマイルドな6%濃度を使用しています。

20分治療を連続3回しなければなりませんか？

いいえ、1日3回の治療は最善の効果を得るためですが、1日1回の治療に減らす事が出来ます。最も早く・長い持続効果を得るために、1日に3回の治療をおすすめします。

Gemini ホワイトニングアクセラレータは誰でも使用出来ますか？

Geminiは初心者でも簡単・快適に使用頂ける製品ですが、通常18歳以上の方が使用するよう製品化されています。妊婦又は授乳中の人は使用しないで下さい。

人により得られる効果は異なりますか？

はい、歯の状態や習慣により得られる効果は異なります。通常、喫煙・コー

ヒーや赤ワインで出来たステインより以前の元の歯の色合いを取り戻すでしょう。

次の治療までどのくらい待つ必要がありますか？

完全に歯のホワイトニング治療をした後、別の治療までに3～6ヶ月待つ事をおすすめします。通常、普通の生活習慣によるステインの再付着にこの位の期間が掛かります。

どのようなタイプのゲルを使用していますか？

特別に設計された Gemini アクセラレータと組み合わせた場合に、マイルドでさらに良い結果を得られる6%過酸化水素を混ぜたゲルを使用しています。

ゲルの使用期間はありますか？

有効期限内（約18ヶ月）にお使いください。ゲル使用後は、冷蔵保管して下さい。

Gemini は、クラウン・ブリッジ・インプラントに効果がありますか？

クラウン・ブリッジ・インプラントは、

時間と共に表面にステインが付着します。Gemini の治療はそれらのステインを除きますが、本物の歯のホワイトニング効果より劣ります。その素材用に作られた歯の色より白くさせる事はありません。

知覚過敏になった場合、どうすれば良いですか？

治療を中止。あなたの歯と歯茎が健康であるか確認するために歯科医に診てもらう必要があります。通常、Gemini の治療で知覚過敏になる事はありませんので、あなたの歯に他の問題のある可能性があります。

他のゲルを Gemini に使用する事が出来ますか？

Gemini ゲルは、安全に Gemini アクセラレータと反応する様に特別に作られています。知覚過敏の方を除き、多くのテストで、よりホワイトニング効果を得られたとの結果が出ています。私達は、他のゲル使用による安全性と有効性を保証出来ません。

妹にも治療をすすめたいのですが、トレイを別に購入する事は出来ますか？
はい、トレイと詰替えのゲルを別々に

購入頂けます。私達のウェブサイトから購入出来ます。www.beyonddent.com

Gemini は FDA (米国食品医薬品局) 認証済みですか？

Gemini は、FDA で I クラス医療装置として表示されています。

โปรดตรวจสอบชุดผลิตภัณฑ์ว่าประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่อไปนี้:

- 1 x Gemini™ LED ชุดไฟเรืองแสง
- 5 x Gemini™ เข็มฉีดยาฟอกขาว
- 1 x Gemini™ ถาด
- 1 x Gemini™ อุปกรณ์ชาร์จไฟพร้อมแบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้
- 1 x Gemini™ สายชาร์จ
- 1 x Gemini™ เครื่องแปลงไฟ/ยูเอสบี
- 1 x คู่มือร่างการฟอกฟัน

ก่อนใช้

อุปกรณ์ไฟ Gemini™ จำเป็นต้องได้รับการชาร์จจนเต็มก่อนการใช้ ในการใช้แต่ละครั้ง อุปกรณ์ไฟ Gemini™ มาคู่กับสายชาร์จยูเอสบี และเครื่องแปลง ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง เมื่อชาร์จผ่านไฟฟ้า และสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องประมาณเยี่สิบนาทีสำหรับการชาร์ตแต่ละครั้ง การชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานกว่าปกติ ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งาน

ไฟนอกสถานะ	สถานะ
สีฟ้า	ชาร์จเต็ม
สีฟ้ากระพริบ	อยู่ในระหว่างการใช้งาน
สีส้ม	กำลังชาร์จ
สีส้มกระพริบ	ต้องได้รับการชาร์จ

Gemini™ คู่มือการใช้งาน

1. แปลงฟันและขัดฟันเบาๆ
2. กำหนดร่างฟันโดยใช้คู่มือร่างการฟอกฟัน (ภาพที่1) ทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อการเปรียบเทียบหลังการใช้
3. ใช้เข็มฉีดยาฟอกฟันที่บรรจุในชุดอุปกรณ์ทาเจลฟอกฟันขาวให้ทั่วบริเวณขอบเหงือกระหว่างแนวสันนอกและสันในพลาสติก ตามภาพประกอบ (ภาพ B) ผู้ใช้ควรใช้สารฟอกฟันปริมาณ 50% ที่บริเวณส่วนล่างของเหงือก จากนั้นกลับเหงือกและใช้สารฟอกฟันส่วนที่เหลือบน บริเวณส่วนบนของเหงือก

* ปริมาณการใช้จริง

4. ใส่เหงือกเข้าในช่องปาก แถบด้านแนวออนควรถะหันจากด้านล่างของเหงือกเพื่อให้ชุดไฟสามารถวางทับไปได้ (ภาพ 3) กดเบาๆ ฟันกรแบบชิดไปกับแนวฟันของเหงือก ขยับริมฝีปากบนให้ยื่นออกมาจากเหงือกและปล่อยริมฝีปากบนบริเวณเบ้องกับริมฝีปากของเหงือกเพื่อความสบาย (ภาพ D)

5.5.วางตัวปล่อยไฟนอกถาด แถบแม่เหล็กที่แนบไว้จะช่วยให้ไฟส่องไฟยังบริเวณที่เหมาะสมด้านหน้าของเหงือกโดยอัตโนมัติ (ภาพ E) กดปุ่ม "👁️" และค้างไว้ประมาณห้าวินาที อุปกรณ์ไฟจะเริ่มทำงานประมาณเยี่สิบนาทีที่ครอบในตอนท้าย ไฟจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

ถ้าต้องการหยุดรอบการทำงานระหว่างรอบ
ให้กดปุ่ม "👁" ค้างไว้สองวินาที
และไฟจะหยุดทำงาน
หลังจากยี่สิบนาที่ต่อรอบ
ให้ถอดถาดออกและล้างทำความสะอาด
ถาดสามารถล้างและขัดในน้ำได้ด้วยกระดาษทิชชูหรือผ้าบางๆ
เมื่อแห้งแล้วให้ทำสองครั้งซ้ำ
ขั้นตอนที่สามและสี่และห้า.

6. ตรวจสอบสิ่งในหีบเปลี่ยนแปลงตามตารางสิ่งในในขั้นตอนที่
2 (รูปที่ F)

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คำแนะนำเบื้องต้นในระยะเวลาใช้ครั้งแรก คือให้ใช้ผลิตภัณฑ์
เจมีในสามรอบติดต่อกันเป็นระยะเวลาหกสัปดาห์
ถ้าต้องการผลลัพธ์ที่มากขึ้น สามารถต่อรอบการใช้มา
นได้อีกสิบนาที่ต่อวันหลังจากนี้สองวัน
ควรลดปริมาณการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีสีในระหว
่งการใช้ผลิตภัณฑ์เจมีใน รวมถึงลดปริมาณการสูบบุหรี่
ก็หาสุขภาพช่องปากระหว่างการใช้

ในบางกรณีเจลฟอกขาวอาจสัมผัสกับเหงือกในระหว่างการ
ใช้หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ควรหลีกเลี่ยงอาจเปลี่ยนแ
ป็นสีขาวหลังการใช้มา แต่จะจางหายไปในช่วงหนึ่งสัปดาห์
หลังการใช้และไม่ก่อให้เกิดอันตราย

โปรดเก็บให้ห่างจากเด็ก ไม่เหมาะสมกับผู้หญิงตั้งครรภ์
หญิงให้นมบุตร หรือเด็กที่ยาต่ำกว่า
18 ปี ถ้าผู้ใช้มีครรภ์หรือวางแผน
ที่จะตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ควรปรึกษาทางเลือกที่ดีที่สุดในการฟอกสีฟันสำหรับครรภ์

สิ่งแนบกับทันตแพทย์ผลิตภัณฑ์เจมีในใช้ให้ผลดีกับครา
บสิ่งแนบเหล่านี้อย่างไรก็ตามการใช้มาพร้อมกับการรักษา
นี้อาจจำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

เพื่อคงผลลัพธ์ของฟันขาวสะอาดใส



ผู้ใช้อาจลองผลิตภัณฑ์เจมีในต่อไป
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ในช่องปากสามารถดูได้ที่
www.beyonddent.com

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เจมีใน

1. ล้างถาดด้วยน้ำสบู่ ล้างออก
และเช็ดให้แห้งด้วยทิชชูหรือผ้าอ่อนๆ
2. ใช้ผ้าเปียกหมาดๆ เช็ดชุดสองไฟ
ห้ามล้างหรือจุ่มน้ำ

การเก็บและรักษาผลิตภัณฑ์

เก็บชิ้นส่วนในที่เย็นและแห้ง หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรเก็บเจลฟอกฟันขาวในตู้เย็น หลังการใช้งานแล้ว เข็มฉีดยาอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้



หมายเหตุ: ในสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้สามารถแลกเข็มฉีดยา 5USD สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์เดิมครั้งต่อไป โปรดติดต่อ Beyond Dental & Health สำหรับรายละเอียด

ข้อห้ามในการใช้

เจลฟอกฟันขาว Gemini™ ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ หรือปฏิกิริยาต่อสารเคมี peroxides หรือ glycols

คำถามที่พบบ่อย

ผลลัพธ์ใดที่จะได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์เร่งฟันขาวเจมินิ?

ผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปตามสภาพฟันของแต่ละคน แต่โดยปกติแล้วผู้ใช้จะเห็นได้ถึงสีฟันที่ขาว ขึ้นประมาณ 6-8 เฉดหลังการใช้รอบระยะเวลาหกสัปดาห์

เป็นไปได้ไหมถ้าจะเกิดอาการเสียวฟัน?

ไม่ อาการเสียวฟันเกิดได้จากการที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สะสมกันหนาแน่นหรือการขาดน้ำจากเจลหรือแสง ผลิตภัณฑ์เจมินิที่ใช้ปริมาณความหนาแน่นเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อใช้คู่กับชุดสองฟลิปวี

จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำตามขั้นตอนที่ 3-20 ติดต่อกัน?

ไม่ ค่าแนะนำนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ขั้นตอนนั้นสามารถแบ่งได้เป็นรอบละยี่สิบนาที่ต่อวัน เราแนะนำให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์สามรอบในหนึ่งครั้งเพื่อผลลัพธ์ที่เร็วที่สุดและยาวนานที่สุด

ใครสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เร่งฟันขาวเจมินิได้บ้าง?

ผลิตภัณฑ์เจมินิปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ทุกคน แต่โดยทั่วไปแล้วเราแนะนำให้ผู้ใช้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเราไม่แนะนำให้ผู้ตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตรใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ผลลัพธ์ต่างกันไปในแต่ละคนหรือไม่?

ใช่ ผลลัพธ์จากการใช้ขึ้นอยู่กับสภาพฟันและพฤติกรรมกรดแลซของปาก โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์เจมินิจะทำให้ฟันกลับมาอยู่ในสภาพปกติก่อนที่จะเกิดคราบขึ้นที่เกิดจากยาสูบ กาแฟ หรือไวน์แดง

ควรระขขนาดไหนในแต่ละครั้ง?

หลังจากการฟอกฟันขาวครบรอบแล้ว เราแนะนำให้ผู้ใช้รอ 3-6 เดือนระหว่างรอบการใช้ โดยทั่วไปคราบจะใช้เวลาประมาณนี้ในการกลับมาใหม่ ตามพฤติกรรมกรรักษาของปาก

เจลที่ใช้เป็นชนิดใด?

เราใช้ hydrogen peroxide ผสม 6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสูตรอ่อนโยน แต่ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องเร่งฟันขาวของเจมีโนที่ถูกออกแบบมาพิเศษ

เจลสามารถเก็บได้นานเท่าไร?

เจลควรอยู่ได้นานตามวันหมดอายุที่ระบุ (ประมาณ 18 เดือน) แต่ควรเก็บไว้ในตู้เย็นเมื่อเปิดแล้ว

สามารถใช้ผลิตภัณฑ์กับฟันปลอม ฟันที่ต่อเติม หรือการปลูกฟันได้หรือไม่?

ฟันปลอม ฟันเติม และการปลูกฟันนั้นมักสะสมคราบตามกาลเวลา ผลิตภัณฑ์เจมีโนจะทำให้คราบพวกนี้จางและขาวขึ้น แต่ความขาวนั้นจะไม่ลึกเท่ากับฟันธรรมชาติตามปกติ ความขาวนั้นจะไม่ขาวเท่ากับสีฟันปกติที่ควรจะเป็น

หากเกิดอาการเสียวฟันขึ้น

ควรจะทำเช่นไร?

หยุดทำการบำบัดรักษา ผู้ใช้ควรติดต่อทันตแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าฟันและเหงือกนั้นอยู่ในสภาพที่ดี อาการเสียวฟันไม่ใช่อาการปกติที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์เจมีโน และนี้อาจหมายถึงผู้ใช้มีอาการฟันที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ

สามารถใช้เจลชนิดอื่นร่วมกับผลิตภัณฑ์เจมีโนได้หรือไม่?

เจลเจมีโนถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เร่งความขาวของเจมีโน ได้มีการทดสอบอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยปราศจากอาการเสียวฟัน เราไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับเจลชนิดอื่นได้ถึงเรื่องความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพ

ฉันได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว

และอยากแนะนำให้ฉันลองได้ใช้

ฉันสามารถซื้อภาคแยกได้หรือไม่?

ได้ เรามีอุปกรณ์ภาคและเจลสำหรับเติมขายแยก คุณสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ได้ที่

www.beyonddent.com

สำหรับการสั่งซื้อต่อไป

ผลิตภัณฑ์เจมีโนได้รับการยอมรับโดยมาตรฐาน FDA หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์เจมีโนถูกจัดเป็นอุปกรณ์การแพทย์ระดับหนึ่งตามมาตรฐาน FDA

패키지에 다음 항목이 포함되어 있는지 확인하세요.

- 1 x Gemini™ LED 라이트
- 5 x Gemini™ 화이트닝 젤 주사기
- 1 x Gemini™ 트레이
- 1 x Gemini™ 전원 및 재충전용 리튬 배터리
- 1 x Gemini™ 충전 코드
- 1 x Gemini™ USB/ 전기 어댑터
- 1 x 블리칭 웨이드 가이드

사용전

Gemini™ 라이트를 처음 사용하기 전에 완전히 충전합니다. 사용의 용이성을 위해 Gemini™는 USB 충전 코드와 어댑터를 제공합니다. 콘센트를 통해 완전히 충전하는데 3 시간이 소요됩니다. 완전히 충전하면 20 분간 사용할 수 있습니다. 컴퓨터를 통해 충전하면 시스템에 따라 약간 길어질 수 있습니다.

라이트 표시	상태
파란색 라이트	완전 충전
천천히 깜빡이는 파란색 라이트	사용중
오렌지색 라이트	충전중
빠르게 깜빡이는 오렌지색 라이트	충전 필요

Gemini™ 사용 지침

1. 치실질을 하고 이를 부드럽게 닦습니다.
2. 블리칭 웨이드 가이드를 사용하여 원래 치아색을 확인합니다. (그림 A) 미백 후와 비교하기 위해 치아색을 표시합니다.
3. 화이트닝 젤 주사기 한 개를 사용하여 트레이 내부 능선과 바깥쪽 플라스틱 라이닝 사이에 고르게 주입합니다. (그림 B) 젤의 50%를 트레이 하단부분에 바르고, 트레이를 뒤집어서 남은 젤을 트레이 상단부분에 발라야합니다.
- * 실제 사이즈 및 용량
4. 트레이를 입에 삽입합니다. 라이트를 조사하기 위해 수평이 아래로 가게 합니다. (그림 C) 트레이를 부드럽게 씹니다. 치아 윤곽이 트레이에 맞게 합니다. 트레이 입술 놓는 곳에 입술을 편하게 놓습니다. (그림 D)

5. Gemini™ 라이트를 트레이 앞에 둡니다. 자석이 내장되어 있어 자동으로 최적의 위치에 라이트를 조사하게 됩니다. (그림 E)

" " 버튼을 5 초간 누릅니다. Gemini 라이트가 20 분 주기로 활성화됩니다. 마지막 세션에서 라이트가 자동으로 비활성화 됩니다.

만약 세션의 조기 종료가 필요하다면 " " 버튼을 2 초 누르면 라이트가 비활성화 됩니다. 20 분 주기가 끝나면 트레이를 제거하고 행굽니다. 트레이는 티슈나 부드러운 천으로 닦습니다. 건조한 후 3 단 4 단계와 5 단계를 반복합니다 두 번.

6. 2 단계에서 표시한 웨이드와 색상의 변화를 평가합니다. (그림 F)

권장 사용 방법

Gemini™를 사용하는 동안, 색소가 첨가된 음식이나 음료를 최소화합니다.

담배를 피지 않습니다. 치료 중 구강 위생을 유지합니다.

화이트닝 젤이 잇몸에 닿으면 잇몸이 하얗게 될 수도 있습니다. 몇 시간이면 이런 현상이 없어집니다.

어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

임산부나 수유부, 18 세 이하의 어린이는 사용을 삼가하십시오.

치아에 테트라 사이클린, 불소 또는 다른 화학 물질로 인한 심각한 얼룩은 치과의사와 상의하십시오. Gemini™는 이러한 얼룩제거에 효과적이지만 추가적인 치료와 적응을 위해 권장방법이 필요할 수가 있습니다.

아름다운 미소를 위해 다음 제품을
사용하실 수 있습니다.



자세한 정보는 구강 케어 제품 라인
다음 사이트에서 확인하실 수 있습니
다.

www.beyonddent.com

GEMINI™ 세척

1. 비눗물로 트레이를 세척한 후 티
슈나 부드러운 천으로 닦아서 말립니
다.
2. LED 쿨드 라이트는 젖은 헝겊으로
닦습니다. 물로 헹구거나 담그지 마
십시오.

보관 유지보수

서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.
요. 직사광선에 노출시키지 마십시오.

최상의 결과를 위해 Gemini™ 화이트
닝 젤을 냉장 보관하십시오. 사용한 후
에 빈 주사기를 재사용 할 수 있습니
다.



참고 : 미국 Beyond Dental
& Health 에서는 빈 주사기
로 다음번 Gemini™ 리필
주사기 키트 주문에 사용할
수 있는 \$5 쿠폰이 제공됩니
다. 자세한 사항은 Beyond
Dental & Health 에 문의하
시길 바랍니다.

금기 사항

Gemini™ 화이트닝 젤은 잘 알려진 알
레르기가 있거나 과산화물 또는 글리
콜에 과민반응이 있는 환자는 사용을
금지합니다.

FAQ

**Gemini™ 치아 미백 엑셀레이터로 어
떤 결과를 기대하면 되나요?**

결과는 치아 상태에 따라 다릅니다.
하지만 한번에 총 60 분을 사용하면
평균 6-8 쉐이드 개선됩니다.

치아가 시리나요 ?

아니오. 치아 시림은 고농도의 과산화수소 또는 젤이나 빛으로 인한 탈수로 생깁니다. Gemini™는 순한 6%의 UV 프리 LED 라이트 엑셀레이터를 사용합니다.

연속으로 3-20 분을 다 해야 합니까 ?

아니오. 좋은 결과를 위한 권장사용 방법입니다. 하지만 하루에 20 분씩 나눌 수 있습니다. 빠르고 오래 지속되는 효과를 위해서 한번에 20 분씩 3 번 하는 것을 권장합니다.

Gemini™ 치아 미백 가속기 사용 대상이 어떻게 되나요 ?

Gemini™는 누구나 사용할 수 있지만 18 세 이상이 사용하길 권장합니다. 임신부 또는 수유부의 사용을 권장하지 않습니다.

사람마다 결과가 다르나요 ?

네. 치아 상태와 개인 습관에 따라 다릅니다. 일반적으로 Gemini™를 사용하면 담배, 커피 또는 와인으로 인해 변색된 치아가 원래의 색으로 돌아옵니다.

다음 치아 미백 치료까지 얼마나 기다려야 하나요 ?

전체 치아 미백 후 3-6 개월 후에 미백 치료하길 권장합니다. 일반적인 생활 습관으로 치아가 재 변색 되기까지는 오래 걸리기 때문입니다.

어떤 종류의 젤이 사용되나요 ?

순한 % 의 과산화수소를 혼합하여 Gemini™ 엑셀레이터와 결합하여 좋은 결과를 얻게합니다.

젤의 유효기간이 어떻게 되나요 ?

젤은 유효기간 (약 18 개월) 이 있지만 개봉한 뒤 냉장보관하길 권장합니다.

Gemini™는 포세린 비니어, 접착한 치아, 임플란트에도 효과가 있나요 ?

포세린 비니어, 접착한 치아, 임플란트도 오래되면 표면에 얼룩이 집니다. Gemini™는 이러한 얼룩을 희게 하지만 자연 치아처럼 효과가 크지는 않습니다. 원래 소재의 색으로 돌아가지는 않습니다.

민감 반응이 일어나면 어떻게 하나요?

치료를 중지합니다. 해당 지역의 치과 전문가와 치아와 잇몸이 건강한지 확인합니다. Gemini™를 사용할 때 민감 반응이 일어나는 건 비정상적이며 치아의 다른 문제가 있는 것입니다.

Gemini™ 시스템과 다른 젤을 사용해도 되나요?

Gemini™ 젤은 Gemini™ 엑셀레이터에 맞게 배합되었습니다. 여러 테스트를 거쳐 민감반응 없이 좋은 미백 결과를 나눴습니다. 다른 젤과 같이 사용했을때 안전과 효과를 보장하지 않습니다.

단계별로 사용한 후, 가족도 사용하게 하고 싶은데 별도로 트레이를 구입할 수 있나요?

네. 트레이와 리필 젤 모두 별도로 구입하실 수 있습니다. www.beyonddent.com 를 통해서 추가 주문을 할 수 있습니다.

Gemini™는 FDA 승인을 받았나요?

Gemini™는 FDA I 급 의료기기로 분류되어 있습니다.

تحقق من

مجموعتك لتأكد من وجود كل المحتويات المذكورة أدناه :

- 1 × TM Gemini وحدة الضوء LED.
- 5 × TM Gemini جل للتبييض .
- 1 × TM Gemini قالب .
- 1 × TM Gemini وحدة القوة مع بطارية ليثيوم قابلة للشحن.
- 1 × TM Gemini سلك كهربائي .
- 1 × TM Gemini / محول كهربائي USB.
- 1 × دليل درجة التبييض .

قبل الاستخدام

يتطلب شحن جهاز Gemini بشكل كامل قبل الاستخدام الأول . لتسهيل الاستخدام، يأتي مع جهاز Gemini شاحن محول و USB. سوف يستغرق حوالي 3 ساعات للحصول على شحن كامل من خلال المقبس الكهربائي ، ويمكن أن تؤدي بالشحن الكامل ما يقرب من عشرين دورة خلال 20 دقيقة ممكن شحنه عن طريق الكمبيوتر ولكن سوف يحتاج الى وقت أطول، اعتماداً على نوع النظام.

إشارة ضوء	الحالة
الأزرق	مشحون بالكامل
الأزرق، ينبض ببطء	في الاستخدام
البرتقالي	شحن
البرتقالي، ينبض بسرعة	بحاجة إلى إعادة شحنها

1. تنظيف الأسنان بالخيط والفرشاة بلطف.

2. تحديد درجة بياض الأسنان الأصلي باستخدام دليل درجة التبييض. (الشكل A)
علامة إلى درجة المقارنة ما بعد العلاج.

3. استخدم واحدة من الجل الموجودة في الابرة، بحيث يتم وضع 50% من جل التبييض على طول حافة القالب السفلي ، وما تبقى من الجل يتم وضعه على طول الحافة العلوية من القالب ، وفقاً لتوضيح.

(الشكل B) لحجم الفعلي للجرعة

4. وضع القالب داخل الفم. الجزء الأمامي يتم توجيهه من الجزء السفلي للقالب، لتثبيت وحدة الضوء عليها . (الشكل C)
اضغط بلطف. يجب أن يطابق القالب مع حجم الأسنان . ضبط الشفتين بحيث تكون بعيدة عن القالب ووضعهم في الجزء الحامي للشفة من القالب لمزيد من الراحة . (الشكل D)

5. وضع باعث الضوء Gemini أمام القالب . المغناطيس الداخلي سوف يقوم بتوجيه الضوء الى أفضل موقع أمام القالب . (الشكل E)

استمر بالضغط على الزر "🔍" لمدة خمس ثواني. ضوء Gemini سوف يتم تفعيله لدورة كاملة مدتها عشرين دقيقة. عند انتهاء مدة الدورة كاملة (20 د) يتم إيقاف الضوء تلقائياً.

إذا كان يحتاج لإيقاف الضوء قبل انتهاء الدورة يستطيع أن يقوم بذلك بالضغط المستمر على الزر "🔍" لمدة ثواني. الضوء سوف يتوقف. بعد العشرين دقيقة (الدورة الكاملة) ، يتم إزالة القالب وشطفها وتجفيفها بقطعة قماش ناعمة او بالمنديل . بعد

6. تقييم تغير درجة اللون مقارنة بمقياس درجة البياض من الخطوة الثانية (شكل F)

لأفضل النتائج

يرجى تغادي أو تقليل استهلاك المواد الغذائية الملونة والمشروبات أثناء استخدام Gemini محاولة الحد من استخدام منتجات التبغ. حافظ على نظافة الفم والأسنان خلال المعالجة

في حالات نادرة، قد يلامس جل التبييض اللثة أثناء فترة العلاج. في مرحلة ما بعد العلاج قد

يتحول اللون الوردي للأنسجة إلى بياض اللون، وسوف يعود إلى لونه الطبيعي خلال ساعات قليلة، وليس هناك سبب داعي للقلق

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. لا يصلح للنساء الحوامل أو المرضعات أو الأطفال تحت سن 16. إذا كان لديك البقع الشديدة التي تسببها التتراسيكلين، الفلوريد، أو مادة كيميائية أخرى، فيرجى مناقشة أفضل الخيارات الخاصة بك لتبييض البقع مع طبيب الاسنان الخاص بك. Gemini فعالة لتبييض هذه الأنواع من البقع، ولكن الدورات العلاجية الإضافية أو الدورية قد تكون لازمة لتحقيق أفضل النتائج



للمساعدة في الحفاظ بإستامتك جديدة كبيرة قد حاولت المنتجات التالية. ويمكن رؤية مزيد من المعلومات حول خطنا العناية بالفم هنا: www.beyonddent.com

تنظيف Gemini™

1. غسل القالب بالماء والصابون، ثم شطفه وتجفيفه بالمنديل أو قطعة قماش ناعمة.
2. استخدام قطعة قماش مبللة لمسح وحدة الضوء LED البارد . لا يشطف ولا يغمر بالماء. GEMINI.

ما هي النتائج التي يجب أن أتوقع من جهاز Gemini لتبييض الأسنان؟

سوف تختلف النتائج اعتماداً على حالة الأسنان، ولكن ينبغي للمريض أن يرى تحسناً في درجة التبييض بمتوسط ما بين 6-8 بعد الجلسة واحدة من مجموع ستين دقيقة .

يمكن أن أتوقع حدوث حساسية في الأسنان؟

لا. حيث يتسبب حدوث الحساسية في الأسنان إما من التركيز العالي ليبيروكسيد الهيدروجين أو حدوث جفاف بسبب الجل أو الضوء . تستخدم Gemini تركيز معتدل وهو 6%، إلى جانب وجو ضوء LED الفعال المزيل للأشعة فوق البنفسجية .

هل يجب أن أقوم بجميع 20-3 دورات على التوالي؟

لا. حيث هذا الإجراء موصى به فقط للحصول على أفضل النتائج، ولكن يمكن تقسيم الإجراء وصولاً إلى 20 دقيقة للدورة الواحدة في اليوم. ولكننا ننصح بإجراء ثلاث دورات متكاملة الواحدة تستغرق عشرين دقيقة في جلسة واحدة لنتائج سريعة وطويلة الأمد.

من يستطيع استخدام تبييض الأسنان Gemini الفعال ؟

يتميز Gemini بسهولة الاستخدام الأمر الذي يمكن أي شخص من استخدامه ، ولكن هو مقترح بشكل عام للفئة العمرية 16 أو أكثر. نحن أيضاً لا نوصي استخدامه للنساء الحوامل أو المرضعات.

يحفظ كافة المحتويات الموجودة في مكان بارد وجاف. يرجى تجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة للحصول على أفضل النتائج، يحفظ جل التبييض Gemini في الثلاجة . بعد الاستخدام، يمكن إعادة تدوير الإبر الفارغة.

ملاحظة: في الولايات المتحدة، يمكنك إعطاء شركة بيوند للصحة والأسنان لإبر الفارغة والحصول على



قسمة شراء بقيمة 5 دولار من قيمة الطلبية القادمة من إبر Gemini المعاد ملئها . للمزيد من التفاصيل يرجى الإتصال مع شركة بيوند للصحة الأسنان .

هل النتائج متطابقة لجميع الأشخاص؟

نعم، ولكن النتائج تعتمد تبعاً لحالة الأسنان والعادات الشخصية. وبصفة عامة، فإن Gemini سوف تحقق لك لون البياض الطبيعي للأسنان قبل تلونه بفعل تناول التبغ، والبن، أو النبيذ الأحمر ، او الاطعمة الملونة

كم من الوقت يجب أن أنتظر بين الجلسات ؟

بعد تبييض الأسنان بشكل كامل ، فإننا نقترح عموماً أن تنتظر من 3-6 أشهر قبل إجراء جلسة تبييض أخرى. سوف يستغرق عادة هذا الوقت الطويل لحين تشكل مرة ثانية بقع في الأسنان الناتجة من عادات الحياة الطبيعية.

أي نوع من الجل يتم استخدامه؟

نحن نستخدم 6% من مزيج بيروكسيد الهيدروجين ذات التركيز المعتدل الذي يعطي نتائج قوية مقترن ب Gemini الفعال المصمم بشكل خاص لذلك .

كم مدة استخدام الجل ؟

الجل يجب أن يستمر استخدامه حتى تاريخ انتهاء الصلاحية (حوالي 18 شهراً) ، ولكن يجب التأكد من حفظ الجل في الثلاجة بمجرد فتحه.

هل سيعمل Gemini على تلييس الحشوة ، وربط

الإنسان وزراعة الأسنان؟

تلييس الحشوة، وربط وزراعة الأسنان كلها سوف تقوم بشكل البقع السطحية على مر الزمن. والعلاج باستخدام Gemini سوف تبييض هذه البقع، ولكن هذا التبييض سوف لن يكون عميقاً كما هو الحال في الوضع المعتاد والأسنان الطبيعية. عملية التبييض سوف لن يصل الى درجة التبييض الطبيعية المرجوة لهذه المواد .

إذا كنت تواجه حساسية، فما هي الخطوات التالية؟

يجب ان تتوقف عن المعالجة والاتصال مع دكتورالإنسان المحلي الخاص بك لتأكد من صحة أسنانك ولتتأكد بشكل جيد. ومن غير المعتاد عند استخدام Gemini للعلاج أن توجد حساسية ، وهذا يعني انك تعاني من مشكلة في الإنسان من نوع اخر تحتاج الى استشارة طبيبك .

هل يمكنني استخدام جل تبييض من نوع آخر مع جهاز

Gemini؟

تم صياغة جل التبييض Gemini على وجه التحديد للفاعل بشكل آمن مع جهاز Gemini الفعال . لقد تم إجراء عدة اختبارات مكثفة لتقديم أفضل نتائج التبييض من دون حساسية. لا يمكننا أن نقدم أي رأي فيما يتعلق بالسلامة أو الفعالية حول أي جل من الأنواع الأخرى .

أنا اتبعت الخطوات، وأود لأختي في تجربة ذلك أيضاً.
هل يمكنني شراء القوالب على حدا؟
نعم، ونحن نقدم كل عيوة جل تبييض على حدا.
يمكنك الإتصال بنا عبر موقعنا على
www.beyonddent.com لتسجيل طلبك.

هل تمت الموافقة من قبل ادارة الأغذية والعقاقير على
منتج Gemini؟
لقد تم سرد Gemini باعتبارها الجهاز الطبي الفئة I
مع ادارة الأغذية والعقاقير.

Technical Data

Dimensions: 190mm x 190mm x 85mm

(including packaging materials)

Output illuminance value: $40 - 50 \text{ mw} / \text{cm}^2$

Operating current: $260 \pm 20 \text{ mA}$

Operating voltage: 3.7V

Charging current: $400 \pm 30 \text{ mA}$

Charging voltage: $5.0 \text{ V} \pm 0.1 \text{ V}$

Storage temperature: $5^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$

Comparative humidity: $\leq 80\%$

Symbol	Meaning	Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
	Consult Instructions for Use		Use By		Date of Manufacture
	Caution		Batch Code		Temperature limit
	Authorized Representative in the European Union		Manufacturer		Do Not Reuse



— Global leaders in aesthetic dentistry. *Products of USA*

BEYOND® USA HEADQUARTERS

711 Julie Rivers Dr.
Sugar Land, TX 77478 USA
TEL +1-281-277-4352
E-mail: info@beyonddent.com

BEYOND® EUROPEAN HEADQUARTERS

Germany
Tel: +48-600-288-309
E-mail: europe@beyonddent.com

BEYOND® ASIA PACIFIC HEADQUARTERS

Chaoyang District, Beijing
China 100029
E-mail: asia@beyonddent.com